

GAINE SOUPLE D'EXTRACTION

Références: YGAINE100, YGAINE200, YGAINE250, YGAINE315



DESCRIPTIF

Gaine souple d'extraction pour sorbonne.

Composé d'un film de PVC classé au feu M1; épaisseur de 0.4mm; de couleur bleue. Renforcé par spire acier cuivré de section variable suivant le diamètre du flexible. Le rayon de courbure possible est de une fois le diamètre de la gaine. La température d'utilisation est de -5°C à $+70^{\circ}\text{C}$. Résistant aux vapeurs chimiques (acides, bases, solvants et sels).

DIMENSIONS

Ø 100, Ø 200, Ø 250, Ø 315 de longueur 1m (voir autres dimensions sur demande pour les longueurs).

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME/ YGAINE100, YGAINE200, YGAINE250, YGAINE315

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*