


## HOTTE SUSPENDUE

Références: YHOTTE120, YHOTTE150, YHOTTE180



### DESCRIPTIF

D'une largeur de 1200, 1500 ou 1800 mm par une profondeur de 800 et une hauteur de 750 mm, elle est suspendue ou vient

se fixer contre un mur.

Composée d'une armature métallique en tube 30 x 30 laquée époxy blanc, elle est réalisée en PVC M1 de 19 mm d'épaisseur.

Le diamètre d'extraction est de 250 mm.

Les commandes de ventilation et de l'éclairage se situent sur la façade.

L'éclairage étanche est proposé en option.

### DIMENSIONS

Largeur 1200mm, 1500mm, 1800mm—Hauteur 1600mm—Plan de travail de 750mm.

### MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / YHOTTE120, YHOTTE150, YHOTTE180 / YHOTTE120, YHOTTE150, YHOTTE180

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*