

REHAUSSE DE SORBONNE

Références: YREHAUSSE



DESCRIPTIF

Rehausse de sorbonne permettant l'adaptions de cette dernière au faux-plafond

DIMENSIONS

Hauteur variable selon la hauteur du faux-plafond

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME/ YREHAUSSE / YREHAUSSE

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*