

VARIATEUR POUR SORBONNE SPI VISIO

Références: YVARIATEUR, YVARIATEUR1



DESCRIPTIF

Variateur pour sorbonne SPI VISIO permettant l'alimentation et la variation de vitesse du ventilateur d'extraction.

Il est piloté par le contrôleur de sorbonne, lui-même asservi à la hauteur d'ouverture de la vitre.

DIMENSIONS

YVARIATEUR : Variateur pour ventilateur SEAT20 et SEAT25

YVARIATEUR1 : Variateur pour ventilateur SEAT30

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / YVARIATEUR, YVARIATEUR1 / DIGIDRIVE SK (LEROY SOMER)

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*