



BROYEUR / DILUTEUR POMPE PÉRISTALTIQUE

BROYEUR MALAXEUR MIXWEL UP!



- > Système de broyage plus performant
- > Compact et léger
- > Silencieux et sans vibration
- > Le MIXWEL UP! est un broyeur nouvelle génération à hautes performances grâce à son système pendulaire breveté. Sa conception ergonomique et son design lui permet de s'intégrer facilement sur votre paillasse

Performances Avancées :

Doté de pales ajustables et d'un système pendulaire, le MIXWEL UP! offre un broyage silencieux, sans vibration, et une pression de jusqu'à 70 kg par pale, garantissant des résultats homogènes et reproductibles.

Conception Ergonomique :

Conçu pour une utilisation facile, le MIXWEL UP! propose des commandes simples, un nettoyage rapide avec une porte et des pales amovibles, et un poids léger de seulement 14 kg, offrant ainsi un confort optimal à l'utilisateur.

Efficacité Démontrée :

Une étude comparative réalisée par l'ESIAB a révélé que le MIXWEL UP! permet d'obtenir un taux de recouvrement 50 % plus élevé qu'un broyeur classique, assurant ainsi une performance supérieure dans une variété d'applications

Référence	Désignation	Prix € HT
B007500	Broyeur malaxeur MIXWEL UP! - MIXW1201	3750,00
S007502	Support pour 14 sacs de broyage - MIXW2002	230,58

DILUTEUR GRAVIMÉTRIQUE DILUWEL UP!



- > Rapide & Précis
- > Ergonomie optimale testée et approuvée
- > Ecran tactile intuitif

Le DILUWEL UP! est un diluteur gravimétrique nouvelle génération, conçu pour une dilution précise et rapide de vos échantillons dans une configuration pensée pour le confort de l'utilisateur.

Prise en main intuitive :

Avec son écran tactile et son menu convivial, le DILUWEL UP! permet une utilisation instantanée. En quelques touches, les utilisateurs peuvent naviguer entre les fonctions, ajuster les paramètres et utiliser les outils de productivité inclus, pour une expérience fluide, dès la première utilisation !

Référence	Modèle	Composition	Prix € HT
D007503	DILUWEL UP! -DILW1201	DILUWEL UP!	5760,50
D007502	MINI PACK DILUWEL UP! -DILW1201M	DILUWEL UP! , 1 jeu de tuyau complet 6.4mm (avec embout de distribution FINGERSTOP)	5800,00

DILUTEUR GRAVIMÉTRIQUE DILUWEL UP! (SUITE)

Référence	Modèle	Composition	Prix €HT
D007505	TURBO PACK DILUWEL UP! -DILW1201T	DILUWEL UP!, 2 jeux de tuyau complet 8mm (avec embout de distribution FINGERSTOP), 2 PATAWEL (12U), 2 tubulures rotor 8mm - 5 pcs	6100,00
D007504	READY PACK DILUWEL UP! -DILW1201R	DILUWEL UP!, 2 jeux de tuyau complet 8mm (avec embout de distribution FINGERSTOP), 2 PATAWEL (12U), 2 tubulures rotor 6.4 mm - 5 pcs	5900,00
D007501	DUO PACK DILUWEL UP! -DILW1201D	DILUWEL UP!, 1 DILUPUMP UP!, 2 jeux de tuyau complet 8mm (avec embout de distribution FINGERSTOP), 2 PATAWEL (12U), 2 tubulures rotor 6.4mm - 5 pcs	7400,00
D007500	CONNECTED PACK DILUWEL UP! -DILW1201C	DILUWEL UP!, 1 LABPAGE - traçabilité en temps réel - licence annuelle, 1 imprimante ticket pour DILUWEL	6500,00

POMPE PÉRISTALTIQUE DE DISTRIBUTION DOSYWEL UP!



- > Rapide & Précis
- > Compact et légère
- > Ecran tactile intuitif

La DOSYWEL UP ! est une pompe péristaltique nouvelle génération, conçue pour une distribution précise et rapide de vos liquides et s'adaptant à tous vos besoins de distribution pour un premier pas vers l'automatisation de votre laboratoire.

Prise en main intuitive :

Avec son écran tactile et son menu convivial, la DOSYWEL UP ! permet une utilisation instantanée. En quelques touches, les utilisateurs peuvent naviguer entre les fonctions, ajuster les paramètres et utiliser les outils de productivité inclus, pour une expérience fluide, dès la première utilisation !

Performances Supérieures :

Avec une vitesse de distribution rapide de 1 seconde pour 9ml, la DOSYWEL UP! offre un gain de temps significatif sans concession sur la précision.

Amélioration de la productivité :

La création de programme sur mesure permet de choisir une distribution dose par dose, automatique avec intervalles prédéfinis ou encore l'utilisation d'une pédale. Couplée à un embout Fingerstop™ ou une potence de distribution, elle s'adapte à votre laboratoire afin d'optimiser votre productivité.

Modes multiples :

Grâce à ses multiples modes, la DOSYWEL UP! propose l'ajustement de la vitesse, la définition d'un débit constant ou la distribution continue. La DOSYWEL UP ! permet aussi la gestion des milieux concentrés.

Intégration parfaite sur la paillasse :

Avec son empreinte réduite, et son petit poids de 3.1 Kg, elle est facilement manipulable. De plus, son écran résistant aux éclaboussures permet une très grande nettoyabilité de l'instrument.

Traçabilité Complète :

Bénéficiez d'une traçabilité totale des dosages, des vérifications quotidiennes et des calibrations grâce à l'export via clé USB. Retrouvez aussi ces informations sur le portail dédié Labpage™ ou sur votre LIMS, assurant ainsi la conformité aux normes ISO.

Référence	Modèle	Composition	Prix €HT
P007505	DOSW1201	DOSYWEL UP !	3171,00
P007507	MINI PACK DOSYWEL UP! DOSW1201M	DOSYWEL UP!, 1 jeu de tuyau complet 3.2mm (avec embout de distribution droit)	3200,00
P007509	TURBO PACK DOSYWEL UP! DOSW1201T	DOSYWEL UP!, 2 jeux de tuyau complet 8mm (avec embout de distribution), 2 tubulures rotor 8mm - 5 pcs	3400,00
P007508	READY PACK DOSYWEL UP! DOSW1201R	DOSYWEL UP!, DILUPUMP UP!, 3 jeux de tuyau complet 3.2mm (avec embout de distribution)	3250,00
P007504	CONNECTED PACK DILUWEL UP! DILW1201C	DOSYWEL UP!, 1 LABPAGE - traçabilité en temps réel - licence annuelle	3400,00

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON