


INFO PRODUIT



PAR ELISA

PAR BANDELETTES



TEST ADULTÉRATION DU LAIT PROGNOSIS BIOTECH

PAR ELISA

PAR BANDELETTES

Quantification du **lait de vache** dans le **lait de brebis** ou **de chèvre**
Quantification du **lait de chèvre** dans le **lait de brebis**

- Test en **85 minutes**
- Disponible en **48 et 96 puits**
- Conservation **12 mois**
- **Prêt** à l'emploi

- Test en **3 minutes**
- Convient pour les tests sur le **terrain et en laboratoire**
- Anticorps hautement sélectifs
- **Prêt** à l'emploi

PAR ELISA

PAR BANDELETTES

- **Détection lait de vache dans le lait de chèvre ou de brebis**

0.03 % du mélange dans le lait
de négatif à 0-8 % de falsification

Limite de détection
Gamme de quantification

0.1 % du mélange dans le lait
de négatif à 0-2 % de falsification

- **Détection lait de chèvre dans le lait de brebis**

0.06 % du mélange dans le lait
de négatif à 0-25 % de falsification

Limite de détection
Gamme de quantification

0.1 % du mélange dans le lait
de négatif à 0-2 % de falsification