

INFO PRODUIT



PAR ELISA

PAR BANDELETTES



AFLATOXINE M1 DANS LE LAIT

PROGNOSIS BIOTECH

PAR ELISA

- Disponible en **48 et 96 puits** en barrettes sécables
- Test entre **20 et 75 minutes**
- Réaction croisée avec **Aflatoxine M2 <0.1%**
- Lecture à **450 nm**
- **Prêt** à l'emploi
- Conservation **12 mois**

PAR BANDELETTES

- Disponible en **48 et 96 bandelettes**
- Test en **8 et 10 minutes**
- **Précision** très élevée
- Test **quantitatif** avec lecteur
- **Prêt** à l'emploi
- Conservation **12 mois**

PAR ELISA

Limite de
détection

Gamme de
quantification

M1 BF (Baby food)	1.5	5 - 80
M1 ES (extra sensible)	< 2	5 - 250
M1 fast (rapide)	5	10 - 250

PAR BANDELETTES

Limite de détection

Gamme de
quantification

Bandelette M1	2	8 - 150
Bandelette 750	10	30 - 750
Bandelette 1000	22	70 - 1000

Pour rappel 1 ppm = 1mg / kg = 1000 µg / kg = 1000ppb