

INFO PRODUIT




Grosseron
being a part of you

BIOAVLEE™



COMPTEUR DE COLONIES QUANTICA 500 BIOAVLEE

- Taille minimum de colonie : 0.05 mm
- Pour boîte de pétri 90 mm
- Temps de comptage en 0.5 secondes



Quantica 500™ permet le **comptage automatique de colonies** sur milieu enrichi, sur gélose sélective ou chromogène dans les analyses microbiologiques.

Il permet d'**exclure des zones ou des artéfacts** de la lecture ainsi que d'**ajouter et de supprimer manuellement** des colonies.

L'appareil comprend des **modèles de géloses pré-enregistrées**.

3 types d'éclairage permettent d'optimiser les contrastes de la colonie.



Inclus : Logiciel et deux boîtes de validations



Camera
cmos 5 MP



Puissance
100 - 240 V - 50/60 Hz



Export des données
en .xls, .jpeg, .png et .pdf



Logiciel intuitif
Français, Anglais, Allemand, Polonais



Poids
2.5 kg

Version Janvier 2020