



STOCKAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES

Sélection

Édition 8

OFFRE PROMOTIONNELLE

Du 1er septembre 2023 au 5 janvier 2024

asecos[®]

15% de remise
déjà déduite*



** Offre valable sur toutes les armoires et caissons de ventilation de la gamme asecos, quelque soit la configuration intérieure.*



COMPARAISON ENTRE ARMOIRES



Stockage de produits inflammables

**INCOMPATIBLE
CONTENEURS DE SÉCURITÉ
REQUIS**

Isolation

AUCUNE ISOLATION

Certification

AUCUNE

Résistance au feu (en minutes)



Risque de sinistre

TRÈS ÉLEVÉ

Conséquences légales
et responsabilité personnelle



AUCUNE SÉCURITÉ



**COMPATIBLE
CONTENEURS DE SÉCURITÉ
RECOMMANDÉS**

ISOLATION À L'AIR



**RECOMMANDÉ
AUCUNE RESTRICTION**

**PANNEAUX RÉSISTANTS
AU FEU**



**CERTIFICATION PAR DES TIERS
(FM 6050, UL 1940
OU SIMILAIRE)**

10

MOYEN

30

FAIBLE

90

AUCUN

EN 14470-1



EN GS FM



SÉCURITÉ MAXIMALE

SECURITÉ MAXIMALE

La technologie de type 90 selon la norme EN 14470 est de pointe aujourd'hui. Cette norme est la seule qui garantisse la sécurité en cas d'incendie, pour le personnel, les pompiers et les équipes de sauvetage.

Lors de la création d'une procédure en matière de protection contre l'incendie, tenez compte de tous les aspects des actions préventives contre les incendies. Libérez les issues de secours et évitez toute propagation des flammes pour permettre le déploiement aussi rapide et efficace que possible. Le but est la protection de la vie et de la santé de toutes les personnes à l'intérieur du bâtiment. Il est également important de minimiser les dommages subis par le bâtiment et d'éviter les temps d'arrêt opérationnels.

L'armoire de sécurité coupe-feu de 90 minutes selon la norme EN 14470 asecos remplit tous ces critères sans aucune restriction en ce qui concerne la structure d'un bâtiment.

Vous trouverez ici une sélection de produits de la gamme asecos.

Autres configurations possibles sur demande.



ARMOIRE ASECOS Q-CLASSIC 90 À PLUSIEURS COMPARTIMENTS



- > Construction extrêmement robuste
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1
- > Plusieurs compartiments

Construction :

Rigidité maximale en torsion. Peinture structurée résistante aux rayures. Serrure anti-effraction avec témoin de couleur rouge/vert indiquant la position de la serrure (fermée/ouverte) et canon interchangeable ; intégration possible dans une installation de fermeture centralisée.

Portes :

Les portes de l'armoire peuvent rester bloquées dans toutes les positions entre 0° et 90° pour faciliter la manipulation des produits dangereux dans l'armoire de sécurité. En cas d'incendie, la sécurité est garantie par la fermeture automatique des portes déclenchée par les thermo-fusibles intégrés.

Socle et Q-Mover :

Socle de transport et de manutention intégré. Déplacement facilité de l'armoire sans palette. Plinthe frontale amovible pour cacher le passage de fourche, adaptée pour un aspect uniforme de l'armoire. Le système Q-Mover (en option) permet aux armoires de sécurité de la série Q de passer verticalement les portes d'une hauteur standard.

Compartimentation :

Deux modèles d'armoire à compartiments antifeu 90min :

- Une armoire à 2 compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire.
- Une armoire tout en un avec plusieurs compartiments (au nombre de 4) qui permettent le stockage de différentes substances dangereuses dans une même armoire.

Testée et homologuée avec une résistance au feu de 90 minutes pour tous les compartiments

Homologuée GS, conforme CE

Couleurs disponibles de portes : Jaune, Gris, Rouge, Bleu, Vert, Argent et Blanc

Les 2 armoires existent en 120 cm de large avec les dimensions suivantes :

1195 x 615 x 1955 mm

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire de 75 mm

Couleur porte							
Armoire Q-Classic-90 à 2 compartiments	A005556	A005557	A005558	A005559	A005560	A005561	A005562
Prix €HT	3068,72	3068,72	3068,72	3068,72	3068,72	3068,72	3068,72
Armoire Q-classic-90 à 4 compartiments	A005563	A005564	A005565	A005566	A005567	A005568	A005569
Prix €HT	3123,16	3123,16	3123,16	3123,16	3123,16	3123,16	3123,16

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires Q-Classic-90 à 2 compartiments L=1200mm

Référence	Compartiment Gauche	Compartiment Droite	Prix €HT
K005439	Kit 3 étagères + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	Kit 3 étagères de rétention + 1 bac de rétention au sol (V=11L)	735,20
K005440	Kit 6 tiroirs	Kit 3 étagères de rétention + 1 bac de rétention au sol (V=11L)	1372,22

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires Q-Classic-90 à plusieurs compartiments L=1200mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005441	Kit 2 étagères + 2 caillebotis + 2 bac de rétention au sol (V=22L) + 4 tiroirs	761,18
K005442	Kit 4 étagères + 4 bacs de rétention au sol (V=22L)	317,79
K005443	Kit 4 étagères + 4 caillebotis + 4 bacs de rétention au sol (V=22L)	442,43

ESPACE CLIENT EN LIGNE

L'espace client personnalisé...

www.grosseron.com

Accès sécurisé par identifiant et mot de passe.
Consultez vos commandes, vos devis en cours.

Modifiez vos abonnements.
Suivez vos livraisons grâce au tracking colis.

Espace client

Je suis client, j'ai mes identifiants web

Identifiant :

Mot de passe :

Je suis client, je veux recevoir mes identifiants web

ARMOIRE ASECOS Q-PEGASUS 90



- > Construction extrêmement robuste
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1

Construction :

- Rigidité maximale en torsion.
- Peinture structurée résistante aux rayures.
- Serrure anti-effraction de couleur rouge/vert indiquant la position de la serrure (fermé/ouvert) et canon interchangeable.

Portes :

- Manipulation facile avec une ouverture des deux portes avec une seule main (AGT).
- Possibilité de bloquer l'ouverture des portes pour chargement et déchargement sécurisé des contenants.
- Fermeture automatique des portes (TSA) de série permettant de relâcher les portes au bout de 60 secondes d'ouverture. Un signal d'alarme visuel et sonore se met en marche avant la fermeture des portes.

Socle et Q-Mover :

- socle de transport et de manutention intégré.
- Déplacement aisé de l'armoire sans palette.
- Plinthe frontale amovible (option) pour cacher le passage de fourche, adaptée pour un aspect uniforme de l'armoire.
- Système Q-Mover (en option) permet aux armoires de sécurité de la série Q de passer verticalement les portes d'une hauteur standard.

Testées et homologuées avec une résistance au feu de 90 min
Homologuées GS, conformes CE
Couleurs disponibles des portes : Jaune, Gris, Rouge, Bleu, Vert, Argent, Blanc
Dimensions des armoires :
- 1200x615x1955 mm pour modèle Q90.195.120.WDAC
- 900x615x1955 mm pour modèle Q90.195.090.WDAC
- 600x615x1955 mm pour modèle Q90.195.060.WDAC
Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle
Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm

Couleur							
Modèle Q90.195.120.WDAC - largeur 1200 mm	A005221	A005222	A005223	A005224	A005225	A005226	A005227
Prix €HT	3165,29	3165,29	3165,29	3165,29	3165,29	3165,29	3165,29
Modèle Q90.195.090.WDAC - largeur 900 mm	A005235	A005236	A005237	A005238	A005239	A005240	A005241
Prix €HT	3034,17	3034,17	3034,17	3034,17	3034,17	3034,17	3034,17
Modèle Q90.195.060.WDAC - largeur 600 mm	A005249	A005250	A005251	A005252	A005253	A005254	A005255
Prix €HT	2400,72	2400,72	2400,72	2400,72	2400,72	2400,72	2400,72

ARMOIRE ASECOS Q-PHOENIX 90



- > Construction extrêmement robuste
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1

Armoire durable et robuste, protection contre la corrosion. Certifiée GS avec 50 000 cycles d'ouvertures et de fermetures sans usure.
Ventilation : conduit d'air intégrée DN75 à un système d'extraction. L'hélice de ventilation indique le bon fonctionnement du système d'échappement à l'intérieur de l'armoire.
Portes pliables pour une économie d'espace. Porte réglable avec arrêt dans toutes les positions. Fermeture automatique des portes en cas d'incendie. Equipement intérieur multiple et identique au reste de la gamme Q-Line. Dispositifs de réglage pour un alignement et une compensation rapides et efficaces sur des planchers inégaux (maximum 10 mm).
Verrouillage de l'armoire avec serrure. Étiquetage de sécurité.

Couleur disponible des portes : Jaune - Dimensions externes des armoires : 1193 x 615 x 1955 mm pour modèle Q90.195.120.FD - Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire : 75 mm
Il n'existe qu'un seul modèle d'armoire
Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement

Référence	Couleur	Prix €HT
A005523		3404,84

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires Q-Line L=1200mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005200	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L) L=1200 mm	202,37
K005201	Kit 4 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L) L=1200 mm	241,88
K005202	Kit 3 étagères - 1 bac (V=33L) L=1200 mm	162,86
K005203	Kit 4 étagères - 1 bac (V=33L)	202,37
K005204	Kit 3 étagères - 1 bac (V=33L) - 1 caillebotis - 1 bac (V=55L)	370,03
K005207	Kit 4 tiroirs	833,77
K005208	Kit 5 tiroirs	1042,22
K005209	Kit 6 tiroirs	1250,66

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires Q-Line L=900mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005210	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=23L)	202,37
K005211	Kit 4 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=23L)	241,88
K005212	Kit 3 étagères - 1 bac (V=23L)	162,86
K005213	Kit 4 étagères - 1 bac (V=23L)	202,37
K005216	Kit 4 tiroirs	833,77
K005217	Kit 5 tiroirs	1042,22
K005218	Kit 6 tiroirs	1250,66

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires Q-Line L=600mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005219	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=22L)	172,92
K005220	Kit 4 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=22L)	204,09
K005221	Kit 3 étagères - 1 bac (V=22L)	141,77
K005222	Kit 4 étagères - 1 bac (V=22L)	172,92
K005223	Kit 3 étagères - bac (V=12L) - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L)	339,75
K005226	Kit 4 tiroirs	539,97
K005227	Kit 5 tiroirs	674,96
K005228	Kit 6 tiroirs	809,95

✓ Accessoires optionnels pour armoire Q-Line

Référence	Désignation	Prix €HT
O005202	Q-Mover	184,87
O005200	Passage de gaine	94,94
O005201	Plinthe de sol L=1200 mm	28,09
O005203	Caoutchouc anti-dérapant pour tiroir L=1200 mm	13,60
O005205	Plinthe de sol L=900 mm	23,61
O005206	Caoutchouc anti-dérapant pour tiroirs L=900 mm	13,60
O005207	Plinthe de sol L=600 mm	21,90
O005208	Caoutchouc anti-dérapant pour tiroir L=600 mm	12,73


Grosseron
being a part of you

MAINTENANCE & MÉTROLOGIE



Intervention sur site, en atelier, à l'international ou à partir de nos agences en France.

02 40 92 07 09

sav@grosseron.com

Maintenance préventive et curative - Métrologie - Formation - Garanties

ARMOIRE ASECOS S-CLASSIC 90 : ARMOIRE À PORTES BATTANTES



- > Conforme NF EN 14470-1 et certifiée
- > Armoire haute qualité

Pourquoi stocker dans une armoire résistante au feu 90 min ?
Pour protéger les personnes sur le lieu de travail.
Pour donner le temps suffisant aux services de sécurité d'intervenir.
Pour rationaliser votre stockage en toute sécurité.

Les avantages :
Fermeture en douceur des portes grâce à des vérins pneumatiques.
Mécanisme de fermeture des portes placé hors de la cellule de stockage : protection accrue contre la corrosion.
Étagères réglables, bac de rétention amovible au sol.

Options : pour une meilleure sécurité, il est recommandé d'équiper ces armoires d'une ventilation ou filtration conforme à la norme NF X 15-211.
Installation de l'armoire sur le lieu d'utilisation hors raccordement.
Thermo-fusible permettant la fermeture automatique en cas d'élévation de la température, maintien des portes sur les armoires de modèle WDAS

Marque ASECOS
Couleurs disponibles : Gris (RAL 7035), Jaune (RAL 1004)
Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm
Modèles avec WDAS : armoires avec maintien de porte par un thermofusible. Cela permet une fermeture automatique en cas d'élévation de la température
Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Référence	Modèle	Dim. ext. L x P x H mm	Dim. int. L x P x H mm	Poids kg env.	Couleur	Repère	Prix €HT
A005264	S90.196.120	1200x615x1968	1050x520x1740	420		A	2440,62
A005272	S90.196.090	900x615x1968	750x520x1740	310		B	2337,42
A005280	S90.196.060	600x615x1968	450x520x1740	260		C	1833,58
A005261	S90.129.120	1200x615x1298	1050x520x1070	270		D	2287,04
A005293	S90.129.060	600x615x1268	450x520x1070	170		E	1735,97
A005265	S90.196.120.WDAS	1200x615x1968	1050x520x1740	420		A	2582,84
A005273	S90.196.090.WDAS	900x615x1968	750x520x1740	310		B	2479,64
A005281	S90.196.060.WDAS	600x615x1968	450x520x1740	260		C	1906,44
A005262	S90.129.120.WDAS	1200x615x1298	1050x520x1070	270		D	2429,24
A005294	S90.129.060.WDAS	600x615x1268	450x520x1070	170		E	1782,50

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires S-Line L=1200 mm-H=1960 mm

Pour les armoires de dimensions externes LxPxH : 1200x615x1968 mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005231	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L)	202,37
K005232	Kit 4 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L)	241,88
K005234	kit 3 étagères - 1 bac (V=33L)	162,86
K005235	kit 4 étagères - 1 bac (V=33L)	202,37
K005236	kit 3 étagères/bac (V=33L) - 1 caillabotis - 1 bac (V=55L)	370,03
K005239	Kit 4 tiroirs	833,77
K005240	kit 5 tiroirs	1042,22
K005241	kit 6 tiroirs	1250,66

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires S-Line L=1200 mm-H=1290 mm

Pour armoire de dimensions externes LxPxH : 1200x615x1298 mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005242	Kit 2 étagères - 1 caillebotis - 1 bac	162,86
K005243	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac	202,37
K005244	Kit 2 étagères - 1 bac (V=33L)	123,35
K005245	kit 3 étagères - 1 bac (V=33L)	162,86
K005246	Kit 2 étagères - bac (V=55L) - 1 caillebotis - 1 bac	325,69
K005249	Kit 2 tiroirs	416,89
K005250	Kit 3 tiroirs	625,34

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires S-Line L=900 mm-H=1960 mm

Pour armoire de dimensions externes LxPxH : 900x615x1968 mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005255	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=23L)	202,37
K005256	Kit 4 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=23L)	241,88
K005257	Kit 3 étagères - 1 bac (V=23L)	162,86
K005258	Kit 4 étagères - 1 bac (V=23L)	202,37
K005261	kit 4 tiroirs	833,77
K005262	Kit 5 tiroirs	1042,22
K005263	Kit 6 tiroirs	1250,66

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires S-Line L=600 mm-H=1960 mm

Pour armoire de dimensions externes LxPxH : 600x615x1968 mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005264	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=22L)	172,92
K005265	Kit 4 étagères - 1 caillebotis - 1 bac (V=22L)	204,09
K005266	Kit 3 étagères - 1 bac (V=22L)	141,77
K005267	Kit 4 étagères - 1 bac (V=22L)	172,92
K005268	Kit 3 étagères - bac (V=12L) - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L)	339,75
K005271	Kit 4 tiroirs	539,97
K005272	Kit 5 tiroirs	674,96
K005273	kit 6 tiroirs	809,95

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires S-Line L=600 mm-H=1290 mm

Pour armoire de dimensions externes LxPxH : 600x615x1298 mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005276	Kit 2 étagères - 1 caillebotis - 1 bac	141,77
K005277	Kit 3 étagères - 1 caillebotis - 1 bac	172,92
K005278	Kit 2 étagères - 1 bac	110,61
K005279	kit 3 étagères - 1 bac	141,77
K005280	Kit 2 étagères - bac (V=12L) - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L)	302,01
K005283	Kit 2 tiroirs pour armoire avec maintien de porte WDAS	269,99
K005284	Kit 3 tiroirs pour armoire avec maintien de porte WDAS	404,97

Le saviez-vous ?

Commandez
facilement et rapidement sur :
www.grosseron.com

- ✓ Frais de port **RÉDUITS**
- ✓ Pas de **MINIMUM** de commande
- ✓ Pas de **FRAIS DE GESTION**
- ✓ Paiement **SÉCURISÉ**



Grosseron
being a part of you

ARMOIRE SOUS-PAILLASSE ASECOS 90 MIN ET 30 MIN NF EN 14 470-1



- > S'adapte parfaitement sous votre paillasse
- > A tiroirs ou portes battantes : vos récipients accessibles en toute sécurité
- > Monté sur socle à roulettes pour faciliter le déplacement

Les avantages : ouverture des tiroirs sans effort. Arrêt du tiroir dans toutes les positions. Préhension des récipients avec les deux mains.
Fermeture SOFT CLOSE, peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit.
Sécurité garantie : résistante au feu 90 min pour une sécurité maximale. Conforme à la norme NF EN 14470-1 et certifié par un organisme indépendant agréé.
Options : étagères extractibles : idéal pour optimiser l'espace de rangement de vos petits produits.
Bacs de rétention amovibles, tapis antiglis, rack (stockage petits récipients). Pour une meilleure sécurité, il est recommandé d'équiper ces armoires d'une ventilation ou filtration conforme à la norme NF X 15-211.

Les armoires à portes battantes, il est obligatoire de prévoir un aménagement intérieur.
Les armoires avec tiroir sont livrées en standard avec un tiroir de rétention. Pour une autre configuration intérieure pour les armoires à tiroirs, merci de nous contacter.

Marque ASECOS
Fermeture automatique des tiroirs ou des portes par déclenchement thermique en cas d'incendie
Socle à roulettes en option
Couleur : Gris (RAL 7035)
Diamètre externe de raccordement à la sortie arrière de l'armoire est de 50 mm (prévoir le réducteur)

Largeur	Largeur 600mm	Largeur 600mm	Largeur 900mm	Largeur 1100mm	Largeur 1100mm	Largeur 1100mm	Largeur 1400mm
Dim. ext. L x P x H mm	592x570x600	593x600x800	890x570x600	1100x500x600	1100x574x600	1102x600x800	1400x550X600
Poids kg	120	143	140	160	180	233	200
90 min - 1 tiroir	A005332	A005553	A005328	A005316	A005315		
Prix €HT	1332,09	1466,39	1571,85	1858,91	1645,43		
90 min - 2 tiroirs					A005318	A005552	A005310
Prix €HT					2084,60	2381,90	2477,44
90 min - 1 porte battante	A005334						
Prix €HT	1337,15						
90 min - 2 portes battantes			A005330		A005323		
Prix €HT			1823,40		1899,29		
30 min - 1 tiroir					A005317		
Prix €HT					1296,36		

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires UB-Line 90min 60cm à portes battantes

Référence	Désignation	Prix €HT
B005238	Bac de rétention 7270	39,51
C005227	Caillebotis + bac de rétention 30485	70,67
E005218	Etagère + caillebotis + bac de rétention 30486	104,47

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires UB-Line 90min 90cm à portes battantes

Référence	Désignation	Prix €HT
B005216	Bac de rétention 12681	62,76
K005321	Caillebotis + bac de rétention 30466	102,27
K005322	Etagère + caillebotis + bac de rétention 30467	146,61

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires UB-Line 90min 110cm à portes battantes

Référence	Désignation	Prix €HT
B005212	Bac de rétention 8372	59,70
K005315	Caillebotis + bac de rétention	98,32
K005316	Etagère + caillebotis + bac de rétention	136,94

ARMOIRE V-MOVE 90 ASECOS



- > Construction extrêmement robuste
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1
- > Porte à ouverture électronique
- > Tiroirs verticaux
- > Volume de stockage optimisé

Construction :

Rigidité maximale en torsion. Peinture structurée résistante aux rayures. Serrure anti-effraction avec témoin de couleur rouge/vert indiquant la position de la serrure (fermé/ouvert) et canon interchangeable ; intégration possible dans une installation de fermeture centralisée.

Portes :

Les tiroirs sont à ouverture et fermeture motorisées par simple pression sur un bouton. Fermeture automatique des tiroirs au bout d'une minute ou en cas de panne de courant (batteries de secours) avec un signal visuel et sonore. Un système anti-pincement sécurise la fermeture des tiroirs. Le tiroir vertical donne une vue d'ensemble et un accès simple aux produits stockés.

Pour le modèle 81 cm de large, pas d'ouverture simultanée des tiroirs. Les deux tiroirs s'ouvrent alternativement. En cas d'incendie, la sécurité est garantie par la fermeture automatique des tiroirs déclenchée par les thermo-fusibles intégrés (température > 69°C).

Testée et homologuée avec une résistance au feu de 90 minutes

Homologuée GS, conforme CE

Dimensions des armoires :

- 450 x 863 x 1966 mm pour le modèle de largeur 45 cm

- 819 x 863 x 1966 mm pour le modèle de largeur 81 cm

2 versions de couleur :

- Unicolore pour l'ensemble de l'armoire : gris clair ou en blanc

- Bicolore avec le corps de l'armoire gris anthracite et différentes couleurs disponibles pour les portes : jaune, gris clair, rouge, bleu, acier

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Les aménagements sont optimisés pour ranger des bouteilles de 2.5 L et/ou 1 L

En option, possibilité de rajouter un système de glissières de sécurité (1 glissière par étagère)

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm

Version	Unicolore	Unicolore	Bicolore	Bicolore	Bicolore	Bicolore	Bicolore
Couleur des portes							
Armoire V-move-90 Largeur = 45 cm	A005570	A005571	A005572	A005573	A005574	A005575	A005576
Prix €HT	3706,30	3706,30	3706,30	3706,30	3706,30	3706,30	3706,30
Armoire V-move-90 Largeur = 81 cm	A005577	A005578	A005579	A005580	A005581	A005582	A005583
Prix €HT	5610,89	5610,89	5610,89	5610,89	5610,89	5610,89	5610,89

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires V-Move 90 - largeur 45cm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005444	Kit 4 étagères pour bouteilles de 2.5L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	226,07
K005445	Kit 5 étagères pour bouteilles de 1L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	259,86

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires V-Move 90 - largeur 81cm

Référence	Compartiment Gauche	Compartiment Droite	Prix €HT
K005446	Kit 4 étagères pour bouteilles de 2.5L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	Kit 4 étagères pour bouteilles de 2.5L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	452,13
K005447	Kit 5 étagères pour bouteilles de 1L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	Kit 5 étagères pour bouteilles de 1L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	519,73
K005448	Kit 4 étagères pour bouteilles de 2.5L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	Kit 5 étagères pour bouteilles de 1L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L)	485,93

ARMOIRE ION-CHARGE-90 POUR LE CHARGEMENT DES BATTERIES LITHIUM



- > Construction extrêmement robuste
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14 470-1
- > Stockage sécurisé actif

Cette armoire est utilisée pour le stockage et la recharge des batteries Lithium.

Robuste et durable : corps extérieur stable, de grande qualité et anti-rayure avec surface de structure à revêtement par poudre, fixation de porte triple, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de l'espace de stockage.

Ergonomique : portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal.

Utilisation contrôlée : portes verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture) et affichage de l'état de fermeture (rouge/vert).

Transport facile : socle de transport intégré pour le transport interne, plinthe disponible en option.

Installation aisée : pieds réglables intégrés pour la compensation des irrégularités du sol.

Ventilation et aération de l'air ambiante : extraction d'air intégrée pour la prévention de l'accumulation de chaleur à l'intérieur de l'armoire de sécurité ; hélice rotative au niveau de la grille d'évacuation d'air permettant de confirmer le fonctionnement du système d'aération.

Stockage sécurisé actif et recharge sûre : système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux installé, dont détecteur de fumée, capteur de température, alerte optique et acoustique et unité d'extinction d'incendie ; se déclenche automatiquement en cas d'incendie ; prête à être raccordée pour le branchement au réseau électrique.

Protection totale : 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90 minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur.

Équipements intérieur disponibles :

- Étagères grillagées pour charge lourde réglables en hauteur avec capacité de charge de 180 kgs.
- Bloc multiprises de grande qualité avec boîtier métallique pour chaque niveau de charge. 10 prises de courant sont montées sur la paroi arrière de l'armoire.

Une seule couleur disponible pour les portes : bleu gentiane

Dimensions extérieures:

- (L x l x H) :1193 x 615 x 2224 mm pour modèle IO90.195.120.K3.WDC
- (L x l x H) :599 x 615 x 1953 mm pour modèle IO90.195.060.K9.WDC

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire : 75 mm

Référence	Modèle	Largeur mm	Prix € HT
A005648	IO90.195.120.K3.WDC	1200	6101,33
A005652	IO90.195.060.K9.WDC	600	3090,61

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires ION-Charge-90 chargement batterie L=600mm

Référence	Désignation	Prix € HT
K005488	4 étagères grillagées avec bloc multiprise et 1 bac de rétention au sol 33L	653,91
K005489	7 casiers avec étagère perforée, bloc prises et bac de rétention	1929,93

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires ION-Charge-90 chargement batterie L=1200mm

Référence	Désignation	Prix € HT
K005476	3 étagères grillagées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention au sol 33L	1049,70
K005477	4 étagères grillagées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention au sol 33L	1381,21
K005478	5 étagères grillagées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention au sol 33L	1713,81
K005479	6 étagères grillagées avec bloc multiprises et 1 bac de rétention au sol 33L	2046,42

ARMOIRE SOUS-PAILLASSE ION-CHARGE-90 POUR LE CHARGEMENT DES BATTERIES LITHIUM



- > Stockage passif ou actif des batteries au Lithium
- > Résistance au feu NF EN 14470-1 et NF EN 1363-1
- > Conformité CE

L'armoire sous paillasse ION-CHARGE permet un stockage passif ou actif des batteries au Lithium.
Passif : pour l'entreposage des batteries uniquement.
Actif : sur les 2 tiroirs des prises de chargement sont présentes et permettent de brancher les batteries et les charger en sécurité.

L'armoire est certifiée 90 minutes de l'extérieur vers l'intérieur selon la norme NF EN 14470-1.
L'armoire est certifiée 90 minutes de l'intérieur vers l'extérieur selon la norme NF EN 1363-1.


Chargement sûr des batteries à l'intérieur de l'armoire de sécurité résistante au feu grâce à des prises de contact de protection de haute qualité, prêtes à l'emploi.
En cas d'avarie, le socle de transport intégré et les roulettes permettent une évacuation immédiate vers un lieu sécurisé à l'extérieur du bâtiment.
Grâce à une hauteur de 78 cm, l'armoire de sécurité peut être intégrée de manière flexible et facilement sous un plan de travail, établie, escalier...
Détecteur de fumée et capteur de température pour la détection des incendies et la transmission de l'alarme au système de gestion du bâtiment.
Tiroir verrouillable pour protéger contre l'accès non autorisé et le vol.

Avec l'armoire, il faut prévoir l'aménagement intérieur et le socle à roulettes pour permettre de le déplacer aisément.

Modèle IO90.078.059.057.U9.S
Dimensions extérieures LxPxH mm = 592x570x780 mm

Référence	Désignation	Prix €HT
A005665	Armoire IO90.078.059.057.U9.S	2475,66
K005490	Kit 2 tiroirs coulissants avec bloc prises pour charge batteries	664,19
O005265	Socle à roulettes de transport	220,67

ARMOIRE ION-STORE-90 POUR LE STOCKAGE DES BATTERIES LITHIUM



- > Construction extrêmement robuste
- > Résistance au feu 90 min selon NF EN 14 470-1
- > Stockage sécurisé passif

Ces armoires sont utilisées pour le stockage des batteries Lithium.
2 versions possibles :
- Version **BATTERY STORE PRO** avec un système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux intégré dont détecteur de fumée, capteur de température, alerte optique et acoustique et unité d'extinction d'incendie ; se déclenche automatiquement en cas d'incendie ; prête à être raccordée pour le branchement au réseau électrique.
- Version **BATTERY STORE** sans système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux. Stockage classique des batteries.

Robuste et durable : corps extérieur stable, de grande qualité et anti-rayures avec surface de structure à revêtement par poudre, fixation de porte triple, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de l'espace de stockage.
Ergonomique : portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal.
Utilisation contrôlée : portes verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec un système de fermeture) et affichage de l'état de fermeture (rouge/vert).
Transport facile : socle de transport intégré pour le transport interne, plinthe disponible en option.
Installation facile : pieds réglables intégrés pour la compensation des irrégularités du sol.
Ventilation et aération de l'air ambiant : extraction d'air intégrée pour la prévention de l'accumulation de chaleur à l'intérieure de l'armoire de sécurité ; hélice rotative au niveau de la grille d'évacuation d'air permettant de confirmer le fonctionnement du système d'aération.
Protection totale : 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90 minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur.

Équipement intérieurs disponibles :
- étagères grillagées pour charge lourde réglables en hauteur avec capacité de charge de 180 kgs.

ARMOIRE ION-STORE-90 POUR LE STOCKAGE DES BATTERIES LITHIUM (SUITE)

Une seule couleur disponible pour les portes : bleu gentiane
Dimensions extérieures des armoires (LxlxH) mm :
- Modèles IO90.195.120.K2.WDC et IO90.195.120.K1.WDC : 1193 x 615 x 1953
- Modèle IO90.195.060.K1.WDC : 599 x 522 x 1647
Kit d'accessoires d'aménagement intérieur à choisir obligatoirement suivant le modèle
Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire : 75 mm

Référence	Modèle	Version	Repère	Prix €HT
A005649	IO90.195.120.K2.WDC	Battery Store Pro	A	5336,71
A005650	IO90.195.120.K1.WDC	Battery Store	B	3567,17
A005651	IO90.195.060.K1.WDC	Battery Store	B	2696,90

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires ION-Store-90 stockage batteries L=600mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005484	3 étagères grillagées avec 1 bac de rétention au sol 22L	320,05
K005485	4 étagères grillagées avec 1 bac de rétention au sol 22L	407,90
K005486	5 étagères grillagées avec 1 bac de rétention au sol 22L	495,75
K005487	6 étagères grillagées avec 1 bac de rétention au sol 22L	583,60

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires ION-Store-90 stockage batteries L=1200mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005480	3 étagères grillagées avec 1 bac de rétention au sol 33L	338,53
K005481	4 étagères grillagées avec 1 bac de rétention au sol 33L	434,08
K005482	5 étagères grillagées avec 1 bac de rétention au sol 33L	529,63
K005483	6 étagères grillagées avec 1 bac de rétention au sol 33L	625,18

ARMOIRE ATELIER E-CLASSIC 30 ASECOS



- > Box de sécurité intégré résistant au feu 30 min
- > Conforme à la norme NF EN 14 470-1

Combinaison idéale pour le stockage séparé d'outils et de matériel d'atelier dans une armoire en acier ainsi que des produits dangereux et inflammables en petites quantités tels que des peintures, des solvants, des vernis, des aérosols, des lubrifiants, ..., dans le box de sécurité.

Les avantages de l'armoire : Portes battantes avec serrure de sécurité. Aménagement intérieur flexible.

Options : pour une meilleure sécurité, il est recommandé d'équiper ces armoires d'une ventilation ou filtration conforme à la norme NF X 15-211.

Marque ASECOS
Pour le box de sécurité, Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm

Référence	Modèle	Désignation	Dim. ext. L x P x H mm	Poids kg env.	Etagères	Prix €HT
A005476	E.195.095.F	Armoire atelier avec box intégré 30 min	950x500x1950	120	3 étagères de rétention	1444,01
A005478	EM.195.095.F	Armoire atelier avec box intégré 30 min	950x500x1950	120	4 étagères simples	1485,79



being a part of you

MAINTENANCE & MÉTROLOGIE



Intervention sur site, en atelier, à l'international ou à partir de nos agences en France.

02 40 92 07 09

sav@grosseron.com

Maintenance préventive et curative - Métrologie - Formation - Garanties

ARMOIRE HAUTE RÉSISTANCE POUR ACIDES ET BASES ASECOS



- > Armoire haute qualité
- > Résiste aux produits hautement corrosifs

Permet le stockage dans des compartiments séparés.

Les avantages :
Étagères coulissantes et bacs de rétention en polyéthylène amovibles pour une manipulation sûre et facile même avec les produits placés au fond.
2 compartiments hermétiques, séparés l'un de l'autre et fermés à clé.
Revêtement haute résistance même dans une atmosphère agressive.

A noter :
Les 2 compartiments ont une utilisation et une ventilation individuelle.

Options :
Pour une meilleure longévité, il est conseillé d'équiper ces armoires d'une ventilation ou filtration conforme à la norme NF X 15-211.
Mise en place "à l'endroit d'utilisation" conseillée.

2 types d'armoires hautes de largeur 1200mm et 600mm.
2 types d'armoires sous-paillasse de hauteur 600mm et 800mm

Revêtement intérieur : panneaux mélaminés protégés par une peinture époxy résistante aux attaques chimiques et mécaniques ; extérieur en tôle d'acier revêtement époxy pour les armoires hautes et en mélaminé avec revêtement époxy pour les armoires sous-paillasse

Volume de rétention d'un bac : 15 litres

Kit pour l'aménagement intérieur des armoires acide-base SL à choisir obligatoirement suivant le modèle

Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm et pour les armoires sous paillasse est de 50 mm (prévoir le réducteur).

Socle à roulette en option pour les armoires sous-paillasse

Référence	Modèle	Désignation	Largeur	Dim. ext. L x P x H mm	Poids kg	Prix €HT
A005467	SL.196.120.MV	Armoire haute	L=1200mm	1200x600x1970mm	215	2160,59
A005468	SL.196.060.MH	Armoire haute	L=600mm	600x600x1970mm	135	1543,01
A005470	SL.060.110.UB.2T	Armoire sous-paillasse 2 portes	L=1100mm	1100x570x600mm	55	805,50
A005471	SL.060.059.UB.T	Armoire sous-paillasse 1 porte	L=600mm	600x570x600mm	40	569,03
A005469	SL.060.140.UB.3T	Armoire sous-paillasse 3 portes	L=1400mm	1400x570x600mm	80	1025,06
A005554	SL.080.110.UB.2T	Armoire sous-paillasse 2 portes et hauteur 800mm	L=1100mm	1100x570x800mm	73	868,97
A005555	SL.080.059.UB.TR	Armoire sous-paillasse 1 porte avec butée et hauteur 800mm	L=600mm	590x570x800mm	48	659,48

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires acide-base SL/SLX L=600mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005388	4 étagères coulissantes (2+2)	375,74
K005389	6 étagères coulissantes (3+3)	563,61

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires acide-base SL/SLX L=1200mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005385	8 étagères coulissantes	751,49
K005386	12 étagères coulissantes	1127,22

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires acide-base sous-paillasse SL L=600mm

Référence	Désignation	Prix €HT
K005394	1 étagère coulissante	93,93
K005395	2 étagères coulissantes	187,87

✓ **Kit pour l'aménagement intérieur des armoires acide-base sous-paillasse SL L=1100mm**

Référence	Désignation	Prix € HT
K005392	2 étagères coulissantes (1+1)	187,87
K005393	4 étagères coulissantes (2+2)	375,74

✓ **Kit pour l'aménagement intérieur des armoires acide-base sous-paillasse SL L=1400mm**

Référence	Désignation	Prix € HT
K005390	2 étagères coulissantes avec bac de rétention au sol (1+1)+ 1 étagère fixe	187,87
K005391	4 étagères coulissantes avec bac de rétention au sol (2+2)+ 1 étagère fixe	375,74

✓ **Socle à roulettes pour armoire sous-paillasse ASECOS**

> **Stabilité et flexibilité**

Socle avec roulettes permettant un positionnement et un déplacement plus aisé de l'armoire sous une paillasse impliquant une stabilité. Mécanisme de verrouillage intégré pour plus de sécurité. Réglage de la hauteur pour les divers mobiliers de laboratoire.

Différents socles suivant la longueur de l'armoire sous-paillasse
Hauteur du socle de 30 mm
Socle à prévoir au moment de la commande car le montage se fait en usine

Référence	Longueur en mm	Prix € HT
O005226	1400	96,56
O005216	1100	75,50
O005220	900	75,50
O005249	600	75,50

ARMOIRE MULTIRISQUES À COMPARTIMENTS CS-CLASSIC MULTIRISK ASECOS



- > **Construction solide et durable**
- > **Etiquetage des compartiments**
- > **Verrouillage de chaque compartiment**

Une seule hauteur de 1950 mm. Deux largeurs : 545 mm pour l'armoire de 3 compartiments et 1050 mm pour l'armoire de 4 compartiments. Profondeur de 520 mm.
Portes battantes de couleur blanche.
Un stockage sûr, approuvé et séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire.
Construction solide et durable entièrement soudée, appropriée pour les sollicitations industrielles élevées. Surface peinte résistante aux rayures et construction de porte à double paroi.
Chaque compartiment s'ouvre individuellement et est protégé par une serrure.
Réglage facile pour compenser le plancher et la mise en place.
Aération naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire
Différents équipements intérieurs possibles, étagères classiques ou coulissantes.
Un stockage séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire : la flexibilité du stockage de différents produits
Etiquetage des compartiments par vos soins : les pictogrammes normalisés (autocollants) sont fournis.

Armoire grise et portes blanches.
Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CS-Classic Multirisk à choisir obligatoirement suivant le modèle.
Capacité de charge de l'étagère classique est de 50 kg, capacité de charge de l'étagère coulissante est de 30 kg.
Diamètre externe de raccordement à la sortie de l'armoire est de 75 mm

Référence	Nombre de compartiment	Dimension ext. LxPxH mm	Poids kg	Prix € HT
A005521	4	1055x520x1950	68	1424,70
A005522	3	545X520X1950	46	1052,34


✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CS-Classic Multirisk 3 compartiments

Référence	Désignation	Aménagement supérieur	Aménagement central et inférieur	Prix € HT
K005429	Kit étagères classiques	1 étagère - 1 bac - 1 caillebotis	1 étagère - 1 bac - 1 caillebotis	410,01
K005430	Kit étagères classiques et coulissantes	1 étagère - 1 bac - 1 caillebotis	2 étagères coulissantes avec bac	540,86
K005431	Kit étagères coulissantes	2 étagères coulissantes avec bac	2 étagères coulissantes avec bac	606,30

✓ Kit pour l'aménagement intérieur des armoires CS-Classic et CX-Classic Multirisk 4 compartiments

Référence	Désignation	Aménagement 2 compartiments supérieurs	Aménagement 2 compartiments inférieurs	Prix € HT
K005425	Kit étagères classiques	1 étagère - 1 bac - 1 caillebotis	1 étagère - 1 bac - 1 caillebotis	535,21
K005426	Kit étagères classiques et coulissantes	1 étagère - 1 bac - 1 caillebotis	2 étagères coulissantes avec bac	764,35
K005428	Kit étagères coulissantes	2 étagères coulissantes avec bac	2 étagères coulissantes avec bac	993,48

CAISSON DE VENTILATION ET DE FILTRATION ATEX POUR ARMOIRE HAUTE ASECOS



- > Conforme à la norme ATEX : CE EX II 3 G T4
- > Silencieux 39 db (A)

Caisson de ventilation :

Boîtier de ventilation silencieux et prêt à raccorder. Pour armoires hautes.

Renouvellement de 120 fois le volume d'air de l'armoire.

Prévoir une évacuation vers l'extérieur à moins de 10 m.

Diamètre interne de connexion du caisson de ventilation est de 75 mm.

Le caisson d'extraction se connecte et s'emboîte directement sur la sortie de ventilation de l'armoire. A prévoir si nécessaire ensuite la gaine et colliers vers la bouche d'extraction de sortie vers l'extérieur.

Caisson de filtration pour solvant :

Le filtre à charbon actif est en mesure de retenir des vapeurs de solvants de manière permanente dans plus de 99,999 % des cas, jusqu'à saturation du filtre. Testé dans des conditions d'exploitation normales et lors d'un incident simulé dans une armoire de sécurité.

Alarme sonore et visuelle avec contact sec.

Surveillance automatique du taux de saturation du filtre.

Diamètre interne de connexion du caisson de filtration est de 75 mm.

Le caisson de filtration se connecte et s'emboîte directement sur la sortie de ventilation de l'armoire.

Référence	Modèle	Désignation	Dim. ext. L x P x H mm	Repère	Prix € HT
O005247	HF.EA.8677	Caisson de ventilation sans contrôle d'évacuation d'air	200x400x200mm	A	550,09
10012189	HF.EA.11442	Caisson de ventilation avec contrôle d'évacuation d'air	200x400x200mm	/	738,81
C005231	/	Collier de serrage chrome vendu à l'unité	/	/	8,44
G005200	/	Gaine aspiration PVC vendu au mètre	/	/	37,07
O005262	UFA.025.30	Caisson de filtration pour armoire haute	305X555X300mm	B	1430,79

Grosseron
being a part of you

ESPACE CLIENT EN LIGNE

L'espace client personnalisé...
www.grosseron.com

Espace client

Je suis client, j'ai mes identifiants web

Identifiant :

Mot de passe :

[Se connecter](#)

Je suis client, je veux recevoir mes identifiants web

[Demander mon espace client](#)

Accès sécurisé par identifiant et mot de passe.
Consultez vos commandes, vos devis en cours.

Modifiez vos abonnements.
Suivez vos livraisons grâce au tracking colis.

✓ Caisson de ventilation et caisson de filtration conforme à la norme NF X 15-211



Caisson de ventilation :

Ventilateur centrifuge pour armoire de stockage de produits inflammables et corrosifs avec volute et turbine en polypropylène anticorrosion.

Traitement antistatique.

Prévoir une évacuation vers l'extérieur à moins de 10 m.

Diamètre externe de sortie du caisson de ventilation est de 75 mm.

Le caisson de ventilation est livré sans gaine ni collier de serrage. Les prévoir en plus du caisson.

Pour les armoires sous-paillasse d'ASECOS, prévoir en plus le réducteur.

Caisson de filtration :

Conforme à la norme NF X 15-211. Pas de raccordement vers l'extérieur.

Air filtré et purifié : garantie d'un rejet < 1% de la VME dans le laboratoire.

Type filtres AS (vapeurs organiques) ou BE (vapeurs organiques et acides).

Filtres de fabrication ERLAB.

Pour les caissons de filtration, sélectionner les filtres de type F2 (F2AS ou F2BE).

Diamètre externe de sortie du caisson de filtration est de 75 mm.

Pour les armoires sous-paillasse d'ASECOS, prévoir en plus le réducteur de 75 à 50 mm en PP.

Les caissons de filtration sont livrés en standard avec 1m de gaine et 2 colliers de serrage.

Sur demande, possibilité de filtre HEPA, de filtre pour le Formaldéhyde et de filtre pour l'ammoniaque.

Niveau sonore:

- CVR/10 = 52.5db

- CVF = 49db

Câble alimentation 2.5m

Diamètre de la collerette est de 80mm

Les caissons de filtration (10008266 ou O005259) sont livrés en standard avec 1m de gaine et 2 colliers de serrage.

Le caisson de ventilation (O005247) est livré sans gaine ni collier de serrage. Les prévoir en plus du caisson.

Les filtres AS et BE de remplacement sont les filtres de type F2

Référence	Désignation	Dim H x l x P (mm)	Prix € HT
O005247	Caisson de ventilation HF.EA.8677 (livré sans collier ni gaine)	200 x 400 x 200	550,09
C005231	Collier de serrage chrome vendu à l'unité	/	8,44
G005200	Gaine aspiration PVC vendu au mètre	/	37,07
10008266	Caisson de filtration + filtre AS - EP.L.53048 (livré avec 1m de gaine et 2 colliers)	305 x 395 x 425	1132,74
O005259	Caisson de filtration + filtre BE - EP.L.53049 (livré avec 1m de gaine et 2 colliers)	305 x 395 x 425	1299,20
O005261	Réducteur 75 à 50 mm en PP pour armoire sous paillasse ASECOS	/	10,09

Le saviez-vous ?

Commandez
facilement et rapidement sur :
www.grosseron.com

- ✓ Frais de port **RÉDUITS**
- ✓ Pas de **MINIMUM** de commande
- ✓ Pas de **FRAIS DE GESTION**
- ✓ Paiement **SÉCURISÉ**



Grosseron
being a part of you



MAINTENANCE & MÉTROLOGIE



Intervention sur site, en atelier, à l'international
ou à partir de nos agences en France.

☎ **02 40 92 07 09**

✉ **sav@grosseron.com**

*Maintenance préventive et curative - Métrologie -
Formation - Garanties*

ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE GAZ G-ULTIMATE NF EN 14470-2 ASECOS



- > Pour le stockage en toute sécurité de vos bouteilles de gaz dans un bâtiment
- > Conforme à la nouvelle norme NF EN 14470-2
- > 4 modèles pour 1 à 4 bouteilles
- > Existe en 90 min et 30 min

Les avantages :

Protection optimale contre l'incendie : l'écart de température ne dépasse pas 50 K sur la bouteille au cours de 90 min / 30 min du test selon la norme NF EN 14470-2

Conformes aux normes NF EN 14470-2, TRG 280, BRG 120 et TRG 526.

Manutention sûre et facile grâce à la large rampe d'accès escamotable.

Montage facile des appareils de contrôle (hauteur intérieure élevée).

Raccords des bouteilles de gaz prévus à travers le toit de l'armoire.

Rampe de série sur toutes les armoires G90 ou G30.

Sécurité garantie :

Résistante au feu 90mn / 30mn selon la norme NF EN 14470-2.

Certifié par un organisme indépendant agréé.

Options :

Pour une meilleure sécurité, il est recommandé d'équiper ces armoires d'une ventilation.

Installation de l'armoire sur le lieu d'utilisation hors raccordement.

Marque ASECOS

Armoire à portes battantes, livrée sans équipement intérieur; kit intérieur à rajouter

Modèle d'armoire de 60cm de long avec une porte, la charnière est à gauche. Pour une charnière à droite, merci de nous consulter.

Couleur : Gris, disponible en jaune (nous consulter)

Nb de bouteille	1X50 L	2X50 L	3X50 L	3X50 L + 1X10 L	4X50 L
Dim. ext. L x P x H mm	600X615X2050 mm	600X615X2050 mm	900X615X2050 mm	1200X615X2050 mm	1500X615X2050 mm
Armoire 90 min modèle G90.205	A005491	A005493	A005487	A005483	A005479
Prix €HT	2752,32	3238,96	3355,75	3730,29	4167,19
Armoire 30 min modèle G90.205		A005495	A005489	A005485	
Prix €HT		2117,64	2529,12	2647,79	

✓ Kit pour l'équipement intérieur des armoires à gaz G-Line Ultimate 90

> Maintien des bouteilles

Le kit d'équipement intérieur existe en 2 gammes : standard et confort. Le kit standard est composé de profils de montage, rampe, maintien de bouteilles et sangles. Le kit confort est composé de profils de montage, rampe (L=350mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de bouteilles et sangles.

Référence	Compatibilité Armoire	Gamme	Prix €HT
K005421	A005499	Standard	239,66
K005414	A005491	Standard	239,66
K005415	A005491	Confort	385,68
K005416	A005493	Standard	265,11
K005408	A005487	Standard	265,11
K005409	A005487	Confort	417,07
K005402	A005483	Standard	333,58
K005403	A005483	Confort	452,45
K005396	A005479	Standard	338,84
K005397	A005479	Confort	464,13
K005419	A005495	Standard	165,92
K005412	A005489	Standard	206,30
K005406	A005485	Standard	229,99

ESPACE CLIENT EN LIGNE

L'espace client personnalisé...

www.grosseron.com

Accès sécurisé par identifiant et mot de passe. Consultez vos commandes, vos devis en cours.

Modifiez vos abonnements. Suivez vos livraisons grâce au tracking colis.

Espace client

Je suis client, j'ai mes identifiants web

Identifiant : à compléter

Mot de passe :

Je suis client, je veux recevoir mes identifiants web

Grosseron
being a part of you



Une question, un doute... Contactez-nous !

www.grosseron.com

Tél : +33 (0)2 40 92 07 09

info@grosseron.com

ZAC Les Hauts de Couëron III - 4 rue des Entrepreneurs
44220 COUËRON

