

Grosseron

being a part of you

Black Friday

Jusqu'à **62%** de remise

NOTRE SÉLECTION | >

*Offres valables jusqu'au **6 décembre 2021***

Profitez de nos offres sur une large gamme de matériels et consommables pour votre laboratoire.

AGITATEUR MAGNÉTIQUE GROSSERON COLLECTION PINK



Grosseron
Collection



- > Conception compacte
- > Moteur puissant jusqu'à 2200 tr/min
- > Capacité 10L
- > Pieds en caoutchouc antidérapants

La surface supérieure en acier inoxydable rend l'appareil extrêmement résistant à la corrosion et le moteur à courant continu longue durée fonctionne à grande vitesse et ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Il est capable d'agiter de grandes quantités de solutions à la fois pour une productivité élevée et moins de perte de temps.

L'agitateur magnétique Grosseron Collection convient pour une utilisation dans les hottes et les chambres froides. La conception fermée permet un nettoyage facile et protège les équipements contre les déversements accidentels.

thinkpink
europe
10€ reversés

Pour chaque appareil acheté, 10€ reversés à Think Pink.

Vitesse variable allant de 400-2200 RPM
Facile à utiliser - Plug & Play
Dimensions (LxPxH): 248 x 155 x 78 mm
Dimensions de la plaque de montage: 107 x 123 mm
Poids: 1,4 kg
IP42

57%
de remise

Référence	Désignation	Couleur	Prix €HT
A100400	Agitateur magnétique Grosseron Collection		85,00

AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT HEIDOLPH HEI-STANDARD



heidolph
research made easy



thinkpink
europe
20€ reversés

- > Puissance de chauffe de 800 Watts
- > Plaque chauffante résistante aux produits chimiques
- > Coupure en cas de surchauffe
- > Temps de chauffe réduit
- > Modèle analogique

Chauffage et agitation sécurisés.

Vous souhaitez vraiment une plaque chauffante avec des temps de chauffage rapides et résistante aux produits chimiques ?

La plaque chauffante unique Kera-Disk en aluminium offre des temps de chauffage rapides et le revêtement en céramique très fin rend la plaque chauffante résistante aux produits chimiques et aux rayures !

Le boîtier scellé en fonte d'aluminium hermétique protège l'électronique et le moteur des aspersiones. La plaque chauffante Kera-Disk® en silumine a reçu un coating céramique ce qui lui confère une excellente conductivité thermique et une très grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. La puissance du champ magnétique d'agitation a été augmentée de 40%. Régulation électronique avec circuit de sécurité de température, connexion pour sonde ou régulation externe.

La version Hei-Standard est le modèle analogique.

Un bouton marche / arrêt séparé pour le chauffage empêche une mise en route involontaire. Le bouton est allumé pour le contrôle visuel et l'indicateur clignotant évite les brûlures accidentelles.

Compatible avec les accessoires Heat-On et StarFish.

Plaque Kera-Disk diamètre 145 mm
Puissance de chauffage : 800 W
Gamme de température de la plaque : 20 à 300°C
Température échantillon jusqu'à 250°
Vitesse d'agitation : 100 à 1400 tr/min
Capacité d'agitation : 20 litres
Charge admissible : 25 Kg
Dimensions (LxPxH) : 173x277x94 mm
Poids : 2,9 Kg

Pour chaque appareil rose acheté, 20€ reversés à Think Pink.

Référence	Couleur	Prix €HT
9.720201		469,00
A046172		469,00

AGITATEUR DE TUBES VORTEX HEIDOLPH REAX TOP



- > Haute stabilité
- > Vitesse variable

Agitateur de type "vortex", très stable, fonctionnement continu ou par pression d'un tube sur la tête d'agitation. Modèle Control à régulation électronique de la vitesse permet d'avoir une vitesse constante quelque soit la charge.

Vitesse : jusqu'à 2500 tr/min
 Amplitude 5 mm
 Dimensions (lxpxh) : 134x105x172 mm
 Poids : 2,8 Kg

Référence	Modèle	Régulation de vitesse	Prix € HT
A046145-PROMO21	Reax Top	Variable analogique	149,90

AGITATEUR TYPE VORTEX MTV-1 ALLSHENG



think pink europe
 10€ reversés



50%
de remise

- > 800-2500 rpm
- > Compact, facile d'utilisation et économique
- > Avec adaptateur

Orbite : 3 mm
 Dimensions LxPxH : 74x91x84 mm - Poids : 350 g
 DC6V

Pour chaque appareil rose acheté, 10€ reversés à Think Pink.

Référence	Couleur	Prix € HT
A222209		75,00
A222212		75,00

BALANCE DE LABORATOIRE ÉCONOMIQUE TOMS



A



B



C

- > Balance de laboratoire économique
- > Calibration externe
- > Batterie
- > Ecran LCD
- > Indicateur de stabilité
- > Port RS-232C

La balance possède des pieds réglables pour mise à niveau, une calibration externe et un adaptateur secteur fourni.

Référence	Portée (g)	Précision (g)	Programmes	Dimension plateau mm	Poids de calibration inclu	Batterie interne (50h)	Repère	Prix € HT
B101301	3000	0.1	Pesage, pesée en %, comptage de pièces, pesée sous la balance.	188 x 148 mm	-	+	A	99,00

BALANCE DE LABORATOIRE ÉCONOMIQUE TOMS (SUITE) COMMANDER

Référence	Portée (g)	Précision (g)	Programmes	Dimension plateau mm	Poids de calibration inclu	Batterie interne (50h)	Repère	Prix € HT
B101302	6000	0.1	Pesage, pesée en %, comptage de pièces, pesée sous la balance	188 x 148 mm	-	+	A	129,00
B101303	200	0.001	Pesage, pesée en %, comptage de pièces, pesée sous la balance	Ø118 mm	Poids M1 100g	+	B	190,00
B101304	220	0.0001	Pesage, pesée en %, comptage de pièces	Ø90 mm	Poids F1 100g	-	C	490,00

BALANCE ÉCONOMIQUE TOMS COMMANDER



- > Grand plateau de pesage
- > Batterie interne 50h + adaptateur secteur
- > Pesée, comptage de pièce
- > Calibration externe
- > Grand affichage

37%
de remise

Référence	Portée (g)	Précision (g)	Dimension du plateau	Prix € HT
B101312	5000 g	0.1g	Ø160mm	29,00

BALANCE INDUSTRIELLE TOMS COMMANDER



A



B



C

- > Inox 304
- > Grand écran LCD
- > IP67 selon modèle
- > Batterie + adaptateur secteur fourni
- > Calibration externe
- > Pesée, comptage de pièce, pesée dynamique selon modèle

* modèle qui permet la pesée dynamique

Référence	Portée (kg)	Précision	Plateau	Protection	Repère	Prix € HT
B101306	30	0.1g	330X260 mm	-	A	490,00
B101307	6*	0.2g	225x185mm	IP68	B	190,00
B101308	15*	0.5g	225x185mm	IP68	B	190,00
B101309	6*	1g	225x185mm	IP68	B	190,00
B101310	60	1g	303x403 mm	IP67	C	390,00
B101311	150	5g	403x503 mm	IP67	C	490,00

Le saviez-vous ?

Commandez facilement et rapidement sur :

www.grosseron.com

- Frais de port **RÉDUIT**
- Pas de **MINIMUM** de commande
- Pas de **FRAIS DE GESTION**
- Paiement **SÉCURISÉ**



Grosseron
being a part of you

MICROCENTRIFUGEUSE GROSSERON COLLECTION



Grosseron
Collection



think pink
europe
10€ reversés

- > 7000 rpm
- > Pour tubes et barettes
- > Résistante aux chocs
- > Retrait aisé du rotor

Vitesse : 7000 rpm (2300g)
Dimensions : 175 x 148 x 118 mm - Poids 0,7kg

45%
de remise

Pour chaque appareil rose acheté, 10€ reversés à Think Pink.

Référence	Rotor	Couleur	Prix € HT
C222203	6 tubes 1.5ml/2.0ml - 2 barrettes de 8 tubes 0.2ml		89,00
C222210	6 tubes 1.5ml/2.0ml - 2 barrettes de 8 tubes 0.2ml		89,00

CRÈME RÉGÉNÉRANTE STOKOLAN CLASSIC SC JOHNSON



SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



- > Forte teneur en glycérine
- > Contient de la lanoline

Crème régénérante concentrée, formulée pour aider à réparer les peaux sèches et stressées. La lanoline permet de lisser la peau et améliorer son élasticité.

Référence	Conditionnement	Prix € HT
0615031	Tube de 100 mL	3,50

CUVE ULTRASONS MINI CE-110D



- > Compact
- > Pratique
- > Couvercle intégré

Cuve compacte puissance 300 W.
Minuterie intégré 5 minutes.

Alimentation 220 v
Volumes 450 ml
Poids 400g

28%
de remise

Référence	Modèle	Dimensions ext. mm	Dimensions int. mm	Prix € HT
C062607	CE-1100D	202x97x57	178x88x43	39,00



ESPACE CLIENT EN LIGNE

Espace client

Je suis client, j'ai mes identifiants web

Je suis client, je veux recevoir mes identifiants web

Identifiant:

Mot de passe:

Me souvenir Me de passe oublié ?

L'espace client personnalisé...

www.grosseron.com

Accès sécurisé par identifiant et mot de passe.
Consultez vos commandes, vos devis en cours.

Modifiez vos abonnements.
Suivez vos livraisons grâce au tracking colis.

EVAPORATEUR HEI-VAP CORE HEIDOLPH COMMANDER



- > **Qualité premium**
- > **Caractéristiques de sécurité de pointe**
- > **Temps de processus et coûts d'utilisation réduits**

Simplicité d'utilisation :

- Ecran LCD avec verre de protection pour affichage et réglage de la température et de la vitesse de rotation du ballon.
 - 2 boutons de réglages séparés pour la température et la vitesse d'agitation, avec anneau lumineux LED indiquant les différentes phases de process.
 - Bain-marie avec nouvelles poignées ergonomiques.
 - Élévateur manuel ou motorisé.
 - Condenseur vertical XL : optimise le taux d'évaporation de plus de 40 % grâce à une surface d'échange de 2200 cm².
 - Tube de vapeur breveté, système Easy Lock (permet la mise en place et le retrait des ballons sans effort), condenseur avec robinet de rupture de vide sans graisse, joint à vide PTFE très résistant.
- En option : un panneau de commande amovible pour un confort d'utilisation supérieur à l'extérieur de la hotte de laboratoire.

Sécurité de pointe :

- Protection contre la surchauffe pour éviter que le bain-marie ne tourne à sec.
- "Lift stop" qui limite la profondeur d'immersion (modèle avec élévateur motorisé).
- Bouton stand by pour mise en veille de l'évaporateur avec relève du ballon.
- Panneau de commande IP42. Connexion ballon IP67.
- Indicateur de chaleur résiduelle au dessus de 50°C (l'anneau lumineux autour du bouton de réglage clignote en rouge).
- Verrouillage du panneau de commande pour éviter les dérèglages accidentels.
- Marquage de la hauteur limite de condensation sur le condenseur.

Différentes verreries disponibles : verrerie diagonale / verticale / à carboglace / verticale pour reflux et ballon verre ou verre plastifié.

Ecran LCD 3.5"

Bain en inox AISI 316L : diamètre 255 mm - capacité 4.5 litres

Régulation électronique de la vitesse : 10-280 tr/mn - Moteur sans charbon

Double sécurité de surchauffe : 5°C au dessus de la température de consigne (via une PT100 indépendante) et une seconde sécurité à 250°C

Régulation électronique du bain : 20-210°C à +/-1°C - Puissance de chauffe 1300W

Surface de condensation : 1400 cm² / 2200 cm² pour condenseur XL

Conditions d'ambiance : 5-31°C avec 80%HR et 32-40°C avec max 50%HR

Poids sans verrerie : 16 kg

Dimensions avec verrerie G3 (LxPxH) : HL : 477 x max. 739 x 845 mm / ML : 477 x max. 739 x 845 mm

Dimensions avec verrerie G3 XL (LxPxH) : HL : 477 x max. 739 x 920 mm / ML : 477 x max. 739 x 920 mm

Alimentation : 220V - 50/60Hz

Modèle	
Verrerie diagonale G1	
Verrerie verticale G3	X
Verrerie à carboglace G5	
Verrerie verticale pour reflux G6	
Ballon verre + plastique B	
Condenseur XL	
Hei-VAP Core - élévateur manuel (HL)	E046163
Prix €HT	2690,00



MAINTENANCE & MÉTROLOGIE



Intervention sur site, en atelier, à l'international ou à partir de nos agences en France.

 **02 40 92 07 09**

 **sav@grosseron.com**

Maintenance préventive et curative - Métrologie - Formation - Garanties

GANT NITRILE SEMPERGUARD COMFORT NON POUDRÉ



Dans la limite des stocks



- > Non poudré
- > Catégorie III
- > CE classe I - EN 420 - EN 374 - EN 455

Formule spéciale en nitrile avec une résistance optimale aux huiles et matières grasses et une bonne résistance aux déchirures. Parfait pour un usage unique pour la protection des mains contre les projections de produits chimiques et dans le traitement de denrées alimentaires riches en graisses.

Agréé contact alimentaire, protection contre les agents pathogènes.

Longueur 240 mm - Épaisseur 0.20mm - Couleur bleu signal - Ambidextre

***** TARIF PROMOTIONNEL DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES*****

Référence	Taille	Conditionnement	Prix €HT
1671013	S	100	12,90
1671014	M	100	12,90
1671015	L	100	12,90
1671016	XL	90	12,90

GANT NITRILE SEMPERGUARD XTRA LITE NON POUDRÉ



Dans la limite des stocks



- > Non poudré
- > Catégorie III
- > CE classe I - EN 420 - EN 374 - EN 455

Ces gants ont une excellente dextérité ce qui facilite la manipulation des instruments délicats. L'extrémité des doigts est texturée et sa manchette à bord roulé lui confère une meilleure résistance et un enfilage plus facile.

Agréé contact alimentaire, protection contre les agents pathogènes.

Longueur 240 mm - Épaisseur 0.14mm - intérieur lisse - couleur bleu lavande - ambidextre

Référence	Taille	Conditionnement	Prix €HT
1671001	S	200	17,90
1671002	M	200	17,90
1671003	L	200	17,90
1671004	XL	180	17,90
1671025	S	100	7,90
1671026	M	100	7,90
1671027	L	100	7,90
1671028	XL	90	7,90

MINI INCUBATEUR



25% de remise



- > Simple d'utilisation
- > Peu encombrant
- > Idéal pour les petits laboratoires

Livré avec 1 multirack pour lames gélosées et 1 thermomètre.

Gamme de température : préréglage usine à 35°C ou variable de 25 à 45°C - précision : +/- 1°C - capacité maximale (à titre indicatif) : 18 lames gélosées ou 30 boîtes contact, 12 boîtes diam 90 mm, 80 Petrifilm™ - dimensions externes H x L x P : 155 x 310 x 168 mm - dimensions internes H x L x P : 120 x 220 x 150 mm - poids : 1,1 kg

Référence	Désignation	Prix €HT
1092100	Incubateur 4 litres	195,00



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



Gamme complète de consommables :
charlottes, blouses, gants, chaussures, lunettes, masques, tabliers..

MICROPIPETTE MULTICANAUX GROSSERON COLLECTION PINK



Grosseron
Collection



thinkpink
europe
20€ reversés

38%
de remise

- > Une des plus faibles forces de piston requises
- > Compatibilité universelle des pointes
- > Verrouillage du volume
- > Autoclavable

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, la micropipette multicanaux Grosseron Collection garantie une durabilité accrue et une prévention contre la corrosion chimique et physique. Elle offre une prise en main optimale grâce à sa conception ergonomique. Le piston magnétique permet des résultats précis et répétables. L'éjection de la pointe ne demande aucun effort grâce au mécanisme d'absorption des chocs.

La position de blocage et déblocage permet de verrouiller le volume évitant ainsi toute dérive accidentelle.

Pour chaque micropipette achetée, 20€ reversés à Think Pink.

Livrée avec un certificat de conformité incluant un certificat de calibration, la carte de garantie, le manuel d'utilisation, outils de calibration et graisse.

Volume µL	0.5-10	2-20	10-100	20-200	30-300
Incrément µL	0.02	0.02	0.1	0.2	0.2
Just. % max	2	2	0.8	0.7	0.6
Précision % max	1	1.6	0.3	0.25	0.3
Code couleur					
Micropipette 8 canaux	M016508	M016509	M016510	M016511	M016512
Prix €HT	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
Micropipette 12 canaux	M016513	M016514	M016515	M016516	M016517
Prix €HT	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00

MICROPIPETTE VOLUME FIXE GROSSERON COLLECTION PINK



Grosseron
Collection



thinkpink
europe
10€ reversés

38%
de remise

- > Une des plus faibles forces de piston requises
- > Compatibilité universelle des pointes
- > Verrouillage du volume
- > Autoclavable

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, la micropipette monocanal Grosseron Collection garantie une durabilité accrue et une prévention contre la corrosion chimique et physique. Elle offre une prise en main optimale grâce à sa conception ergonomique. Le piston magnétique permet des résultats précis et répétables. L'éjection de la pointe ne demande aucun effort grâce au mécanisme d'absorption des chocs.

La position de blocage et déblocage permet de verrouiller le volume évitant ainsi toute dérive accidentelle.

Pour chaque micropipette achetée, 10€ reversés à Think Pink.

Livrée avec un certificat de conformité incluant un certificat de calibration, la carte de garantie, le manuel d'utilisation, outils de calibration et graisse.

MICROPIPETTE VOLUME FIXE GROSSERON COLLECTION PINK (SUITE)

Référence	Volume μL	Just. % max	Précision % max	Code couleur	Prix €HT
M016518	2.5	2	1.6		79,00
M016519	5	1.3	1.2		79,00
M016520	10	1.2	0.6		79,00
M016521	20	1	0.3		79,00
M016522	25	1	0.3		79,00
M016523	50	0.7	0.3		79,00
M016524	100	0.6	0.2		79,00
M016525	200	0.6	0.2		79,00
M016526	250	0.6	0.3		79,00
M016527	500	0.6	0.2		79,00
M016528	1000	0.6	0.2		79,00
M016529	2000	0.3	0.15		89,00
M016530	5000	0.3	0.15		89,00
M016531	10 000	0.6	0.2		89,00

MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE GROSSERON COLLECTION PINK



thinkpink
10€ reversés
europe

Grosseron
Collection

38%
de remise

- > Une des plus faibles forces de piston requises
- > Compatibilité universelle des pointes
- > Verrouillage du volume
- > Autoclavable

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, la micropipette monocanal Grosseron Collection garantit une durabilité accrue et une prévention contre la corrosion chimique et physique. Elle offre une prise en main optimale grâce à sa conception ergonomique. Le piston magnétique permet des résultats précis et répétables. L'éjection de la pointe ne demande aucun effort grâce au mécanisme d'absorption des chocs.


La position de blocage et déblocage permet de verrouiller le volume évitant ainsi toute dérive accidentelle.

Pour chaque micropipette achetée, 10€ reversés à Think Pink.

Livrée avec un certificat de conformité incluant un certificat de calibration, la carte de garantie, le manuel d'utilisation, outils de calibration et graisse.

Référence	Volume μL	Incrément μL	Just. % max	Précision % max	Code couleur	Prix €HT
M016500	0.1-2.5	0.002	2.5	0.7		99,00
M016501	0.5-10	0.02	1	0.4		99,00
M016502	2-20	0.02	0.9	0.3		99,00
M016503	10-100	0.1	0.8	0.2		99,00
M016504	20-200	0.2	0.6	0.2		99,00
M016505	100-1000	1	0.6	0.2		99,00
M016506	500-5000	10	0.6	0.2		109,00
M016507	1000-10 000	20	0.6	0.15		109,00

POINTE À FILTRE POUR MICROPIPETTE GROSSERON COLLECTION



Grosseron
Collection

- > Certifiée sans DNase, RNase, ADN humain
- > Apyrogène
- > Stérile
- > Low rétention

46%
de remise

Compatible avec les principales marques du marché.

Offre valable -dans la limite des stocks disponibles- jusqu'au 31 décembre 2021.

Référence	Volume μ l	Couleur plateau	Couleur pointe	Graduée	Conditionnement	Prix €HT
GR70010	10	■	□	Non	10 x 96	32,90
GR70010XL	10 XL	■	□	Non	10 x 96	32,90
GR70100	100	■	□	Non	10 x 96	32,90
GR70200	200	■	□	Non	10 x 96	32,90
GR70200XL	200 XL	■	□	Non	10 x 96	32,90
GR71000	1000	■	□	Non	10 x 96	32,90
GR71250	1250	■	□	Non	10 x 96	32,90

MICROPIPETTE PIPETMAN CLASSIC (VOLUME VARIABLE)



- > Fiable et robuste
- > Technologie unique du "joint sec"
- > Maintenance aisée

GILSON®

En acier inoxydable et PVDF (résistance élevée aux produits chimiques).
Poignée robuste minimisant les transferts de chaleur.
Chaque piston est contrôlé individuellement au microscope.
Maintenance simple : démontage facile sans outil.
Nettoyage aisé des pièces en contact avec les liquides.
Aucun graissage n'est nécessaire.
Embout porte cône et éjecteur entièrement autoclavables.

Les modèles P2 et P10 ont un éjecteur à 2 positions permettant l'utilisation des cônes DIAMOND D10 (courts) et DL10 (longs).
Les P5000 et P10 ml sont dotés de filtres qui prolongent la durée de vie du piston et préviennent des contaminations, et ne disposent pas d'éjecteur de cône.

Modèle	Pipetman P2	Pipetman P10	Pipetman P20	Pipetman P100	Pipetman P200	Pipetman P1000	Pipetman P5000	Pipetman P10ml
Gamme de volume	0,2-2 μ l	1-10 μ l	2-20 μ l	10-100 μ l	20-200 μ l	100-1000 μ l	500-5000 μ l	1-10 ml
Erreur Systématique max. tolérée par Gilson	+/-0,024/0,030 μ l (à 0,2/2 μ l)	+/-0,025/0,10 (à 1/10 μ l)	+/-0,10/0,20 μ l (à 2/20 μ l)	+/-0,35/0,80 μ l (à 20/100 μ l)	+/-0,50/1,60 μ l (à 50/200 μ l)	+/-3/8 μ l (à 200/1000 μ l)	+/-12/30 μ l (à 1000/5000 μ l)	+/-30/60 μ l (à 1/10 ml)
Erreur Aléatoire max. tolérée par Gilson	<0,012/0,014 μ l (à 0,2/2 μ l)	<0,012/0,040 μ l (à 1/10 μ l)	<0,03/0,06 μ l (à 2/20 μ l)	<0,10/0,15 μ l (à 20/100 μ l)	<0,20/0,30 μ l (à 50/200 μ l)	<0,6/1,50 μ l (à 200/1000 μ l)	<3/8 μ l (à 1000/5000 μ l)	<6/16 μ l (à 1/10 ml)
Cône Diamond	D10 - DL10	D10 - DL10	D200	D200	D200	D1000	D5000	D10 ml
Code couleur volume	■	■	■	■	■	■	■	■
Sans certificat	0205806	0204810	0205801	0205802	0205803	0205804	0205805	0205821
Prix €HT	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00

PHMÈTRE PEN JENCO



- > Résultats précis et reproductibles
- > Facile d'utilisation
- > Boîtier étanche

pH-mètre IP67 avec écran LCD. Affichage de la température et du pH.

Température : 0.0 - 50°C - Calibration jusqu'à 2 points
 Impédance d'entrée : 3 X 10¹¹ - Electrode : gel, 1 jonction
 Batterie : LR44 x 4 - Durée : 150 heures
 Dimensions : 163 X 44 X 20 mm

Référence	Modèle	Paramètre	Gamme	Résolution	Précision	Prix € HT
P057102	PH610N	pH et Température	0.00 – 14.00 pH	0.01 pH	+/-0.05 pH	59,00

PIPETEUR SUR BATTERIE GROSSERON COLLECTION PINK



- > Pompe puissante (pipette de 25 ml en 4 secondes)
- > Bouton poussoir à prise souple
- > Soupape de sécurité et filtres hydrophobes
- > Mode de vitesse haut et bas
- > Chargeur intelligent
- > Indicateur de batterie faible

La conception du contrôleur de pipette Grosseron Collection a été créée pour offrir une expérience agréable pour les utilisateurs.

Construction légère pour une facilité d'utilisation constante sur une utilisation prolongée.

Angle de cône de nez unique pour une flexibilité de fonctionnement accrue, même sous hotte aspirante.

Batteries NiMH rechargeables respectueuses de l'environnement, offrant jusqu'à 8 heures de sortie continue.



Pour chaque appareil acheté, 10€ reversés à Think Pink.

2 piles rechargeables NiMH 1,2 V / 1000 mAh facilement remplaçables
 Plage volumétrique : pipette en plastique ou en verre de 0,1 ml à 200 ml
 Chargeur intelligent, peut être utilisé séparément et avec support mural et support de bureau
 Pointe conique autoclavable pour éviter la contamination croisée
 Système de sécurité : filtre PTFE hydrophobe de 0,45 µm remplaçable et clapet anti-retour de sécurité

Référence	Désignation	Couleur	Prix € HT
P016500	Pipeteur sur batterie Grosseron Collection		119,00

POSTE DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE HAIER BIOMEDICAL



- > Economique
- > Package complet
- > Classe II EN 12469

Sécurité

- Double filtration à l'évacuation
- Système de circulation d'air sécurisé

Ergonomie

- Parois latérales vitrées
- Façade avant coulissante inclinée
- Plan de travail inox compartimenté
- Piètement sur roulettes réglable de 680 à 900 mm lors de l'installation
- Contrôleur digital avec alarmes visuelles et sonores
- Repose bras sur toute la longueur du PSM

Pour chaque appareil rose acheté, 300€ reversés à Think Pink.

POSTE DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE HAIER BIOMEDICAL (SUITE)



Livré complet avec 2 prises de courant (une à droite et une à gauche) - Lampe UV pour la décontamination et le piétement
220V/50Hz/60Hz
Poids : 320 kg

Pour l'installation dans le local, la mise en service et le contrôle de la hotte, merci de nous consulter.

Pour chaque appareil rose acheté, 300€ reversés à Think Pink.

Référence	Modèle	Dimensions ext. l x P x H mm	Dimensions int. l x P x H mm	Couleur	Prix €HT
H045402	HR1200-IIA2-S	1380 x 780 x 2145/2365	1310 x 620 x 630		4590,00
H045403	HR1200-IIA2-S	1380 x 780 x 2145/2365	1310 x 620 x 630		4590,00

THERMOMÈTRE PROFESSIONNEL THERMAPEN® ETI PINK



thinkpink
europe
5€ reversés

- > Affichage rotatif automatique à 360°
- > Atteinte de la température en 3 secondes
- > Étanche IP66/67
- > Écran rétroéclairé automatique et intelligent
- > Mode veille avec détection de mouvement

15%
de remise

Le thermomètre Thermapen professionnel mesure la température sur une plage de -49,9 à 299,9°C. Il est entièrement configurable à l'aide des boutons situés dans le compartiment à piles. Vous pouvez verrouiller la position de l'écran, désactiver le mode veille automatique, sélectionner l'échelle en °C ou °F et la résolution à 1° ou 0,1°. L'écran auto-rotatif breveté de 360° peut être utilisé dans n'importe quelle position et est véritablement ambidextre. Le Thermapen professionnel est doté d'un écran rétroéclairé intelligent qui détecte les niveaux de luminosité et allume ou éteint automatiquement le rétroéclairage en fonction des conditions de luminosité. Le mode veille à détection de mouvement, avec une temporisation réglable par l'utilisateur, allume et éteint automatiquement le Thermapen lorsqu'il est posé ou rangé, ce qui optimise la durée de vie de la batterie. Le boîtier est lavable et contient un additif Biomaster qui réduit la croissance bactérienne. Le joint en caoutchouc ergonomique minimise le risque de pénétration d'eau et de poussière. Étanche selon la norme IP66/67, il est aussi le thermomètre de pénétration à lecture le plus rapide sur le marché actuel : la température réelle d'un produit peut être testée en seulement 3 secondes. Le Thermapen professionnel intègre une sonde de pénétration des aliments en acier inoxydable à pointe réduite (Ø3,3 x 110 mm) qui se replie à 180° sur le côté de l'instrument lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour chaque appareil acheté, 5€ reversés à Think Pink.

Certificat d'étalonnage traçable GRATUIT - Résolution 0.1°C - Précision +0.4°C (-49.9 à +199°C sinon +/- 1°C - 1.5V AAA - 3000 heures d'utilisation - K thermocouple
Dimensions : 19x50x157 mm - Poids : 120 grammes
EN 13485
Garantie 2 ans

Référence	Couleur	Prix €HT
T031404		65,00

THERMOMÈTRE INFRAROUGE FRONTAL R1B1 HAIER BIOMEDICAL



40%
de remise



- > Mesure en 1 seconde
- > Mémoire 32 mesures

Le thermomètre infrarouge frontal Haier Biomedical permet une prise de température sans contact en 1 seconde. Sa capacité de mémoire est de 32 mesures. Il est utilisable dans des conditions de température ambiante de 5°C à 40°C et possède un arrêt automatique au bout de 60 secondes sans utilisation.

Précision : +/- 0.2°C de 35 à 42°C
Dimensions : 37 x 37 x 138 mm
Poids : 47 g
Fonctionne avec 2 piles AAA 1.5V (fournies)

Référence	Désignation	Prix €HT
T045400	Thermomètre infrarouge frontal R1B1	39,00

Le saviez-vous ?

Commandez facilement et rapidement sur :

www.grosseron.com

- Frais de port **RÉDUIT**
- Pas de **MINIMUM** de commande
- Pas de **FRAIS DE GESTION**
- Paiement **SÉCURISÉ**



Grosseron
being a part of you

TUBE À CENTRIFUGER 15 ET 50 ML NEST



NEST®

Dans la limite des stocks

- > Stérilisé par E-beam
- > Certifié stérile, non pyrogène, Dnase et Rnase free

Les tubes 15 et 50 mL Nest sont en polypropylène et le bouchon en polyéthylène. La version Prémium est certifiée FDA USP IV et permet des centrifugations supérieures (10000 g en 15 mL/ 12000 g en 50 mL).

Les tubes Nest possèdent une graduation noire haute clarté ainsi qu'une zone blanche d'inscription. Ils sont disponibles en vrac rangés ou en portoir réutilisable. La version jupée permet une stabilité individuelle du tube sur la paillasse.

Nest est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la fabrication de consommables plastiques de grande qualité pour la recherche. Nest est certifiée ISO 9001:2008, CE et FDA.

Référence	Volume mL	Qualité	Couleur	Max RCF xg	Fond	Qté/sachet	Conditionnement	Prix € HT
0999102	15	Standard	Transparent	8 000	V	50 (Rack)	500	33,90
0999103	15	Standard	Transparent	8 000	V	50 (Vrac)	500	31,90
0999104	50	Standard	Transparent	10 000	V	25 (Rack)	500	52,90
0999105	50	Standard	Transparent	10 000	V	25 (Vrac)	500	44,90
0999106	50	Standard	Transparent	12 000	V+Jupé	25 (Vrac)	500	52,90

Black Friday

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

➡ www.grosseron.com

📍 4 rue des entrepreneurs, 44220 COUERON