

## PANTHERA

DESTOCKAGE **-25%**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS FABRICANT

PANTHERA CC - PANTHERA E

**Motic**<sup>®</sup>

MORE THAN MICROSCOPY



### MICROSCOPE PANTHERA MOTIC



#### PANTHERA CC

- LED ou Halogène
- Eclairage selon Koehler
- Motic light Tracer : gestion intelligente de la lumière

Microscope de routine, tête binoculaire Siedentopf rotative à 360°, optique plan UC, barillet pour 5 objectifs à rotation arrière, prise USB pour alimentation d'une caméra. Eclairage à intensité variable halogène ou LED. Réglage de l'éclairage selon Koehler.

Oculaires 10x/22 mm - Objectifs plan UC : 4x, 10x, 40x et 100x immersion - Barillet inversé pour 5 objectifs - Tête binoculaire Siedentopf rotative à 360°



#### PANTHERA E

- Alimentation USB
- Optique Plan Super Contraste
- Eclairage LED
- Platine sans crémaillère
- Indicateur d'intensité lumineuse sur le barillet

Microscope conçu pour l'enseignement, tête binoculaire ou trinoculaire Siedentopf rotative à 360°, optique plan SC, barillet pour 4 objectifs à rotation arrière, prise USB pour alimentation d'une caméra ou alimentation externe du microscope. Eclairage LED à intensité variable.

Oculaires 10x/20 mm - Objectifs plan SC : 4x, 10x, 40x et 100x immersion

**-25%**

**Motic**<sup>®</sup>

MORE THAN MICROSCOPY

Modèle		Binoculaire	Trinoculaire
Panthera CC Motic **NEUF**	1	M097955	M097956
<b>Prix € HT</b>		<b>1151,25</b>	<b>1272,00</b>
Panthera E Easy school Motic **NEUF**	2	M097942	M097943
<b>Prix € HT</b>		<b>795,75</b>	<b>915,00</b>
Panthera E Easy school Motic **OCCASION**	2		M097943.DEMO
<b>Prix € HT</b>			<b>854,00</b>

OFFRE VALABLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS FABRICANT