

# INFO PRODUIT



**Grosseron**  
being a part of you

# 3M



## LUMINOMÈTRE LM1 CLEAN-TRACE

“ En recherche de rapidité pour démarrer vos productions avec plus de sécurité ?

- Gardien du contrôle rapide de la propreté de vos lignes de production
- Design ergonomique
- Logiciel de paramétrage et de gestion des données inclus

### Facilité d'utilisation :

Interface utilisateur facile à prendre en main (ouverture d'une seule main, ambidextre).  
Ecran tactile ou commande par boutons pression avec des menus de navigation intuitifs.  
Connectivité sans fil avec technologie Bluetooth®. Des photos de points à surveiller peuvent être facilement téléchargées pour s'afficher sur le luminomètre.

### Matériel robuste :

Adapté aux environnements de production difficiles. Boîtier résistant aux impacts.  
Support rabattable permettant de placer l'appareil en position verticale.

### Résultats fiables :

Auto-diagnostic au démarrage. Résultats rapides pour une plus grande efficacité.  
Possibilité de saisir des données supplémentaires (Allergènes).



Capacité  
d'enregistrement **5Gb**



Auto-contrôle  
au démarrage



Détecteur **photomultiplicateur**  
nouvelle génération



Temps de mesure  
**10 secondes**



Autonomie **8 heures**



Dimensions  
268 x 88 x 59 mm



Synchronisation par **USB**



Livré avec chargeur  
batterie **220V**

Version Novembre 2020