

PROMO



Grosseron

being a part of you



AGITATEUR ORBITAL ENDEAVOR™ 5000

Les agitateurs à faible charge **Endeavor™** sont disponibles en **3 modèles** : orbite de 3 mm, orbite de 20 mm ou modèle dédié aux microplaques.

Tous les modèles peuvent être utilisés en incubateur et en chambre froide. La triple commande excentrique et le moteur CC sans balais et sans entretien garantissent une agitation stable et précise sur le long terme. Ils intègrent une détection des surcharges et des déséquilibres pour protéger les échantillons.

Référence	Mouvement	Dimension du plateau	Plage de vitesses (tr/min)	Prix € HT
A106014	Orbital, 3mm	300 x 222 mm	100 à 800 tr/min	833.00
A106015	Orbital, 20mm	300 x 222 mm	50 à 300 tr/min	840.00
A106016	Orbital, 3mm	280 x 197 mm	100 à 1200 tr/min	675.00

Rapportez votre ancien matériel et profitez de

25% de réduction

sur l'un de nos modèles.

ENDEAVOR™ 5000

Agitateurs orbitaux faible charge



Pour toute commande, consultez-nous !

Offres promotionnelles valables jusqu'au 15/05/2025

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON

PROMO



Grosseron
being a part of you



ENDEAVOR™ 5000

Agitateurs orbitaux faible charge

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix € HT
P105918	Pince à fiole 10ml	25.00
P105919	Pince à fiole 25ml	25.00
P105920	Pince à fiole 50ml	26.00
P105921	Pince à fiole 125ml	26.00
P105922	Pince à fiole 250ml	30.00
P105923	Pince à fiole 500ml	32.00
P105924	Pince à fiole 1000ml	43.00
P105925	Pince à flacon de support 500ml	90.00
P105926	Pince à fiole PVC 125ml	32.00
P105927	Pince à fiole PVC 250ml	33.00
P105928	Pince à fiole PVC 500ml	38.00
P105929	Portoir pour microtubes	134.00
P105930	Portoir pour tube diamètre 10-13mm	144.00
P105931	Portoir pour tube diamètre 14-16mm	144.00
P105932	Portoir pour tube diamètre 18-20mm	144.00
P105933	Portoir pour tube diamètre 22-25mm	144.00
P105934	Portoir pour tube 15ml	150.00
P105935	Portoir pour tube 50ml	150.00
P105936	Plateforme universelle 30x22cm e-E51LD	157.00
P105937	Plateforme réglable 30x22cm 2 barres	344.00
P105938	Barre rotative pour plateforme réglable	36.00
P105939	Tapis antidérapant satiné 30x22cm	34.00

Offres promotionnelles valables jusqu'au **15/05/2025**

grosseron.com

+33 (0)2 40 92 07 09

4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON