



Grosseron

300€	De 4 000 à 10 500€
100€	De 1 000,01 à 4 000€
50€	De 500,01 à 1 000€
20€	De 300,01 à 500€
15€	De 150,01 à 300€
10€	De 75,01 à 150€
5€	De 10 à 75€
Montant reversé par unité achetée	
Valeur produit en HT	

Pour en savoir plus : [www.thinkpinkurope.org/fr/](http://www.thinkpinkurope.org/fr/)

Think Pink Europe est l'organisation fatière qui réunit les organisations de lutte contre le cancer du sein dans plus de 50 pays européens. Elle stimule la coopération entre les pays et les régions en matière de soins et de traitement du cancer du sein.



Grosseron soutient la lutte contre le cancer du sein et devient partenaire de Think Pink Europe.



Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent chez les femmes, en Europe et dans le monde entier.

Agitateurs, microcentrifugeuses, micropipettes, pipeteurs, portoirs, PSM, thermocycleurs, thermomètres...



Offre valable jusqu'au 31 Décembre 2021

Grosseron

## AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT



20€  
reversés  
à Think Pink

La plaque chauffante unique Kera-Disk en aluminium offre des temps de chauffage rapides et le revêtement en céramique très fin rend la plaque résistante aux produits chimiques et aux rayures.



Puissance de chauffe :  
800 Watts



Plaque Kera-Disk  
diamètre 145 mm



Vitesse d'agitation :  
100 à 1400 tr/min

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT
A046172	Agitateur Hei-Standard	Analogique	495

## THERMOCYCLEUR PCR



300€  
reversés  
à Think Pink

Le LineGene Mini est un thermocycleur portable idéal pour les analyses de PCR en temps réel : quantitative/point final, les courbes standards, les courbes de fusion en temps réel, les analyses de SNP sur le terrain (station épuration, hôpital...).



Pour tube ou barette de 8 tubes



Module Peltier



Pas de préchauffage requis

Référence	Modèle	Détails	Prix € HT
R048508	FQD-16A détection BYQ 6618E	F1 : FAM, SYBR Green I; F3 : ROX	7 700
R048507	FQD-16A détection BYQ 6622E	F1 : FAM, SYBR Green I; F2 : VIC, HEX, TET, JOE, TAMRA, CY3, NED	7 700
R048506	FQD-16A détection BYQ 6623E	F1 : FAM, SYBR Green I; F2 : VIC, HEX, TET, JOE, TAMRA, CY3, NED; F3 : ROX; F4 : CY5	9 500

## AGITATEUR TYPE VORTEX



10€  
reversés  
à Think Pink

Le mini Vortex est l'agitateur idéal pour chaque laboratoire avec sa taille compact. Il est vendu avec adaptateur et batterie.



800 - 2500 rpm



Compacte



Facile d'utilisation

Référence	Désignation	Prix € HT
A222212	Agitateur type Vortex	99

## PIPETEUR



10€  
reversés  
à Think Pink

Ce pipeteur offre une expérience agréable pour les utilisateurs. Construction légère pour une facilité d'utilisation sur une période prolongée. Angle de cône de nez unique pour une flexibilité de fonctionnement accrue, même sous hotte aspirante.



Pompe puissante  
(pipette de 25 ml en 4 sec)



Mode vitesse haut et bas



Soupape de sécurité et  
filtre hydrophobes

Référence	Désignation	Prix € HT
P016500	Pipeteur sur batterie	129

## AGITATEUR INCUBATEUR



100€  
reversés  
à Think Pink

Agitateur incubateur secoueur de laboratoire adapté aux petits et moyens volumes. Alarmes sonores et visuelles en cas de surchauffe du moteur.



Numérique



Modèle de pailleuse



interface simple

Référence	Volume L	Dimension plateau mm	Volume maximum des fioles	Puissance W	Prix € HT
A071511	34	280x220 (A)	5x250ml	280	2030
A071512	63	340x370 (B)	4x1000ml	550	2750

## MICROCENTRIFUGEUSE



10€  
reversés  
à Think Pink

Cette microcentrifugeuse pour microtubes et barettes est robuste et compacte. Elle améliore le confort des utilisateurs et est idéale pour des tâches de routine en laboratoire.



7000 rpm



Retrait aisé du rotor



Compacte

Référence	Rotor	Prix € HT
C222210	6 tubes 1.5 ml / 2.0ml - 2 barettes de 8 tubes 0.2ml	99

## KIT DE NETTOYAGE



74€

Réf : 2199999

5€  
reversés  
à Think Pink

Vikan a réinventé la conception et la fabrication d'outils de nettoyage pour garantir les plus hauts niveaux d'hygiène et une efficacité optimale dans les environnements critiques de sécurité alimentaire. Kit complet : 1 balai, 1 manche, 1 seau, 1 balayette et 1 pelle.

## THERMOMÈTRE




69€

Réf: T031404

5€  
reversés  
à Think Pink

Ce thermomètre mesure la température sur une plage de -49.9 à 299.9°C. Il est entièrement configurable à l'aide des boutons situés dans le compartiment à pile. Il est doté d'un écran rétroéclairé intelligent qui détecte les niveaux de lumière.

## PORTOIR POUR MICROTUBE



96€

96 x 0.1 à 0.2 ml

Réf: 1667142

87€

24 x 0.5 à 2 ml

Réf: 1667140

10€  
reversés  
à Think Pink



Le portoir Isofreeze avec indicateur coloré et couvercle intégré convient pour une utilisation à température contrôlée facilitée par l'indicateur de couleur (virage à 7°C). Existe au format compatible PCR (ref: 1667142).

# POSTE DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE

## Haier Biomedical



300€  
reversés  
à Think Pink

Ce PSM offre une protection pour l'utilisateur, l'échantillon et l'environnement. Complet avec lampe UV - Prises électriques - Piètement.



Ergonomique



Package Complet



Classe II EN 12469

Référence	Dimensions externes mm (lxPxH)	Dimensions internes mm (lxPxH)	Poids Kg	Prix € HT
H045403	1380 x 780 x 2145/2365	1310 x 620 x 630	320	4 650

# AGITATEUR MAGNÉTIQUE



Grosseron  
Collection

10€  
reversés  
à Think Pink

La surface supérieure en acier inoxydable rend l'appareil extrêmement résistant à la corrosion et le moteur à courant continu longue durée fonctionne à grande vitesse et ne nécessite pas beaucoup d'entretien.



Moteur puissant 2200 tr/min



Capacité 10 L



Pieds en caoutchouc

Référence	Désignation	Prix € HT
A100400	Agitateur magnétique	98

# MICROPIPETTE

Grosseron  
Collection



Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, la micropipette Grosseron Collection garantit une durabilité accrue et une prévention contre la corrosion chimique et physique. L'éjection de la pointe ne demande aucun effort grâce au mécanisme d'absorption des chocs.



Résultats précis et répétables



Comptabilité universelle des pointes



Verrouillage du volume

Micropipette volume fixe					
Référence	Volume µL	Just. % max	Précision % max	Couleur	Prix € HT
M016518	2.5	2	1.6	Orange	99
M016519	5	1.3	1.2	Jaune	99
M016520	10	1.2	0.6	Jaune	99
M016521	20	1	0.3	Jaune	99
M016522	25	1	0.3	Jaune	99
M016523	50	0.7	0.3	Jaune	99
M016524	100	0.6	0.2	Jaune	99
M016525	200	0.6	0.2	Jaune	99
M016526	250	0.6	0.3	Bleu	99
M016527	500	0.6	0.2	Bleu	99
M016528	1000	0.6	0.2	Bleu	99
M016529	2000	0.3	0.15	Vert	109
M016530	5000	0.3	0.15	Vert	109
M016531	10 000	0.6	0.2	Vert	109

Micropipette volume variable						
Référence	Volume µL	Incrément µL	Just. % max	Précision % max	Couleur	Prix € HT
M016500	0.1-2.5	0.002	2.5	0.7	Orange	119
M016501	0.5-10	0.02	1	0.7	Orange	119
M016502	2-20	0.02	0.9	0.3	Orange	119
M016503	10-100	0.1	0.8	0.2	Jaune	119
M016504	20-200	0.2	0.6	0.2	Jaune	119
M016505	100-1000	1	0.6	0.2	Bleu	119
M016506	500-5000	10	0.6	0.2	Vert	129
M016507	1000-10 000	20	0.6	0.15	Vert	129

Micropipette 8 canaux						
Référence	Volume µL	Incrément µL	Just. % max	Précision % max	Couleur	Prix € HT
M016508	0.5-10	0.02	2	1	Orange	345
M016509	2-20	0.02	2	1.6	Jaune	345
M016510	10-100	0.1	0.8	0.3	Jaune	345
M016511	20-200	0.2	0.7	0.25	Jaune	345
M016512	30-300	0.2	0.6	0.3	Vert	345

Micropipette 12 canaux						
Référence	Volume µL	Incrément µL	Just. % max	Précision % max	Couleur	Prix € HT
M016513	0.5-10	0.02	2	1	Orange	415
M016514	2-20	0.02	2	1.6	Jaune	415
M016515	10-100	0.1	0.8	0.3	Jaune	415
M016516	20-200	0.2	0.7	0.25	Jaune	415
M016517	30-300	0.2	0.6	0.3	Vert	415

# STYLO DÉTECTABLE RÉTRACTABLE

5€  
reversés  
à Think Pink

74€  
par boîte  
de 50



Réf encre noir : 2600658  
Réf encre bleu : 2600661  
Réf encre rouge : 2600664  
Réf encre vert : 2600667

Detectamet  
FOOD SAFE DETECTABLE PRODUCTS

Son nouveau design plus robuste permet une meilleure prise en main. Il est détectable aux rayons X et fonctionne dans un environnement froid. Lot de 50 crayons.

# PIPETEUR PIPETBOY ACU 2



INTEGRA

15€  
reversés  
à Think Pink

Pipetboy Acu 2 est conçu selon les recommandations en matière d'ergonomie de façon à tenir confortablement dans la main et permettre à vos doigts de garder une position naturelle tout au long de vos activités de pipetage.



Léger 195g



Grande résistance



Rapidité : 13.5ml/s max

Référence	Désignation	Prix € HT
0155020	Pipetboy acu 2	253

# AGITATEUR

LABWIT



Ces agitateurs sont idéaux pour presque tous les récipients, des tubes aux flacons coniques en passant par les boîtes de Pétri et les plaques de microtitration.



Moteur robuste et silencieux



3 types d'agitation



Timer : 1 min à 500h

Jusqu'à 100€  
reversés  
à Think Pink

Agitateur orbital					
Référence	Mode	Vitesse d'agitation Tr/min	Accessoire inclus	Dimensions produit mm (L x l x H)	Prix € HT
A071513	Orbital (A)	30 à 300	plateau avec barre en caoutchouc	400x350x235	1180
A071514	Va et vient (B)	30 à 300	plateau prépercé	400x350x160	1 050
A071515	Basculant (C)	20 à 80 inclinaisons	plateau antidérapant	400x360x185	850

# GRANDE CUILLÈRE



Grosseron  
Collection

15€  
reversés  
à Think Pink

289€ le lot de 1500

Réf: GRS1708PK

Prélèvement aseptique d'échantillons liquides ou solides, pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, bactériologiques. Conditionnement : 1500 unités

10€  
reversés  
à Think Pink

10€  
reversés  
à Think Pink

20€  
reversés  
à Think Pink