

PROMO

 **miscceo**[®]
by Dynamic[®]

CUTTER MÉLANGEUR MISCEO



- > Conception et fabrication Française
- > Polyvalent
- > Durable
- > Ergonomique

Cutter pour mélanger, émulsionner, mixer, broyer et pulvériser en quelques secondes. Vitesse variable de 350 à 3500 tr/mn. Fonctions PULSE et REVERSE. Cuve inox capacité de 5.4 litres (capacité nominale) + couvercle en Copolyester Tritan, sans BPA (Bisphénol A), équipé d'un racleur intégré manuel pour moins de gaspillage et pour une meilleure homogénéisation. Système de fixation rapide avec attaches clips (brevet déposé). Possibilité d'ajouter des ingrédients durant la préparation sans ouvrir le couvercle.

Un moteur asynchrone, intégré dans un bloc moteur métallique, avec une puissance de 1100 W. Détection magnétique automatique sur le bol et le couvercle pour une sécurité totale de l'opérateur. Capacité de travail : de 100g à 4kg.

Puissance 1100W
Alimentation 220 V
Vitesse variable 350 à 3500 tr/min
Cuve Inox 5.4 litres
Capacité 4.3 litres
Couteau lisse, cranté ou micro-denté.
Livré avec bol, racloir et couteau lisse.

| Référence | Désignation | Prix € HT |
|----------------|-------------------------|----------------|
| C098800 | Cutter mélangeur Miscéo | 1682,82 |
| C098801 | Couteau lisse | 71,17 |
| C098802 | Couteau cranté | 83,95 |
| C098803 | Caouteau microdenté | 83,95 |

✔ Bloc moteur pour Miscéo 250

Bloc moteur pour Miscéo 250

| Référence | Désignation | Repère | Prix € HT |
|----------------|-------------------------------|--------|---------------|
| B098801 | Bloc moteur pour Miscéo 250 P | A | 155,42 |
| B098802 | Bloc moteur pour Miscéo 250 F | B | 750,07 |

✔ Bols pour Miscéo 250F




Bol cutter :
Volume de travail maximum 800 mL
Vitesse de 600 à 2500 tr.min⁻¹

Boîte fouet :
Volume de travail maximum 4 L
Vitesse de 600 à 2500 tr.min⁻¹

| Référence | Désignation | Repère | Prix € HT |
|----------------|-------------------------|--------|---------------|
| B098803 | Bol 1L gradué sous vide | A | 42,23 |
| B098804 | Bol cutter | B | 200,19 |
| B098805 | Boîte fouet | C | 135,99 |
| P098801 | Pompe à vide | - | 545,65 |

HOMOGENÉISEUR MISCEO 1100 F MISCEO



- > Mélangeur homogénéiseur fixe
- > Fabrication française
- > Nettoyage facile
- > Polyvalent
- > Jusqu'à 200L

Homogénéiseur est ergonomique et se manie facilement.

Les accessoires se montent et se démontent facilement.

Stérilisation des tiges par autoclave

Le boîtier de commande permet la programmation du temps et de la vitesse de travail avec :

- Touches tactiles, affichage digitale
- Chronomètre : temps maxi 20 min
- Minuteur : réglage de la durée à la seconde, temps maxi 20 min
- Réglage de la vitesse de 1 à 8

Le support Servomix est réglable en hauteur et accompagne le mouvement sans effort (prévention TMS) et s'adapte à vos contenants (au sol et sur le plan de travail).

Vitesse de cisaillement : 21 m.s⁻¹

Niveau sonore : 80 dB

Puissance : 1100 W

Tension d'alimentation : 220-240V / 50-60Hz

Poids : 6.7 Kg

| Référence | Désignation | Volume de travail maximum | Vitesse | Repère | Prix €HT |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------|----------|
| H098843 | Homogénéiseur Misceo 1100 F avec Rotor Stator et Support Servomix | 75 L | 0 à 11000 tr.min ⁻¹ | A | 3112,37 |
| H098844 | Homogénéiseur Misceo 1100 F avec Tige Cisailleur 3 lames et Support Servomix | 200 L | 0 à 11000 tr.min ⁻¹ | B | 2908,71 |
| H098845 | Homogénéiseur Misceo 1100 F avec Rotor Stator et Support Servomix Roulant | 75 L | 0 à 11000 tr.min ⁻¹ | C | 5273,78 |
| H098846 | Homogénéiseur Misceo 1100 F avec Tige Cisailleur 3 lames et Support Servomix Roulant | 200 L | 0 à 11000 tr.min ⁻¹ | D | 5070,12 |
| H098847 | Homogénéiseur Misceo 1100 F avec Rotor Stator et Support Servomix de Paillasse | 75 L | 0 à 11000 tr.min ⁻¹ | E | 4119,98 |
| H098848 | Homogénéiseur Misceo 1100 F avec Tige Cisailleur 3 lames et Support Servomix de Paillasse | 200 L | 0 à 11000 tr.min ⁻¹ | F | 3916,33 |

✓ Accessoires pour Misceo 1100 MISCEO



| Référence | Désignation | Repère | Prix €HT |
|-----------|---------------------------------------|--------|----------|
| T098819 | Tige Rotor Stator | A | 473,83 |
| T098820 | Tige Cisailleur 3 lames - Longueur 68 | B | 270,18 |

✓ Bloc moteur pour Misceo 1100



| Référence | Désignation | Repère | Prix € HT |
|----------------|--------------------------------|--------|----------------|
| B098814 | Bloc moteur pour Misceo 1100 P | A | 930,42 |
| B098815 | Bloc moteur pour Misceo 1100 F | B | 1507,73 |

HOMOGENÉISEUR MISCEO 1100 P MISCEO




- > Mélangeur homogénéiseur portatif
- > Fabrication française
- > Nettoyage facile
- > Polyvalent
- > Jusqu'à 200L

Cet homogénéiseur possède une forme ergonomique et se manie facilement. Les accessoires se montent et se démontent facilement. Stérilisation des tiges par autoclave.

Vitesse de cisaillement : 21 m.s⁻¹
 Niveau sonore : 80 dB
 Puissance : 1100 W
 Tension d'alimentation : 220-240V / 50-60Hz
 Poids : 6.7 Kg

| Référence | Désignation | Volume | Vitesse | Repère | Prix € HT |
|----------------|--|--------|--|--------|----------------|
| H098841 | Homogénéiseur Misceo 1100 P avec Rotor Stator | 75 L | 11000 tr.min ⁻¹ pas de vitesse variable | A | 1404,26 |
| H098842 | Homogénéiseur Misceo 1100 P avec Tige Cisailleur 3 lames | 200 L | 11000 tr.min ⁻¹ pas de vitesse variable | B | 1200,60 |

HOMOGENÉISEUR MISCEO 2200 A MISCEO



HOMOGENÉISEUR MISCEO 2200 A MISCEO (SUITE)


- > Mélangeur homogénéiseur mobile
- > Fabrication française
- > Nettoyage facile des accessoires
- > Polyvalent
- > Jusqu'à 300L

Cet homogénéiseur est idéal pour un usage intensif. Grâce à ses 4 roues directionnels, il se manie facilement. Son encombrement est minimum (pliable). Coffret variateur de vitesse avec affichage digital. Les accessoires se montent et se démontent facilement.

Vitesse de cisaillement : 12 à 18 m.s⁻¹
 Niveau sonore : 80 dB
 Puissance : 2200 W
 Tension d'alimentation : 400V Triphase / 50Hz
 Longueur tige : 570 mm
 Hauteur mini sol : 500 mm
 Hauteur max sol : 790 mm
 Poids : 79Kg

| Référence | Désignation | Volume de travail maximum | Vitesse | Repère | Prix €HT |
|-----------|--|---------------------------|---|--------|----------|
| H098849 | Homogénéiseur Misceo 2200 A avec Rotor Stator - 400V | 100 L | 2800 à 4000 tr.min ⁻¹ | A | 9106,35 |
| H098850 | Homogénéiseur Misceo 2200 A avec Cisailleur - 400V | 300 L | 2800 à 4000 tr.min ⁻¹ | B | 8575,85 |
| H098851 | Homogénéiseur Misceo 2200 A avec Mélangeur - 400V | 300 L | Vitesse 1 : 800 tr.min ⁻¹ et vitesse 2 : 1600 tr.min ⁻¹ | C | 9341,20 |

✓ Accessoires pour Misceo 2200



| Référence | Désignation | Repère | Prix €HT |
|-----------|--------------------|--------|----------|
| O098801 | Outil Rotor Stator | A | 1520,05 |
| O098802 | Outil Cisailleur | B | 991,20 |
| O098803 | Outil Mélangeur | C | 1754,91 |

Le saviez-vous ?

Commandez facilement et rapidement sur :


www.grosseron.com

- ✓ Frais de port **RÉDUIT**
- ✓ Pas de **MINIMUM** de commande
- ✓ Pas de **FRAIS DE GESTION**
- ✓ Paiement **SÉCURISÉ**



Grosseron
being a part of you

HOMOGENÉISEUR MISCEO 250 F MISCEO



- > Mélangeur homogénéiseur fixe
- > Fabrication française
- > Nettoyage facile
- > Polyvalent
- > Jusqu'à 8L

Homogénéiseur robuste, efficace et puissant, idéal pour l'échelle pilote.

Les accessoires se montent et se démontent facilement.

Stérilisation des tiges par autoclave

Le boîtier de commande permet la programmation du temps et de la vitesse de travail avec :

- Touches tactiles, affichage digitale
- Chronomètre : temps maxi 20 min
- Minuteur : réglage de la durée à la seconde, temps maxi 20 min
- Réglage de la vitesse de 1 à 8

Le statif est adapté pour un travail sur paillasse avec :

- Réglage en hauteur grâce à son tube inox coulissant et sa noix de serrage
- Position (déportée) latérale possible pour les mélanges à chaud ou bain-marie
- Pince de maintien réglable
- Tapis antichoc silicone

Vitesse de cisaillement : 4.5 à 20 m.s⁻¹

Niveau sonore : 60 dB

Puissance : 250 W

Tension d'alimentation : 220-240V / 50-60Hz

Poids : 1000 g

| Référence | Désignation | Volume de travail maximum | Vitesse | Repère | Prix €HT |
|-----------|--|---------------------------|-----------------------------------|--------|----------|
| H098814 | Misceo 250 F avec Rotor Stator 160 et Statif | 4 L | 3000 à 13000 tr.min ⁻¹ | A | 1677,51 |
| H098815 | Misceo 250 F avec Rotor Stator 190 et Statif | 4 L | 3000 à 13000 tr.min ⁻¹ | B | 1724,81 |
| H098816 | Misceo 250 F avec Tige Cisailleur 2 lames 160 et Statif | 4 L | 3000 à 13000 tr.min ⁻¹ | C | 1592,20 |
| H098817 | Misceo 250 F avec Tige Cisailleur 2 lames 190 et Statif | 8 L | 3000 à 13000 tr.min ⁻¹ | D | 1639,50 |
| H098818 | Misceo 250 F avec Rotor Stator 160 sous vide, Bol et Statif | 1 L | 3000 à 13000 tr.min ⁻¹ | E | 1726,50 |
| H098819 | Misceo 250 F avec Rotor Stator 190 sous vide, Bol et Statif | 1 L | 3000 à 13000 tr.min ⁻¹ | F | 1773,80 |
| H098820 | Misceo 250 F avec Tige Cisailleur 2 lames 160 sous vide, Bol et Statif | 1 L | 3000 à 13000 tr.min ⁻¹ | G | 1642,03 |
| H098821 | Misceo 250 F avec Tige Cisailleur 2 lames 190 sous vide, Bol et Statif | 1 L | 3000 à 13000 tr.min ⁻¹ | H | 1687,65 |
| H098822 | Misceo 250 F avec Tige Cisailleur 4 lames 160 et Statif | 4 L | 3000 à 13000 tr.min ⁻¹ | I | 1592,20 |
| H098823 | Misceo 250 F avec Tige Cisailleur 4 lames 190 et Statif | 8 L | 3000 à 13000 tr.min ⁻¹ | J | 1638,66 |
| H098825 | Misceo 250 F avec Tige Cisailleur 4 lames 190 sous vide, Bol et Statif | 1 L | 3000 à 13000 tr.min ⁻¹ | K | 1687,65 |



MAINTENANCE & MÉTROLOGIE



Intervention sur site, en atelier, à l'international ou à partir de nos agences en France.

☎ 02 40 92 07 09

➔ sav@grosseron.com

Maintenance préventive et curative - Métrologie - Formation - Garanties


✓ Accessoires pour Misceo 250



Tige Turbo Agitateur Hélices :
Volume de travail maximum 4 L
Vitesse de 70 à 300 tr.min⁻¹

| Référence | Désignation | Repère | Prix €HT |
|-----------|--|--------|----------|
| T098801 | Tige Rotor Stator Longueur 160 | A | 145,28 |
| T098802 | Tige Rotor Stator Longueur 190 | B | 192,59 |
| T098803 | Tige Cisailleur 2 lames Longueur 160 | C | 59,97 |
| T098804 | Tige Cisailleur 2 lames Longueur 190 | D | 104,02 |
| T098805 | Tige Rotor Stator sous vide Longueur 160 | E | 152,04 |
| T098806 | Tige Rotor Stator sous vide Longueur 190 | F | 200,19 |
| T098808 | Tige Cisailleur 2 lames Longueur 190 | H | 113,18 |
| T098809 | Tige Turbo Agitateur Hélices | I | 282,12 |
| T098810 | Tige Cisailleur 4 lames Longueur 160 | J | 59,97 |
| T098811 | Tige Cisailleur 4 lames Longueur 190 | K | 106,43 |
| T098813 | Tige Cisailleur 4 lames sous vide Longueur 190 | M | 113,18 |

HOMOGENÉISEUR MISCEO 300F MISCEO



- > Mélangeur homogénéiseur fixe
- > Fabrication française
- > Nettoyage facile
- > Polyvalent
- > Jusqu'à 25L

HOMOGENÉISEUR MISCEO 300F MISCEO (SUITE)

Homogénéiseur est robuste et performant.

Les accessoires se montent et se démontent facilement.

Stérilisation des tiges par autoclave

Le boîtier de commande permet la programmation du temps et de la vitesse de travail avec :

- Touches tactiles, affichage digitale
- Chronomètre : temps maxi 20 min
- Minuteur : réglage de la durée à la seconde, temps maxi 20 min
- Réglage de la vitesse de 1 à 8

Le statif est adapté pour un travail sur paillasse avec :

- Réglage en hauteur grâce à son tube inox coulissant et sa noix de serrage
- Position (déportée) latérale possible pour les mélanges à chaud ou bain-marie
- Pince de maintien réglable
- Tapis antichoc silicone

Vitesse de cisaillement : 4.5 à 19 m.s⁻¹

Niveau sonore : 60 dB

Puissance : 300 W

Tension d'alimentation : 220-240V / 50-60Hz

Poids : 1.8 Kg

| Référence | Description | Volume de travail maximum | Vitesse | Repère | Prix €HT |
|----------------|---|---------------------------|-----------------------------------|--------|----------------|
| H098830 | Misceo 300 F avec Rotor Stator et Statif | 10 L | 3000 à 12000 tr.min ⁻¹ | A | 1826,36 |
| H098831 | Misceo 300 F avec Tige Cisailleur 2 lames et Statif | 25 L | 3000 à 12000 tr.min ⁻¹ | B | 1764,77 |
| H098832 | Misceo 300 F avec Tige Cisailleur 4 lames et Statif | 25 L | 3000 à 12000 tr.min ⁻¹ | C | 1764,77 |

✓ Accessoires pour Misceo 300



| Référence | Désignation | Repère | Prix €HT |
|----------------|-------------------------|--------|---------------|
| T098814 | Tige Cisailleur 2 lames | A | 115,79 |
| T098815 | Tige Cisailleur 4 lames | B | 115,79 |
| T098816 | Tige Rotor Stator | C | 177,38 |

✓ Bloc moteur pour Misceo 300 MISCEO



| Référence | Désignation | Repère | Prix €HT |
|----------------|-------------------------------|--------|---------------|
| B098806 | Bloc moteur pour Misceo 300 P | A | 310,41 |
| B098807 | Bloc moteur pour Misceo 300 F | B | 888,54 |

✓ Bols pour Misceo 300 MISCEO



Bol cutter :
Volume de travail maximum 800 mL
Vitesse de 600 à 2500 tr.min⁻¹

Boîte fouet :
Volume de travail maximum 5 L
Vitesse de 600 à 2500 tr.min⁻¹

| Référence | Désignation | Repère | Prix €HT |
|----------------|--------------------------------|--------|---------------|
| B098808 | Bol Cutter pour Misceo 300 P | A | 212,69 |
| B098809 | Boîte Fouet pour Misceo 300 FP | B | 226,65 |

HOMOGENÉISEUR MISCEO 300 P MISCEO



- > Mélangeur homogénéiseur portatif
- > Fabrication française
- > Nettoyage facile
- > Polyvalent
- > Jusqu'à 25L

Cet homogénéiseur est léger, robuste et maniable. Les accessoires se montent et se démontent facilement. Le variateur de vitesse est gradué. Stérilisation des tiges par autoclave.

Vitesse de cisaillement : 4.5 à 19 m.s⁻¹ - Niveau sonore : 60 dB - Puissance : 300 W - Tension d'alimentation : 220-240V / 50Hz
Poids : 1.8 Kg
Cordon d'alimentation de 3m

| Référence | Désignation | Volume de travail max L | Vitesse tr.min-1 | Repère | Prix €HT |
|----------------|---|-------------------------|------------------|--------|---------------|
| H098826 | Misceo 300 P avec rotor Stator | 10 | 3000 à 12000 | A | 487,79 |
| H098827 | Misceo 300 P avec tige cisailleur 2 lames | 25 | 3000 à 12000 | B | 426,21 |
| H098828 | Misceo 300 P avec tige cisailleur 4 lames | 25 | 3000 à 12000 | C | 426,21 |
| H098829 | Misceo 300 P avec boîte fouet | 5 | 600 à 2500 | D | 537,07 |



ESPACE CLIENT EN LIGNE

L'espace client personnalisé...
www.grosseron.com

Espace client

Je suis client, j'ai mes identifiants web

Identifiant:

Mot de passe:

Se connecter [Mot de passe oublié ?](#)

[Connexion](#)

Je suis client, je veux recevoir mes identifiants web

[Ouvrir mon espace client](#)

Accès sécurisé par identifiant et mot de passe.
Consultez vos commandes, vos devis en cours.

Modifiez vos abonnements.
Suivez vos livraisons grâce au tracking colis.


✔ Support MISCEO



Support pour homogénéiseurs MISCEO

| Référence | Désignation | Dimensions | Poids | Compatibilité | Repère | Prix €HT |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------|---------------------|--------|----------------|
| S098801 | Support mélangeur diamètre 400mm | Diamètre 400mm | 1.9Kg | Modèles 650 et 1100 | A | 234,87 |
| S098802 | Support mélangeur diamètre 600mm | Diamètre 600mm | 2.3Kg | Modèles 650 et 1100 | B | 242,25 |
| S098803 | Support mélangeur diamètre 800mm | Diamètre 800mm | 2.6Kg | Modèles 650 et 1100 | C | 258,68 |
| S098804 | Support mélangeur diamètre 1000mm | Diamètre 1000mm | 2.8Kg | Modèles 650 et 1100 | D | 266,07 |
| S098805 | Support mélangeur diamètre 1200mm | Diamètre 1200mm | 3.2Kg | Modèles 650 et 1100 | E | 277,57 |
| S098806 | Statif pour Misceo 250 P et 300 P | 200x285x630mm | 8Kg | Modèles 250 et 300 | F | 760,44 |
| S098807 | Support Servomix | 300x452x812mm | 20Kg | Modèles 650 et 1100 | G | 1130,80 |
| S098809 | Support Servomix roulant | 790x1060x1760mm | 48Kg | Modèles 650 et 1100 | H | 3292,21 |
| S098810 | Support Servomix de paillasse | 920x465x830mm | 27Kg | Modèles 650 et 1100 | I | 2138,42 |

HOMOGENÉISEUR MISCEO 650 F MISCEO



- > Mélangeur homogénéiseur fixe
- > Fabrication française
- > Nettoyage facile
- > Polyvalent
- > Jusqu'à 100L

HOMOGENÉISEUR

Homogénéiseur possède une forme ergonomique et se manie facilement.

Les accessoires se montent et se démontent facilement.

Stérilisation des tiges par autoclave

Le boîtier de commande permet la programmation du temps et de la vitesse de travail avec :

- Touches tactiles, affichage digitale
- Chronomètre : temps maxi 20 min
- Minuteur : réglage de la durée à la seconde, temps maxi 20 min
- Réglage de la vitesse de 1 à 8

Le support Servomix est réglable en hauteur et accompagne le mouvement sans effort (prévention TMS) et s'adapte à vos contenants (au sol et sur le plan de travail).

Vitesse de cisaillement : 7 à 22 m.s⁻¹
 Niveau sonore : 60 dB
 Puissance : 650 W
 Tension d'alimentation : 220-240V / 50-60Hz
 Poids : 4 Kg

| Référence | Désignation | Volume | Vitesse | Repère | Prix €HT |
|----------------|--|--------|-----------------------------------|--------|----------------|
| H098835 | Misceo 650 F avec Rotor Stator et Support Servomix | 40 L | 3000 à 10000 tr.min ⁻¹ | A | 2505,49 |
| H098836 | Misceo 650 F avec Tige Cisailleur et Support Servomix | 100 L | 3000 à 10000 tr.min ⁻¹ | B | 2368,36 |
| H098837 | Misceo 650 F avec Rotor Stator et Support Servomix Roulant | 40 L | 3000 à 10000 tr.min ⁻¹ | C | 4666,91 |
| H098838 | Misceo 650 F avec Tige Cisailleur et Support Servomix Roulant | 100 L | 3000 à 10000 tr.min ⁻¹ | D | 4529,77 |
| H098839 | Misceo 650 F avec Rotor Stator et Support Servomix de Paillasse | 40 L | 3000 à 10000 tr.min ⁻¹ | E | 3513,11 |
| H098840 | Misceo 650 F avec Tige Cisailleur et Support Servomix de Paillasse | 100 L | 3000 à 10000 tr.min ⁻¹ | F | 3375,97 |

✓ Accessoires pour Misceo 650 MISCEO



| Référence | Désignation | Repère | Prix €HT |
|----------------|-------------------------|--------|---------------|
| T098817 | Tige Rotor Stator | A | 347,37 |
| T098818 | Tige Cisailleur 3 lames | B | 210,23 |

✓ Bols pour Misceo 650 MISCEO



Bol cutter :
 Volume de travail maximum 5 L
 Vitesse de 400 à 1500 tr.min⁻¹

Boîte fouet :
 Volume de travail maximum 20 L
 Vitesse de 300 à 900 tr.min⁻¹

| Référence | Désignation | Repère | Prix €HT |
|----------------|----------------------------|--------|---------------|
| B098812 | Bol Cutter pour Misceo 650 | A | 498,47 |

✔ Bols pour Misceo 650 MISCEO (Suite)

| Référence | Désignation | Repère | Prix €HT |
|----------------|-----------------------------|--------|---------------|
| B098813 | Boîte Fouet pour Misceo 650 | B | 269,36 |

HOMOGENÉISEUR MISCEO 650 P MISCEO



- > Fabrication française
- > Nettoyage facile
- > Polyvalent
- > Jusqu'à 100L

Cet homogénéiseur possède une forme ergonomique qui favorise la prise en main. Les accessoires se montent et se démontent facilement.

Vitesse de cisaillement : 7 à 22 m.s⁻¹
 Niveau sonore : 60 dB
 Puissance : 650 W
 Tension d'alimentation : 220-240V / 50-60Hz
 Poids : 4 Kg

| Référence | Désignation | Volume | Vitesse | Repère | Prix €HT |
|----------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---------------|
| H098833 | Misceo 650 P avec Rotor Stator | 40 L | 3000 à 10000 tr.min ⁻¹ | A | 797,39 |
| H098834 | Misceo 650 P avec Tige Cisailleur | 100 L | 3000 à 10000 tr.min ⁻¹ | B | 660,25 |

✔ Bloc moteur pour Misceo 650 MISCEO



| Référence | Désignation | Repère | Prix €HT |
|----------------|-------------------------------|--------|----------------|
| B098810 | Bloc moteur pour Misceo 650 P | A | 450,02 |
| B098811 | Bloc moteur pour Misceo 650 P | B | 1027,32 |

 **misceo**[®]
 by Dynamic[®]

Offre promotionnelle
 valable jusqu'au **31/12/2023**



Grosseron
 being a part of you

➔ grosseron.com
 ☎ +33 (0)2 40 92 07 09
 📍 4 rue des entrepreneurs
 44220 COUERON