


PROMO



greiner bio-one



Offre spéciale valable jusqu'au 30 juillet 2022

PLAQUE MULTIPUITS & BOITE DE CULTURE CELLULAIRE CELL REPELLENT

- Technologie «Cell-Repellent surface»
- Culture tridimensionnelle

La technologie «**Cell-repellent**» évite l'adhérence des cellules sur la surface. Idéale pour la culture de sphéroïdes et d'agrégats de cellules souches, mais aussi pour la culture de suspension de lignées semi-adhérentes et adhérentes et la culture en 3D en hydrogel.

PLAQUE MULTIPUITS

Référence	Format	Volume total en ml	Volume de travail ml	Fond	Qté par sachet	Conditionnement	Prix € HT
6579701	6 puits	16.1	2-5	F	1	5	41.74
6629701	24 puits	3.3	0.5-1.5	F	1	5	41.74
6779701	48 puits	1.7	0.5-1	F	1	5	41.74
6559701	96 puits	0.39	0.025-0.34	F	1	6	50.09
6509701	96 puits	0.32	0.04-0.28	U	1	6	50.09
6519701	96 puits	0.39	0.025-0.34	V	1	6	50.09
7819701	384 puits	0.131	0.015-0.11	U	1	60	926.10

BOITE DE CULTURE CELLULAIRE

Référence	Dimensions ØxH mm	Stérile	Volume total ml	Volume de travail ml	Qté par sachet	Conditionnement	Prix € HT
6279791	35 x 10	Oui	10	5	10	40	107.10
6289791	60 x 15	Oui	28	6 - 7	10	20	113.40
6649701	100 x 20	Oui	100	16 - 17	1	5	41.74