

PROMO



Grosseron
being a part of you



SECOMAM

SPECTROPHOTOMÈTRE

VISIBLE PRIM LIGHT ET ADVANCED

- Manipulation simple et intuitive
- Possibilité d'utiliser le logiciel Spectralab
 - Piloter l'appareil
 - Imprimer et enregistrer directement avec un ordinateur
 - Pack de connexion PC (USB/RS232 livré en standard avec le PRIM Advanced)
- Optimisé pour une utilisation courante en enseignement
- Compact, léger et robuste
- Fabrication & SAV en France



Spectrophotomètre visible 330 à 900nm, bande passante 8nm, affichage digital alphanumérique rétro-éclairé, source lumineuse précentrée, monochromateur à réseau protégé Jobin Yvon et sortie RS-232.

Livré avec une boîte de 100 cuves plastiques, un support de cuve 10mm et un adaptateur secteur. Compatible avec les principaux logiciels EXAO de l'enseignement.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	POINT DE CALIBRATION	CINÉTIQUE	MULTI LONGUEUR D'ONDE	SPECTRE	PRIX € HT
S226509	PRIM LIGHT	1	Non	Non	Non	1 971
S226510	PRIM ADVANCED	1 à 8	Oui	Oui	Oui	2 320



Offre promotionnelle
valable jusqu'au 13/07/2024

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON