

POSTE DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE

Haier Biomedical



300€
reversés
à Think Pink

Ce PSM offre une protection pour l'utilisateur, l'échantillon et l'environnement.
Complet avec lampe UV - Prises électriques - Pietement.



Ergonomique



Package Complet



Classe II EN 12469

Référence	Dimensions externes mm (lxPxH)	Dimensions internes mm (lxPxH)	Poids Kg	Prix € HT
H045403	1380 x 780 x 2145/2365	1310 x 620 x 630	320	4 950

AGITATEUR MAGNÉTIQUE



Grosseron
Collection

10€
reversés
à Think Pink

La surface supérieure en acier inoxydable rend l'appareil extrêmement résistant à la corrosion et le moteur à courant continu longue durée fonctionne à grande vitesse et ne nécessite pas beaucoup d'entretien.



Moteur puissant 2200 tr/min



Capacité 10 L



Pieds en caoutchouc

Référence	Désignation	Prix € HT
A100400	Agitateur magnétique	98

MICROPIPETTE

Grosseron
Collection



Volume fixe



Volume variable



Multicanaux

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, la micropipette Grosseron Collection garantit une durabilité accrue et une prévention contre la corrosion chimique et physique. L'éjection de la pointe ne demande aucun effort grâce au mécanisme d'absorption des chocs.



Résultats précis et répétables



Comptabilité universelle des pointes



Verrouillage du volume

Micropipette volume fixe					
Référence	Volume µL	Just. % max	Précision % max	Couleur	Prix € HT
M016518	2.5	2	1.6		99
M016519	5	1.3	1.2		99
M016520	10	1.2	0.6		99
M016521	20	1	0.3		99
M016522	25	1	0.3		99
M016523	50	0.7	0.3		99
M016524	100	0.6	0.2		99
M016525	200	0.6	0.2		99
M016526	250	0.6	0.3		99
M016527	500	0.6	0.2		99
M016528	1000	0.6	0.2		99
M016529	2000	0.3	0.15		109
M016530	5000	0.3	0.15		109
M016531	10 000	0.6	0.2		109

POT DROIT GRADUÉ



98€
carton de 330 pots

Réf: GR00180PK

10€
reversés
à Think Pink

Grosseron
Collection

Flacon avec bouchon à vis en polyéthylène avec une cape standard (180 ml).
Idéal pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons liquides ou solides.
La traçabilité est garantie par un marquage laser sur chaque pot.

PIPETEUR PIPETBOY ACU 2



INTEGRA

15€
reversés
à Think Pink

Pipetboy Acu 2 est conçu selon les recommandations en matière d'ergonomie de façon à tenir confortablement dans la main et permettre à vos doigts de garder une position naturelle tout au long de vos activités de pipetage.



Leger 195g



Grande résistance



Rapidité : 13.5ml/s max

Référence	Désignation	Prix € HT
0155020	Pipetboy acu 2	253

AGITATEUR

LABWIT



A



B



C

Ces agitateurs sont idéaux pour presque tous les récipients, des tubes aux flacons coniques en passant par les boîtes de Pétri et les plaques de microtitration.



Moteur robuste
et silencieux



3 types d'agitation



Timer : 1 min à 500h

Jusqu'à 100€
reversés
à Think Pink

Agitateur orbital					
Référence	Mode	Vitesse d'agitation Tr/min	Accessoire inclus	Dimensions produit mm (L x l x H)	Prix € HT
A071513	Orbital (A)	30 à 300	plateau avec barre en caoutchouc	400x350x235	1 230
A071514	Va et vient (B)	30 à 300	plateau prépercé	400x350x160	1 080
A071515	Basculant (C)	20 à 80 inclinaisons	plateau antidérapant	400x360x185	880

GRANDE CUILLÈRE



Grosseron
Collection

15€
reversés
à Think Pink

289€ le lot de 1500

Réf: GRS1708PK

Prélèvement aseptique d'échantillons liquides ou solides, pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, bactériologiques.
Conditionnement : 1500 unités

Micropipette volume variable						
Référence	Volume µL	Incrément µL	Just. % max	Précision % max	Couleur	Prix € HT
M016500	0.1-2.5	0.002	2.5	0.7		119
M016501	0.5-10	0.02	1	0.7		119
M016502	2-20	0.02	0.9	0.3		119
M016503	10-100	0.1	0.8	0.2		119
M016504	20-200	0.2	0.6	0.2		119
M016505	100-1000	1	0.6	0.2		119
M016506	500-5000	10	0.6	0.2		129
M016507	1000-10 000	20	0.6	0.15		129

Micropipette 8 canaux						
Référence	Volume µL	Incrément µL	Just. % max	Précision % max	Couleur	Prix € HT
M016508	0.5-10	0.02	2	1		345
M016509	2-20	0.02	2	1.6		345
M016510	10-100	0.1	0.8	0.3		345
M016511	20-200	0.2	0.7	0.25		345
M016512	30-300	0.2	0.6	0.3		345
Micropipette 12 canaux						
M016513	0.5-10	0.02	2	1		415
M016514	2-20	0.02	2	1.6		415
M016515	10-100	0.1	0.8	0.3		415
M016516	20-200	0.2	0.7	0.25		415
M016517	30-300	0.2	0.6	0.3		415

10€
reversés
à Think Pink

20€
reversés
à Think Pink

