

INFO
PRODUIT



Grosseron
being a part of you

Retsch®



BROYEUR À COUTEAUX

BROYEUR GM 200

RETSCH

- Moteur puissant
- 8 programmes
- 4 séquences de programmes
- 14 000 tr/min pour échantillons collants et fibreux

Le nouveau broyeur à couteaux GRINDOMIX GM 200 est l'instrument idéal pour le broyage et l'homogénéisation des aliments et fourrages.

Il permet de traiter des volumes d'échantillon jusqu'à 0,7 litre rapidement et avec reproductibilité.

Avec deux lames tranchantes, il est idéal pour l'homogénéisation des substances avec de l'eau, de l'huile ou des matières grasses ainsi que pour le broyage des produits secs, mous ou mi-durs.



Boîtier robuste



Vitesse de 2 000 à 10 000 tr/min



Moteur 1 000 W



Interface USB



Écran tactile



Large choix de couvercles / bols