

# INFO PRODUIT




**Grosseron**  
being a part of you



## LECTEUR DE MICROPLAQUES COMPACT 96 PUIITS

**BYONNOY**

- Longueurs d'ondes (standards) : 405, 450, 492, 620 nm
- Applications : Elisa, quantification de protéines, cytotoxicité
- Compact : moins d'encombrement sur la paillasse



Avec son **logiciel exclusif et intuitif**, l'**absorbance 96** est idéal pour une variété d'applications allant des **tests ELISA** aux **tests de protéines et de cellules**.

Le **lecteur de microplaques BYONNOY** est le premier sur le marché à contenir **96 unités** de détection individuelles, ce qui permet des **mesures photométriques** extrêmement **rapides et simultanées** de plusieurs puits.

L'absorbance 96 est un appareil ne comportant **aucune pièce mobile**, ce qui le rend **robuste** et **améliore sa reproductibilité**.



**Poids : 0.9kg**  
Le plus **petit** et **léger** du marché



**96 détecteurs**  
Source **LED** longue durée



**Lecture rapide** et  
résultat de mesure **fiable**



**Plug and Play**  
Logiciel inclus et **gratuit**



**Logiciel intuitif**  
Prise en main **facile**



**Robuste**  
Maintenance **aisée**.

Version Novembre 2019