

PROMO



Grosseron  
being a part of you



# CAMÉRA MOTICAM

## SÉRIE 1080N

Caméra autonome Full HD

- Caméra 1080 Nouvelle génération
- HDMI / USB à monture C
- 6MP (1920x1080 pixels)
- Mesure en direct

Profitez de  
15% de remise

La **Moticam 1080N** est conçue pour la **facilité d'utilisation** et la capacité de **produire des images rapides en direct en Full HD** (1920x1080px), et affiche vos images en direct sur l'écran en connectant la caméra via le **port HDMI**.

Grâce à son emplacement intégré pour **carte micro SD**, l'enregistrement des images ne nécessite **pas d'ordinateur**, ce qui **facilite l'enregistrement** et l'**organisation de vos images et vidéos**.

Le **port USB** vous permet de vous connecter à un ordinateur, même simultanément, et d'utiliser le logiciel **Motic Images Plus**.

| RÉFÉRENCE | MODÈLE        | DÉSIGNATION           | INCLUS AVEC LA CAMÉRA                                                                              | PRIX € HT |
|-----------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C097923   | Moticam 1080N | Caméra 6MP HDMI & USB | Inclus câble USB 2.0, câble HDMI, lame de calibration 4 points, Motic Image Plus 3.1, alimentation | 817       |

Offre promotionnelle  
valable jusqu'au **31/12/2023**

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs  
44220 COUERON