



SOLUTIONS POUR L'ANALYSE
ET LA DÉTECTION DES HISTAMINES

KIT DE DÉTECTION HISTAMINE QUALITATIVE NEOGEN



- > **Reveal®**
- > **Qualitatif**

Test destiné au dépistage de l'histamine dans les espèces de poissons scombroïdes comme le thon, le tassergal et le mahi-mahi, et dans la farine de poisson.

Référence	Désignation	Référence fabricant	Méthode	Conditionnement	Prix € HT
1009803	Reveal@Histamine	9548	Immunochromatographie	25	224,46
1009740	Alert pour Histamine	9515	Elisa	20	177,98
1009741	Alert pour Histamine	9515B	Elisa	240	2901,14

✓ Accessoires pour kit de détection histamine quantitative/qualitative Neogen

Référence	Désignation	Référence fabricant	Conditionnement	Prix € HT
1009742	Alert kit d'extraction Histamine	9520	20 tests	53,73
1009739	Veratox kit d'extraction Histamine	9510	38 tests	93,21

KIT DE DÉTECTION HISTAMINE QUANTITATIVE NEOGEN



- > **Veratox®**
- > **Quantitatif**
- > **Elisa**

Veratox® pour histamine est un ELISA direct compétitif destiné à l'analyse quantitative de l'histamine dans les espèces de poissons scombroïdes comme le thon, le tassergal et le mahi-mahi, et dans la farine de poisson.

Référence	Désignation	Référence fabricant	Seuil de détection (ppm)	Durée d'analyse (min)	Conditionnement	Prix € HT
1009737	Veratox@Histamine	9505	2	20	38 tests	323,71
1009738	Veratox@Histamine Thon	9506	2	20	456 tests	3200,37

✓ Accessoires pour kit de détection histamine quantitative/qualitative Neogen

Référence	Désignation	Référence fabricant	Conditionnement	Prix € HT
1009742	Alert kit d'extraction Histamine	9520	20 tests	53,73
1009739	Veratox kit d'extraction Histamine	9510	38 tests	93,21

✓ Lecteur Elisa Stat-Fax 4700 Neogen



- > **À utiliser avec les tests Neogen ELISA**
- > **Optique bichromatique à quatre filtres**
- > **Écran tactile LCD interactif**
- > **Calcul automatique des résultats**

Logiciel à télécharger sur www.neogen.com
livré sans câble USB

Référence	Désignation	Prix € HT
L100903	Lecteur Stat-Fax 4700	3204,53
L100906	Rouleau d'impression pour Stat-Fax 4700, par 10	31,19
C100901	Câble d'alimentation	67,61
L100907	Barette de calibration Dri-Dye 450nm (12puits), 6 barettes	124,41



grosseron.com

info@grosseron.com
Tél. +33 (0)2 40 92 07 09

ZAC Les Hauts de Couëron III
4 rue des Entrepreneurs
44220 COUËRON