

INFO PRODUIT



LYOPHILISATEUR

Alpha 1/2-4 LSCBasic et LSCPlus

CHRIST

- Commande standard LSCBasic ou évoluée LSCPlus
- Plateau chauffant sans fil WST (LSCPlus)

Lyophilisateur Alpha 1/2-4 à cuve Inox 316, serpentin à grande surface d'échange, dégivrage par injection d'air chaud.

Version LSCBasic : Ecran tactile TFT couleur, interface utilisateur graphique, utilisation intuitive, multi-langues, protection par mot de passe, test de fuite et performance, intervalle de maintenance, vanne de rupture de vide incluse.

Version LSCPlus : interface évoluée, écran tactile couleur, capteur de vide et vanne de rupture de vide intégrés, diagramme et synoptique, onglet de fonction. Compatibilité «WST» pour plateau chauffant sans fil, test de fuite et de performance, test d'accroissement de pression si clapet motorisé, intervalle de maintenance.



Niveau sonore hors
pompe : **54 dB(A)**



Puissance absorbée : **1.3/2 kW**



Dimensions hors chambre
(lxhxp) : **315 x 415 x 540 mm**



-55° ou -85°C



Gaz Hydro-carbure



Poids : **65 Kg**