



PROMO



Grosseron


being a part of you

eppendorf



DEEPWELL PLATES BIOBASED & PIPETTES MULTICANAUX MOVE-IT

MICROPLAQUE DEEPWELL BIOBASED EPPENDORF



- > 96 puits profonds
- > Développement durable
- > Degré de pureté : PCR propre et sans protéines

Les microplaques Deepwell BioBased biosourcées de 2 ml sont disponibles en deux couleurs de bordure. Elles sont fabriquées à partir d'un minimum de 95 % de matières premières renouvelables, en maintenant les normes élevées que vous attendez d'Eppendorf. Idéales pour les laboratoires qui s'efforcent de réduire leur impact environnemental tout en garantissant des performances fiables.

Numéro de lot et date d'expiration gravés au laser sur chaque plaque

Applications, manuelles et automatisées

Certifié pour son impact environnemental, comme en témoigne la certification ACT®

Puits transparent, 2 000 µL

Conditionnement par 20 plaques (5 sachets × 4 plaques)

Référence	Couleur	Prix € HT
0303026		168,10
0303027		168,10

Offre promotionnelle valable jusqu'au 31/07/2026

grosseron.com

PROMO



Grosseron
being a part of you

eppendorf

MICROPIPETTE RESEARCH® 2 MOVE IT MULTICANAUX EPPENDORF



> Pipettes à espacement de pointe ajustable

Idéales pour le pipetage sur plaques (384, 96, 48, 24, 12 puits), tubes ou gels d'agarose selon le modèle, ces pipettes offrent un espacement de pointes ajustable de 4,5 à 33mm.

Le réglage rapide du format permet de passer facilement d'une source à une destination, tandis que le variateur manuel assure des changements fluides et des transferts sans égouttement.

Le système sans tubes garantit fiabilité et sécurité, et l'ensemble est entièrement autoclavable pour la protection des utilisateurs et des échantillons.

La tête rotative à 360° offre une lisibilité optimale de l'écran et une identification rapide des paramètres.

Parfaitement équilibrée, cette pipette réduit la fatigue et assure une utilisation confortable, même lors d'un usage intensif.

Référence	Nbr canaux	Volume µl	Code couleur	Erreur systématique +/-µl (Vol. min/max)	Erreur aléatoire +/-µl (Vol. min/max)	Prix € HT
0302222	4	120 - 1200	■	7,2/14,4	1,6/3,6	1325,94
0302224	6	120 - 1200	■	7,2/14,4	1,6/3,6	1379,24
0302227	8	120 - 1200	■	7,2/14,4	1,6/3,6	1436,64

MICROPIPETTE XPLOER ET XPLOER PLUS MOVE IT EPPENDORF



> Pipettes à espacement de pointe ajustable

Pipettes à coussin d'air à 4, 6, 8 et 12 canaux avec option volume variable et espacement de pointe ajustable

Pour plaques (384, 96, 48, 24 et 12 puits), tubes, gels d'agarose, etc. (selon le modèle de pipette)

Espacement de pointe ajustable au choix entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette

Réglage du format pour des changements rapides vers l'avant et l'arrière entre les formats de source et destination

Variateur d'ajustage manuel pour des changements de format sans vibrations et des transferts de liquide sans égouttement

Système sans tubes pour une fiabilité et une sécurité améliorées

Partie basse autoclavable pour assurer la sécurité des utilisateurs et des échantillons

Tête de pipette rotative à 360° pour une lisibilité confortable de l'écran et une identification rapide des paramètres

Pipette parfaitement équilibrée : réduit la fatigue des mains pour une utilisation sans contrainte

Livré avec: Pipette, bloc d'alimentation avec adaptateurs de prise, manuel d'utilisation, notice abrégée, certificat, outil de déverrouillage, outil de joint torique

Référence	Nbr canaux	Volume µl	Code couleur volume	Erreur systématique +/-µl (Vol. min/max)	Erreur aléatoire +/-µl (Vol. min/max)	Distance entre embouts porte-cones	Prix € HT
0302274	8	1 - 20	■	0,12/0,4	0,08 /0,2	4,5-9mm	2022,16
0302267	12	1 - 20	■	0,12/0,4	0,08 /0,2	4,5-9mm	2141,76
0302276	8	5 - 100	■	0,3/1	0,2/0,6	4,5-14mm	2022,16
0302268	12	5 - 100	■	0,3/1	0,2/0,6	4,5-9mm	2141,76
0302270	4	15 - 300	■	0,9/1,8	0,3/0,75	9-33mm	1904,40
0302272	6	15 - 300	■	0,9/1,8	0,3/0,75	9-20mm	1963,28
0302275	8	15 - 300	■	0,9/1,8	0,3/0,75	9-14mm	2022,16
0302271	4	50-1200	■	4/14,4	0,6/3,6	9-33mm	1904,40
0302273	6	50-1200	■	4/14,4	0,6/3,6	9-20mm	1963,28
0302278	8	50-1200	■	4/14,4	0,6/3,6	9-14mm	2022,16

Offre promotionnelle valable jusqu'au 31/07/2026

grosseron.com