

INFO PRODUIT



Grosseron
being a part of you

ESCO

WORLD CLASS. WORLDWIDE.



Garantie 36 mois

POSTE DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE AIRSTREAM ESCO

- Compact et ergonomique
- Stable, flux d'air compensé automatiquement
- EN 12469, Classe II

✓ Piétements pour PSM ESCO



Hauteur fixe disponible
en 711 mm (28") ou 864 mm (34")
avec des pieds ajustables, roulettes ou motorisé.

Le poste de sécurité de **classe II Airstream® d'Esco** est une solution efficace pour fournir une protection à la fois pour l'opérateur, le produit et l'environnement au sein du laboratoire ou du complexe industriel.

Grâce au ventilateur **ECM**, l'**Airstream®** est éco-responsable avec une économie d'énergie réalisée de près de **70%**. Il comprend **un flux d'air stable** pouvant se **compenser automatiquement**, même lors de fluctuation de tension ou lors de changement de filtres.

Ce PSM possède également un **revêtement antimicrobien isocide** sur toutes les surfaces peintes externes et internes.



Sécurité optimale

Filtre ULPA (efficacité 99.999%)



Ergonomie

- façade inclinée
- repose bras
- position de travail confortable



Nettoyage facile

- plan de travail inox sécable
- lampe UV germicide
- angles incurvés et paroi en verre



Silencieux

Niveau sonore 56 dB



Performance

Contrôleur microprocesseur Sentinel Gold™
(mode démarrage rapide, alarmes visuelles / sonores)



Économie

Consommation d'énergie très faible

Version Decembre 2019