

INFO PRODUIT




Grosseron
being a part of you

Grosseron
Collection



POT DROIT GRADUÉ 80 - 125 - 180 ml GROSSERON COLLECTION



Graduation sur tous les pots en ml et oz



Empilable



Numéro de lot et date de péremption

Découvrez nos nouveaux **pots gradués en polypropylène avec bouchon à vis en polyéthylène**. Ces pots **translucides** sont utilisés pour le **prélèvement**, le **stockage** et le **transport d'échantillons** liquides ou solides. La **traçabilité** est garantie par un marquage laser sur chaque pot. Profitez d'un large choix de volumes de **80 à 180 ml**.



Étanche pour toutes
les utilisations



Graduation dans la masse



Packaging avec poignées



Pas de zone de rétention



3 types de capes



Stérilisation par ionisation
à 25 kGy

Cape standard



Cape inviolable



Pour garantir la stérilité ou la propreté de votre pot jusqu'à l'utilisation.

Cape inviolable prévisée



Partiellement vissée, la bague d'invulnabilité n'est pas enclenchée. L'utilisateur l'enclenche en vissant la cape après le prélèvement.

RÉFÉRENCE	STÉRILE / ASEPTIQUE	COULEUR POT	COULEUR CAPE
80 ml CAPE STANDARD (Øint 50 x H 60 mm) par 500			
GR00080RC	Aseptique	naturel	
GR00080BA	Aseptique	naturel	
GR00080BB	Aseptique		
GRS0080RC	Stérile	naturel	
80 ml CAPE INVOLABLE (Øint 50 x H 60 mm) par 500			
GR01080RC	Aseptique	naturel	
GR01080BA	Aseptique	naturel	
GR01080BB	Aseptique		
GRS1080RC	Stérile	naturel	
GRS1080BA	Stérile	naturel	
GRS1080BB	Stérile		
125 ml CAPE STANDARD (Øint 50 x H 80 mm) par 410			
GR00125RC	Aseptique	naturel	
GR00125BA	Aseptique	naturel	
GR00125BB	Aseptique		
GRS0125RC	Stérile	naturel	
125 ml CAPE INVOLABLE (Øint 50 x H 80 mm) par 410			
GR01125RC	Aseptique	naturel	
GR01125BA	Aseptique	naturel	
GR01125BB	Aseptique		
GRS1125RC	Stérile	naturel	
GRS1125BA	Stérile	naturel	
GRS1125BB	Stérile		
180 ml CAPE STANDARD (Øint 50 x H 100 mm) par 330			
GR00180RC	Aseptique	naturel	
GR00180BA	Aseptique	naturel	
GR00180BB	Aseptique		
GRS0180RC	Stérile	naturel	
180 ml CAPE INVOLABLE (Øint 50 x H 100 mm) par 330			
GR01180RC	Aseptique	naturel	
GR01180BA	Aseptique	naturel	
GR01180BB	Aseptique		
GRS1180RC	Stérile	naturel	
GRS1180BA	Stérile	naturel	
GRS1180BB	Stérile		
180 ml CAPE INVOLABLE PRÉVISSÉE (Øint 50 x H 100 mm) par 330			
GRP1180RC	Aseptique	naturel	