

INFO PRODUIT

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science



INCUBATEUR CO2 Haier Biomedical

- Modèles 80, 168 ou 258 litres
- Taux de CO2 0-20%
- Taux humidité > 90%
- Programme de stérilisation chaleur sèche 180°C



L'incubateur CO2 avec stérilisation à la **chaleur sèche de 180°C** offre un environnement de **croissance sûr** et **reproductible** pour les **cultures cellulaires**.

La **température** est contrôlée pour assurer une **croissance optimale des cellules**.

Un nouveau **capteur IR** permet le contrôle de la **concentration en CO2** de manière précise pour maintenir les cultures cellulaires dans un environnement stable.

La **stérilisation à chaleur sèche 180°C** garantit l'**élimination efficace** des **micro-organismes**, y compris les **spores** et les **bactéries**.



Contrôle précis et exact de la température.



Système complet d'alarme de sécurité.



Caisson intérieur embouti en inox, facile à nettoyer.



Cycle de désinfection de 12h sans retrait des sondes.



Chauffage homogène sur les 6 parois.



Filtre microbien à haute efficacité.



Affichage interactif et commande tactile.



- Sonde CO2 IR permet un retour rapide à la consigne.
- Mesure précise du CO2.