

# INFO PRODUIT

**Haier Biomedical**

Intelligent Protection of Life Science



Cryoconservation

## CONGÉLATEUR -80° SALVUM 578 L - 728 L

HAIER BIOMEDICAL

### SÉCURITÉ MAXIMALE DE VOS ÉCHANTILLONS

- Réfrigérateur aux Hydrocarbures : efficacité énergétique maximale. Consommation quotidienne <11 kW.
- Isolation VIP : porte avec 4 joints d'étanchéité et 4 compartiments avec sous-portes isolées.
- Point d'égalisation de pression chauffé pour une réouverture de porte rapide.
- Garantie 3 ans sur l'ensemble et 5 ans sur le compresseur.



Panneau de **contrôle simple**  
avec port USB



Conception de poignée  
**ergonomique** et **sécurisée**



SALVUM 578 L : Ref **C045403**  
SALVUM 728 L : Ref **C045404**



Alarmes multi **niveaux sonores et visuels** :  
(Seuil bas et haut T°, ouverture de porte,  
erreur de capteur...)



**2 tailles différentes** :  
400 Cryoboites - 578 L  
500 Cryoboites - 728 L



**Faible** niveau sonore  
(<50dB)

Version Novembre 2020