

# INFO PRODUIT



**Grosseron**  
being a part of you

**Haier Biomedical**  
Intelligent Protection of Life Science



Cryoconservation

## CONGÉLATEUR -80° SMART FREQUENCY HAIER

- **Technologie de conversion de fréquence**  
Réduction de la consommation d'énergie et stabilité de la T° +/- 3°C
- **Réfrigérateur aux Hydrocarbures : efficacité énergétique maximale .**  
Consommation quotidienne < 8.2 kWh.
- **Isolation VIP : porte avec triple joints et 4 compartiments avec sous-portes isolées.**
- **Port d'égalisation de pression chauffé pour une réouverture de porte rapide.**



Panneau de **contrôle simple**  
avec port USB



Alarmes **sonores/visuelles** :  
(seuil bas et haut T°, ouverture de porte,  
coupure de courant...)



Disponible en 4 tailles :

- 579 L  
- 729 L  
- 829 L  
- 959 L



Conception de poignée  
**améliorée et sécurisée**



**Faible** niveau sonore  
(<47dB)

**Garantie 3 ans**  
**Garantie 5 ans compresseur**

Version Novembre 2020