

INFO PRODUIT



Grosseron
being a part of you

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science



Cryoconservation

CONGÉLATEUR -80° TWINCOOL 578 L HAIER

SÉCURITÉ MAXIMALE DE VOS ÉCHANTILLONS

- **DualCool : 2 systèmes de réfrigération indépendants.**
Maintien de la température à -70°C si panne d'un des compresseurs.
- **Réfrigérants aux Hydrocarbures : efficacité énergétique maximale .**
Consommation quotidienne <12kW.
- **Isolation VIP : porte avec triple joints et 4 compartiments avec sous-portes isolées.**
- **Point d'égalisation de pression chauffé pour une réouverture rapide.**
- **Nouveau modèle avec écran tactile 10 pouces**



Panneau de **contrôle simple**
avec port UBS



Conception de poignée
améliorée et sécurisée



Descente en T° < **180 min**



Alarmes multi **niveau sonores** :
(Seuil bas et haut T°, ouverture de porte,
erreur de capteur...)



400 cryoboîtes - 578 L
500 cryoboîtes - 728 L



Faible niveau sonore
(<53dB)

Garantie 3 ans / Garantie 5 ans compresseur

Version Novembre 2020