

INFO PRODUIT

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science



Cryoconservation

CONGÉLATEUR -80° SMART FREQUENCY HAIER

- **Technologie de conversion de fréquence**
Réduction de la consommation d'énergie et stabilité de la T° +/- 3°C
- **Réfrigérateur aux Hydrocarbures : efficacité énergétique maximale .**
Consommation quotidienne < 8.2 kWh.
- **Isolation VIP : porte avec triple joints et 4 compartiments avec sous-portes isolées.**
- **Port d'égalisation de pression chauffé pour une réouverture de porte rapide.**



Panneau de **contrôle simple**
avec port UBS



Alarmes **sonore/ visuelles** :
(T° élevée / basse, ouverture de porte,
coupure de courant...)



Disponible en 4 tailles :

- 579 L
- 729 L
- 829 L
- 959 L



Conception de poignée
améliorée et sécurisée



Faible niveau sonore
(<47dB)

Garantie 3 ans
Garantie 5 ans compresseur