

INFO
PRODUIT

 **Grosseron**
being a part of you

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science



Cryoconservation

CONGÉLATEUR -80° TWINCOOL 578 L HAIER

- **DualCool : 2 systèmes de réfrigération indépendants.**
Maintien de la température à - 80°C si panne d'un des compresseurs.
- **Réfrigérateur aux Hydrocarbures : efficacité énergétique maximale .**
Consommation quotidienne <12kW.
- **Isolation VIP : porte avec triple joints et 4 compartiments avec sous-portes isolées.**
- **Point de décompression chauffé pour une réouverture rapide.**



Panneau de **contrôle simple**
avec port UBS



Conception de poignée
améliorée et sécurisée



Descente en T° < **180 min**



Alarmes multi **niveau sonores** :
(Seuil bas et haut T°, ouverture de porte,
erreur de capteur...)



Capacité **400 cryoboites**
(16 rack de 25)



Faible niveau sonore
(<53dB)

Garantie 3 ans
Garantie 5 ans compresseur