

INFO PRODUIT

Grosseron Collection

MOBILIER GROSSERON COLLECTION



Le **meubler Grosseron Collection** se compose d'une **large gamme** de paillasse, de meubles, de robinets pour l'**aménagement de vos laboratoires**.

Nous proposons des **solutions personnalisées** afin de répondre à **tous vos besoins**.



Facilité de montage.



Grande modularité.



Esthétique épurée.



Revêtement en verre émaillé :
résistant aux produits chimiques,
facilement lavable.





Mobilier disponible sous 1 semaine.





Nombreux choix de meubles,
paillasse, robinets.


COMPOSEZ VOTRE LABORATOIRE SELON VOS BESOINS !



CONFIG. ILOT CENTRAL



CONFIG. ANGLE SORTANT



- > Personnalisable
- > Simplicité
- > Esthétisme

La Grosseron Collection a été pensée pour être modulable, simple au montage; tout en étant esthétique.
Nous vous présentons ci-dessus les différentes possibilités d'aménagements de la gamme Grosseron Collection.
Le mobilier Grosseron Collection est en stock.

Les prix indiqués de l'ensemble de la Grosseron Collection s'entendent hors éco-contribution.

✓ Paillasse sèche



Ses dimensions sont de 750mm/1000mm/1500mm de longueur x 750mm de profondeur x 900mm de hauteur.

La forme des pieds est en C, en coloris gris aluminium.

Utilisation : Linéaires de paillasse, angles entrant ou sortant, filot central

Les revêtements : verre trempé 6 mm émaillé blanc, posé sur support mélaminé CTBH, joints souples anti-acide.

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Désignation	Paillasse verre profondeur 750mm	Paillasse verre profondeur 750mm	Paillasse verre profondeur 750mm
Longueur mm	750	1000	1500
Paillasse sèche droite	GRP75	GRP100	GRP150
Prix € HT	430,00	470,00	660,00
Paillasse sèche d'angle	GRP75A		
Prix € HT	450,00		

✓ Meubles sous paillasse



Le mobilier sous paillasse a une hauteur de 800 mm x profondeur 450 mm.

Il est réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur.

Les portes sont montées sur charnières invisibles clipsables encastrées ouvrant à 90°.

Les tiroirs sont montés sur coulisses métalliques avec roulements à billes.

Une étagère réglable tous les 32 mm sur crémaillères avec taquets en métal pour les meubles sous évier ou à portes battantes.

Les poignées des meubles sont réalisées en PVC blanc. Les champs des meubles sont colorés en gris aluminium.

Les 4 roulettes sont en polyamide noir montées sur axe métal (2 sont équipées de freins).

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Longueur mm	750mm	1000mm
Portes battantes	GRM75ET	GRM100ET
Prix € HT	283,68	319,62
3 tiroirs	GRM753TI	GRM1003TI
Prix € HT	439,78	493,08
Sous évier	GRM75SE	
Prix € HT	259,70	

MOBILIER CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE !

✓ Paillasse humide



La paillasse humide se compose d'un plan de travail en verre et d'une cuve.
 Une réservation est prévue dans le plan de travail pour robinet monotrou (en option non fournie)
 Ses dimensions sont de 750mm de longueur x 750mm de profondeur x 900mm de hauteur.
 Le champ du plateau est de couleur blanc. La forme des pieds est en C, en coloris gris aluminium.
Le revêtement : verre trempé 6 mm émaillé blanc, posé sur support mélaminé CTBH, joints souples anti-acide.
La cuve : cuve polypropylène de 450 x 450 (int 380 x 380 x P 210) et siphon polypropylène.
Les robinets sont en option
Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Désignation	Paillasse humide en verre profondeur 750 mm
Longueur mm	750
Paillasse humide	GRP75H
Prix € HT	950,00

✓ Laverie sur meuble porteur



La laverie se compose d'un plan de travail en stratifié compact, d'une cuve et d'un égouttoir.
 Ses dimensions sont de 1200mm de longueur x 750mm de profondeur x 900mm de hauteur.
 Une réservation est prévue dans le plan de travail pour un robinet monotrou en OPTION.
Le revêtement : plaque de stratifié compact TRESPA® Toplab® , épaisseur 20mm, très solide, surface hygiénique sans accroche.
La cuve : cuve polypropylène de 450 x 600 (int.385 x 540 x P 315) et siphon polypropylène.
Rainurage type égouttoir réalisé dans la masse
Meuble : meuble porteur largeur 1200mm double portes battantes
Les robinets sont en option
Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Désignation	Laverie trespas sur meuble porteur
Longueur mm	1200
Laverie	GRLAV75
Prix € HT	1558,62

✓ Robinetterie



L'ensemble des robinets pour le mobilier Grosseron Collection sont en monotrou.
 Un perçage est prévu de série sur les paillasses humides.
 La robinetterie est fournie avec ses accessoires de montage et ses flexibles de raccordement.

Désignation	Robinet mélangeur EC/EF	Robinet mitigeur EC/EF	Robinet mitigeur EC/EF hospitalier avec commande au coude	Robinet mitigeur EC/EF avec douchette dans le bec	Robinet mitigeur EC/EF avec douchette extractible	Robinet EF simple	Robinet Eau Déminéralisée simple
Modèle	A	B	C	D	E	F	G
Robinet	ROBMELT2	ROBMITT1	ROBMITT2	ROBMITT3	ROBMITT5	ROBEFT1	ROBEDT1
Prix € HT	178,98	390,00	677,78	606,33	663,85	161,28	243,83