

# INFO PRODUIT



Grosseron  
being a part of you

**memmert**  
Experts in Thermostatics



## INCUBATEUR CO2 ICOMED MEMMERT

- **Modèle 56, 107, 150 ou 241 litres**
- **Taux de CO2 0-20 %**
- **Stabilisation humidité par point froid :  
Effet Reltier**

Les nouveaux incubateurs **Memmert CO2 ICO** ont été développés pour améliorer la sécurité de vos cultures.

La **précision absolue** de la régulation de la température, de l'hygrométrie et du taux de CO2 assure une **atmosphère parfaite**.



- Option : Mesure de l'**hygrométrie**.
- Option : Régulation dynamique du %HR pour les cultures cellulaires difficiles.



- **ControlCOCKPIT** protégé par batterie.
- **TwinDisplay** programmable.
- Connexions USB et Ethernet, Data-Logger.



- **Capteur IR** double longueur d'onde.
- Mesure précise du CO2.
- Retour rapide à la consigne.



- Cycle de décontamination **1h à 180°C** en standard.



- Chauffage homogène sur les **6 parois** avec diffuseur aluminium.
- Porte intérieure **vitree et chauffée**.
- Point froid **Effet Peltier** (consigne -2°C).



- Caisson intérieur embouti en **Acier inox**.
- Angles arrondis **facilitant le nettoyage**.

**Double sonde Pt100 - Homogénéité à 37°C +/-0.3 - Précision d'affichage du CO2 0.1% - Alimentation 230V**

**Garantie 3 ans**