

INFO PRODUIT



Grosseron
being a part of you

eppendorf



NEW BRUNSWICK INNOVA 43/43R AGITATEUR INCUBATEUR

- Vitre d'observation et lumière intégrée
- Déplacement facilité avec roues intégrées
- Fiabilité 24h/7j, même lourdement chargé

L'agitateur incubateur New Brunswick Innova facilite la manipulation précise de grands volumes de cultures. Son chargement par le haut permet de placer les flacons à la verticale, et son couvercle à pédale, avec fenêtre latérale, offre un accès rapide et une visibilité sur les échantillons.

L'entraînement triple excentrique Eppendorf, monté sur une embase en fonte, est conçu pour les applications à grande vitesse et charges intensives. L'interface intuitive simplifie le réglage de la vitesse, de la température et du temps, avec une option VisioNize box pour une surveillance avancée. L'entretien sur place minimise les temps d'arrêt.



Utilisation facile
et précise



Robuste et fiable



Poids : 231 kg



Dimensions (LxPxh)
1156 x 813 x 1031 mm

Janvier 2025