

eppendorf



CRYOTUBE F440

CONGÉLATEUR

- Volume de 440 Litres
- Refroidissement par air et réfrigérants écologiques
- Intérieur en acier inoxydable

Le modèle **CryoCube F440** est basée sur un compresseur puissant permettant un rétablissement rapide de la température à -80 °C après son ouverture.

Stockez vos précieux échantillons dans un endroit froid et sécurisé. Le congélateur réduit les coûts d'exploitation tout en fournissant une protection supérieure à vos échantillons essentiels. Une isolation combinée basée sur des panneaux d'isolation sous vide et de la mousse de polyuréthane permet une consommation d'énergie extrêmement basse pour un stockage long (version « h »).



Faible
consommation
électrique



Sonde
de température
intégrée



Solution
de stockage fiable
et performante



Système connecté et
accessible à distance