

INFO PRODUIT



Grosseron
being a part of you



ALLIANCE
BIO EXPERTISE



DILUWEL UP! ALLIANCE BIO EXPERTISE DILUTEUR GRAVIMÉTRIQUE

- Rapide et précis
- Ergonomie optimale testée et approuvée
- Écran tactile intuitif

Le **DILUWEL UP!** est un diluteur gravimétrique de nouvelle génération, alliant rapidité, précision et confort d'utilisation. Doté d'un écran tactile intuitif et de fonctionnalités avancées comme l'Auto-Start et l'Auto-Tare, il optimise la dilution et le dosage de tous types de matrices en seulement 12 secondes pour 225 ml.

Sa conception ergonomique réduit les troubles musculo-squelettiques et s'intègre parfaitement sur la paillasse grâce à son faible encombrement et ses pompes déportées. Le système Fingerstop™ limite les contaminations croisées, tandis que la traçabilité complète est assurée via export USB ou LIMS, conforme aux normes ISO.



Prise en main
intuitive



Performances
supérieures



Amélioration de
la productivité



Intégration parfaite
sur la paillasse



Ergonomie
optimale



Modes multiples



Intégrité
des résultats



Traçabilité complète