



TESTING REACH-IN E SERIES

ENCEINTE CLIMATIQUE

- Excellentes conditions de stabilité et d'homogénéité
- Avec ou sans hygrométrie réglable de 10% à 98% HR
- Alarmes entièrement configurables
- Jusqu'à 50 programmes de 50 segments chacun

La gamme de **chambres de test** TT/CT est idéale pour les tests thermiques, climatiques, de vieillissement et de résistance. Parfaite pour la R&D, le contrôle qualité et les laboratoires, elle permet des simulations environnementales précises grâce à une programmation facile et des accessoires variés, comme des options d'éclairage.

Des capteurs d'hygrométrie adaptés à chaque application sont disponibles. Chaque enceinte est équipée d'une sonde PT100 dans le flux d'air et d'une seconde sonde librement positionnable pour une flexibilité optimale. Un outil performant pour vos projets de recherche et tests environnementaux.



Écran tactile
couleur 7 pouces



Hautes
performances



Conception intérieur
acier inoxydable



Passage de câble
80mm inclus