

INFO PRODUIT



Grosseron
being a part of you



DC6ED27D	22.0°C	63.6%	14.8%	
FBF55E86			22.8%	
C832197A	22.7°C	58.4%	14.2%	
C71F0F2	24.9°C	53.9%	15.0%	
E6086C09	21.3°C	56.4%	1,006.5	12.4%



PROGESPLUS

ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ

- Communication Bluetooth 4.3 jusqu'à 60 mètres
- Application gratuite
- Robuste et compact
- Certification CE / FCC - ROHS

WeeziDot est un **enregistreur de Température/Humidité** sans fil Bluetooth idéal pour le contrôle de la température dans le transport, le stockage de produits sensibles (transport de vaccins ou d'échantillons biologiques), contrôle de réfrigérateurs, congélateurs et autres enceintes thermostatées.

Avec WeeziApp, vous pouvez facilement programmer et lire les enregistreurs WeeziDot. En quelques secondes, l'application affiche un graphique détaillé, ce qui la rend idéale pour les contrôles de température et d'humidité sur le terrain.



Dimensions :
Ø 38 mm, 7 mm
d'épaisseur



Poids : 16g



Batterie remplaçable
(jusqu'à 5 ans
d'autonomie)



Plage de mesure :
-40/+85°C ±0,5°C -
0/100% HR ±4% HR