

INFO
PRODUIT



Grosseron
being a part of you

ANKOM
TECHNOLOGY



A200 ANKOM

EXTRACTEUR DE FIBRE MANUEL

- Fibre brute, ADF, NDF
- Sécurisé
- Jusqu'à 24 échantillons en simultané
- Semi-automatique

L'**ANKOM200** permet de déterminer avec précision les résultats des tests de fibres, notamment les fibres ADF, NDF et la fibre brute, pour tous types d'alimentation animale et de fourrages.

Il offre une grande exactitude par rapport aux méthodes classiques d'analyse des fibres, en éliminant la majorité des sources de variabilité dues aux techniciens. L'absence d'étape de filtration séparée garantit des résultats cohérents d'une analyse à l'autre.

Les sachets-filtres, qui contiennent les échantillons, évitent les erreurs lors du transfert et permettent de traiter jusqu'à 24 échantillons simultanément dans un même lot.

L'**ANKOM200** est aussi moins cher que ses concurrents, et il réduit les coûts de main-d'œuvre de 50 %, tout en nécessitant peu d'espace pour son fonctionnement.



Facile à utiliser



Économique
et efficace



Faible
encombrement