

# INFO PRODUIT



**Grosseron**  
being a part of you



## LOADING DYE NZYTECH

MIGRATION DES PROTÉINES OU ACIDES NUCLÉIQUES

- **Prêt à l'emploi**

Le loading dye est un tampon de chargement permettant un suivi visuel de la distance de migration des protéines ou acides nucléiques.

**ADN** : Application pour migration sur gel d'agarose

Colorant : Xylène cyanol, Bleu de bromophénol, Orange G

**Protéine** : Application pour électrophorèse SDS-PAGE

Colorant : Bleu de bromophénol

RÉFÉRENCE	APPLICATION	CONCENTRATION	CONDITIONNEMENT
10080342	ADN	6X	5 X 1 ML
10080341	PROTÉINE	5X	5 X 1 ML

➔ [grosseron.com](http://grosseron.com)

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs  
44220 COUERON