

# INFO PRODUIT



**Grosseron**  
being a part of you



## MASTER MIX pour PCR point final

- Optimisé pour chaque utilisation
- Prêt à l'emploi
- Mix avec loading dye inclus

NZYtech propose une large gamme de master mix contenant tous les composants nécessaires à une PCR (exceptés les amorces et ADN matrice), à des concentrations optimales afin de garantir une amplification efficace de l'ADN.

Le **Pink Master mix** contient du **loading dye** permettant un dépôt sur gel d'agarose directement après amplification. En lien avec l'organisation Think Pink Europe, le liquide habituellement vert est ici rose.

Les mix sont formulés en solutions concentrées 2X.

### Caractéristiques :

Température de stockage : -85°C à -15°C

Concentration : 0,2 U/μl, en glycérol

RÉFÉRENCE	TAMPON	NOMBRE DE PUIITS
10080317.PK	NZYTAQ II 2X PINK MASTER MIX	500 U
10080324.PK	SUPREME NZYTAQ II 2X PINK MASTER MIX	500 U

Pour chaque Mix acheté, 5€  
reversés à Think Pink.

➔ [grosseron.com](http://grosseron.com)

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs  
44220 COUERON