

INFO PRODUIT




Grosseron
being a part of you



LECTEUR DE MICROPLAQUES COMPACT 96 PUIITS

BYONNOY

- Longueurs d'ondes (standards) : 405, 450, 492, 620 nm
- Applications : Elisa, quantification de protéines, cytotoxicité
- Compact : moins d'encombrement sur la paillasse



Avec son **logiciel exclusif et intuitif**, l'**absorbance 96** est idéal pour une variété d'applications allant des **tests ELISA** aux **tests de protéines et de cellules**.

Le **lecteur de microplaques BYONNOY** est le premier sur le marché à contenir **96 unités** de détection individuelles, ce qui permet des **mesures photométriques** extrêmement **rapides et simultanées** de plusieurs puits.

L'absorbance 96 est un appareil ne comportant **aucune pièce mobile**, ce qui le rend **robuste** et **améliore sa reproductibilité**.



Poids : 0.9kg

Le plus petit et léger du marché



96 détecteurs

Source LED longue durée



Lecture rapide et
résultat de mesure fiable



Plug and Play

Logiciel inclus et gratuit



Logiciel intuitif

Prise en main facile



Robuste
Maintenance aisée.