

# PROMO



# Grosseron

being a part of you



## GANT NITRILE NON POWDRÉ

Référence	Taille	Conditionnement	Prix € HT
9.006371	S	200	8.90
9.006372	M	200	8.90
9.006373	L	200	8.90
9.006374	XL	200	8.90

### Comment bien choisir vos gants ?

	Latex	Nitrile
Résistance	Excellente souplesse et résistance à la déchirure. Bonne résistance aux produits chimiques aqueux.	Très bonne résistance à l'abrasion, à la perforation et aux dérivés d'hydrocarbures.
Allergies	Les protéines de latex peuvent engendrer des allergies.	Alternative hypoallergénique pour les personnes sensibles.
Précautions	Éviter le contact avec les huiles, graisses et dérivés d'hydrocarbures.	Éviter le contact avec les solvants contenant des cétones et les produits organiques azotés.

### En savoir plus

(Guide des tailles, normes, catégories de risques...)



Offre promotionnelle valable jusqu'au 30/06/2026

\*Dans la limite des stocks disponibles

grosseron.com