

AGITATEUR INCUBATEUR



100€
reversés
à Think Pink

Agitateur incubateur secoueur de laboratoire adapté aux petits et moyens volumes. Alarmes sonores et visuelles en cas de surchauffe du moteur.

Référence	Volume L	Dimension plateau mm	Volume maximum des fioles	Puissance W	Prix € HT
A071511	34	280x220 (A)	5x250ml	280	2230
A071512	63	340x370 (B)	4x1000ml	550	3025

THERMOMÈTRE



72€
Réf: T031435

5€
reversés
à Think Pink

Ce thermomètre mesure la température sur une plage de -49,9 à 299,9°C. Il est entièrement configurable à l'aide des boutons situés dans le compartiment à pile. Il est doté d'un écran rétroéclairé intelligent qui détecte les niveaux de lumière.



Grosseron soutient la lutte contre le cancer du sein et devient partenaire de Think Pink Europe.



Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent chez les femmes, en Europe et dans le monde entier.

Agitateurs, balances, microcentrifugeuses, micropipettes, pipeteurs, pots, PSM, thermocycleurs, thermomètres...



Offre valable jusqu'au 31 décembre 2023

Grosseron
www.grosseron.com

KIT DE NETTOYAGE



74€
Réf: 2199999

5€
reversés
à Think Pink

Vikan a réinventé la conception et la fabrication d'outils de nettoyage pour garantir les plus hauts niveaux d'hygiène et une efficacité optimale dans les environnements critiques de sécurité alimentaire. Kit complet : 1 balai, 1 manche, 1 seau, 1 balayette et 1 pelle.

GRANDE CUILLÈRE



289€ le lot de 1500
Réf: GRS1708PK

15€
reversés
à Think Pink

Prélèvement aseptique d'échantillons liquides ou solides, pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, bactériologiques. Conditionnement : 1500 unités

PIPETEUR

10€
reversés
à Think Pink



129€
Réf: P016500

Ce pipeteur sur batterie offre une expérience agréable pour les utilisateurs. Construction légère pour une facilité d'utilisation sur une période prolongée. Angle de cône de nez unique pour une flexibilité de fonctionnement accrue, même sous hotte aspirante.

MICROCENTRIFUGEUSE

10€
reversés
à Think Pink



99.90 €
Réf: C222210

Cette microcentrifugeuse pour microtubes et barettes est robuste et compacte. Elle améliore le confort des utilisateurs et est idéale pour des tâches de routine en laboratoire. 6 tubes 1.5 ml / 2.0ml - 2 barettes de 8 tubes 0.2ml

AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT



50€
reversés
à Think Pink

La plaque chauffante unique Kera-Disk en aluminium offre des temps de chauffage rapides et le revêtement en céramique très fin rend la plaque résistante aux produits chimiques et aux rayures.

Référence	Désignation	Prix € HT
A046177	Hei-Plate Mix'N'Heat Core	569

DÉSINFECTANT BAIN MARIE



170€
250 ml - Lot de 6
Réf: A9390.0250PK

15€
reversés
à Think Pink



Désinfectant pour bain-marie contre les bactéries et les moisissures. Utilisation : 10 mL pour 1 L, répéter toutes les 2 semaines et changer l'eau toutes les 6 semaines. Non irritant - Biodégradable

20€
reversés
à Think Pink

BALANCE



Ces balances fonctionnent avec 4 touches pour une utilisation plus facile. Applications: pesage, densité, masse molaire, crochet de pesée sous la balance...

Référence	Désignation	Prix € HT
B106229	SPX223 220G / 0.001G	495
B106230	SPX2202 2200G / 0.01G	489
B106231	SPX6201 6200G / 0.1G	415

LES NOUVEAUTÉS

ATP-MÈTRE MULTIFONCTION ENSURE™ TOUCH



100€
reversés
à Think Pink

EnSURE™ Touch est une solution conçue pour le contrôle d'hygiène avec des possibilités de mesures multiples (ATP, microbiologie, allergènes, pasteurisation...).

Référence	Désignation	Prix € HT
S233007	ATP-mètre EnSURE™ Touch Pink	1650

ELECTRODE DE PH



10€
reversés
à Think Pink

5€
reversés
à Think Pink

Les électrodes de pH sont des accessoires de qualité supérieure conçus pour une mesure précise et fiable du pH dans diverses applications. Leur conception robuste et leur technologie avancée en font des choix idéaux pour les laboratoires.

Référence	Désignation	Prix € HT
0330000	Pénétration	145
0330001	Général	68

PHMÈTRE PORTABLE 6011




15€
reversés
à Think Pink

Le pH mètre portable est un outil de mesure précis et pratique pour déterminer le pH des solutions liquides. Doté d'une interface conviviale et d'une sonde remplaçable, il offre une grande fiabilité dans une gamme d'applications, de laboratoires aux tests sur le terrain.

Référence	Désignation	Prix € HT
P057112	pHmètre 6011 Jenco	290

Jusqu'à **100€** reversés à Think Pink

AGITATEUR



Ces agitateurs sont idéaux pour presque tous les récipients, des tubes aux flacons coniques en passant par les boîtes de Pétri et les plaques de microtitration.

Agitateur orbital					
Référence	Mode	Vitesse d'agitation Tr/min	Accessoire inclus	Dimensions produit mm (L x l x H)	Prix € HT
A071513	Orbital (A)	30 à 300	plateau avec barre en caoutchouc	400x350x235	1 340
A071514	Va et vient (B)	30 à 300	plateau prépercé	400x350x160	1 180
A071515	Basculant (C)	20 à 80 inclinaisons	plateau antidérapant	400x360x185	960

THERMOCYCLEUR PCR



300€ reversés à Think Pink

Le LineGene Mini est un thermocycleur portable idéal pour les analyses de PCR en temps réel : quantitative/point final, les courbes standards, les courbes de fusion en temps réel, les analyses de SNP sur le terrain (station épuration, hôpital...).

Référence	Modèle	Détails	Prix € HT
R048508	FQD-16A détection BYQ 6618E	F1 : FAM, SYBR Green I; F3 : ROX	8 350
R048507	FQD-16A détection BYQ 6622E	F1 : FAM, SYBR Green I; F2 : VIC, HEX, TET, JOE, TAMRA, CY3, NED	8 350
R048506	FQD-16A détection BYQ 6623E	F1 : FAM, SYBR Green I; F2 : VIC, HEX, TET, JOE, TAMRA, CY3, NED; F3 : ROX; F4 : CY5	9 950

MICROPIPETTE



Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, la micropipette Grosseron Collection garantit une durabilité accrue et une prévention contre la corrosion chimique et physique. L'éjection de la pointe ne demande aucun effort grâce au mécanisme d'absorption des chocs.

Micropipette volume fixe					
Référence	Volume µL	Just. % max	Précision % max	Couleur	Prix € HT
M016518	2.5	2	1.6	Orange	99
M016519	5	1.3	1.2	Jaune	99
M016520	10	1.2	0.6	Jaune	99
M016521	20	1	0.3	Jaune	99
M016522	25	1	0.3	Jaune	99
M016523	50	0.7	0.3	Jaune	99
M016525	200	0.6	0.2	Jaune	99
M016526	250	0.6	0.3	Bleu	99
M016530	5 000	0.3	0.15	Vert	109
M016594	2.5	2	1.6	Orange	99
M016595	5	1.3	1.2	Jaune	99
M016596	10	1.2	0.6	Jaune	99
M016597	20	1	0.3	Jaune	99
M016598	25	1	0.3	Jaune	99
M016599	50	0.7	0.3	Jaune	99
M016573	100	0.6	0.2	Jaune	99
M016600	200	0.6	0.2	Jaune	99
M016601	250	0.6	0.3	Bleu	99
M016602	500	0.6	0.2	Bleu	99
M016574	1 000	0.6	0.2	Bleu	99
M016592	2 000	0.3	0.15	Vert	109
M016575	5 000	0.3	0.15	Vert	109
M016593	10 000	0.6	0.2	Vert	109

Éjecteur en métal

10€ reversés à Think Pink

Éjecteur en plastique

10€ reversés à Think Pink

Éjecteur en plastique

20€ reversés à Think Pink

Micropipette volume variable						
Référence	Volume µL	Incrément µL	Just. % max	Précision % max	Couleur	Prix € HT
M016501	0.5-10	0.02	1	0.7	Orange	119
M016503	10-100	0.1	0.8	0.2	Jaune	119
M016504	20-200	0.2	0.6	0.2	Jaune	119
M016505	100-1000	1	0.6	0.2	Bleu	119
M016569	0.1-2.5	0.002	2.5	0.7	Orange	119
M016603	0.5-10	0.02	1.0	0.4	Orange	119
M016604	2-20	0.02	0.9	0.3	Orange	119
M016570	10-100	0.1	0.8	0.3	Jaune	119
M016605	20-200	0.2	0.6	0.2	Jaune	119
M016606	100-1000	1.0	0.6	0.2	Bleu	119
M016571	500-5000	10	0.6	0.2	Vert	129
M016572	1000-10 000	20	0.6	0.15	Vert	129

Micropipette 8 canaux						
Référence	Volume µL	Incrément µL	Just. % max	Précision % max	Couleur	Prix € HT
M016508	0.5-10	0.02	2	1	Orange	345
M016509	2-20	0.02	2	1.6	Jaune	345
M016510	10-100	0.1	0.8	0.3	Jaune	345
M016511	20-200	0.2	0.7	0.25	Jaune	345
M016512	30-300	0.2	0.6	0.3	Rouge	345

Micropipette 12 canaux						
Référence	Volume µL	Incrément µL	Just. % max	Précision % max	Couleur	Prix € HT
M016513	0.5-10	0.02	2	1	Orange	415
M016514	2-20	0.02	2	1.6	Jaune	415
M016515	10-100	0.1	0.8	0.3	Jaune	415
M016516	20-200	0.2	0.7	0.25	Jaune	415
M016517	30-300	0.2	0.6	0.3	Rouge	415

POSTE DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE



300€ reversés à Think Pink

Ce PSM offre une protection pour l'utilisateur, l'échantillon et l'environnement. Complet avec lampe UV - Prises électriques - Piètement.

Référence	Dimensions externes mm (l x P x H)	Dimensions internes mm (l x P x H)	Poids Kg	Prix € HT
H045403	1380 x 780 x 2145/2365	1310 x 620 x 630	320	5 400

AGITATEUR MAGNÉTIQUE



10€ reversés à Think Pink

La surface supérieure en acier inoxydable rend l'appareil extrêmement résistant à la corrosion et le moteur à courant continu longue durée fonctionne à grande vitesse et ne nécessite pas beaucoup d'entretien.

Référence	Désignation	Prix € HT
A100487	Agitateur magnétique	98

PIPETEUR PIPETBOY ACU 2



15€ reversés à Think Pink

Pipetboy Acu 2 est conçu selon les recommandations en matière d'ergonomie de façon à tenir confortablement dans la main et permettre à vos doigts de garder une position naturelle tout au long de vos activités de pipetage.

Référence	Désignation	Prix € HT
O155020	Pipetboy acu 2	290

POT DROIT GRADUÉ



98€ carton de 330 pots

Réf: **GR00180PK**



10€ reversés à Think Pink

Flacon avec bouchon à vis en polyéthylène avec une cape standard (180 ml). Idéal pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons liquides ou solides. La traçabilité est garantie par un marquage laser sur chaque pot.