

INFO
PRODUIT



Grosseron
being a part of you

Motic®

MORE THAN MICROSCOPY



PANTHERA L LIFE SCIENCE MOTIC

- Caméra intégrée.
- Motic light Tracer : mémorisation de l'intensité lumineuse / objectif.
- Réglage de Koehler : condenseur N.A 0.90 / 1.25 Abbe
- Révolver arrière avec 5 emplacements.
Objectifs Plan UC : 4x 10x 40x 100x immersion.
- Tête binoculaire Siedentopf (rotation 360°)



Arrêt automatique du microscope



Éclairage halogène ou LED



Réglage de l'intensité lumineuse



Rangement des câbles et des outils.



Connecté HDMI, LAN, WIFI, USB



Réglage micro et macrométrique