

INFO PRODUIT



Bidon
5 Litres



Flacon
pulvérisateur
1 Litre



NETTOYANT / DÉSINFECTANT MATÉRIEL & SURFACE PENTASPRAY SR+

- Virucide sur marqueur coronavirus
- Bactéricide et levuricide en 1 seconde
- Prêt à l'emploi, sans dilution
- Sans rinçage

Flacon spray 100 mL



Pentaspray SR+ est un détergent désinfectant **bactéricide, levuricide, virucide** sans rinçage destiné à la désinfection de toutes les **surfaces et matériel** y compris en **milieu alimentaire** (plans de travail, matériel médical, poignées de porte, digicodes, claviers, bureaux, tables, inox, environnement de cuisine...).

PROPRIÉTÉS

Aspect : Liquide limpide / **Couleur** : incolore / **pH** : 8 ± 1 / **DLUO** : 2 ans
Règlement CE N° 1272/2008 Contient parmi d'autres composants: **CAS**: 64-17-5. Ethanol (alcool éthylique).
Prêt à l'emploi. Formulation liquide applicable sans dilution (AL) - **Utilisation**: TP4 et TP2.

ACTIVITÉ	CONDITION	TEMPS DE CONTACT	NORMES	SOUCHES
BACTÉRICIDE	20°C	30 secondes	EN 13697 en condition de saleté	Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae
LEVURICIDE	20°C	1 minute	EN 13697 en condition de saleté	Candida albicans
VIRUCIDE	20°C	5 minutes	EN 14476-A2 en condition de propreté	MVA (Marqueur Coronavirus) H5N1 - H1N1 HIV-1 Hépatite C (HCV) Hépatite B (HBV) Herpesvirus VRS Influenzavirus A

Version Mars 2021