

INFO PRODUIT




POSSÉMÉ
AMÉNAGEMENT SUR MESURE
DU LABORATOIRE

MOBILIER SOUS PAILLASSE MEUBLE A ROULETTES

“ Conforme à la norme NFX 15 202

- Hauteur 740 mm - Profondeur 450 mm
- Mélaminé blanc lisse CTBH de 19 mm d'épaisseur
- Charnières et tiroirs «soft close»
- Roulettes mobiles dont 2 avec frein



Portes montées sur charnières invisibles clipsables encastrées ouvrant à 90°.
Tiroirs montés sur coulisses en métal avec roulements à billes.
Les meubles sous évier, à portes battantes ou mixtes disposent d'une étagère réglable tous les 32 mm sur crémaillères avec taquets en métal. Poignées de meuble en PVC. Champs colorés au choix parmi un panel. Roulettes mobiles polyamides noires montées sur axe métal (dont 2 freinées).


INFO PRODUIT



Grosseron
being a part of you

MOBILIER SOUS PAILLASSE

POSSÉMÉ
AMÉNAGEMENT SUR MESURE
DU LABORATOIRE



LARGEUR	PORTE SEULE	PORTE + 1 TIROIR	PORTE + 2 TIROIRS	PORTE + 3 TIROIRS	PORTE + 4 TIROIRS	SOUS EVIER
500	 MB050ET	 MB050ETISUP	 MB0502TI	 MB0503TI	 MB0504TI	 MB050SE
600	 MB060ET	 MB060ETIUSP	 MB0602TI	 MB0603TI	 MB0604TI	 MB060SE
700	 MB070ET	 MB070ETISUP	 MB0702TI	 MB0703TI	 MB0704TI	 MB070SE
800	 MB080ET	 MB080ETISUP	 MB0802TI	 MB0803TI	 MB0804TI	 MB080SE
900	 MB090ET	 MB090ETISUP	 MB0902TI	 MB0903TI	 MB0904TI	 MB090SE
1000	 MB100ET	 MB100ETISUP	 MB1002TI	 MB1003TI	 MB1004TI	 MB100SE
1100	 MB110ET	 MB110ETISUP	 MB1102TI	 MB1103TI	 MB1104TI	 MB110SE
1200	 MB120ET	 MB120ETISUP	 MB1202TI	 MB1203TI	 MB1204TI	 MB120SE



Hauteur 740 mm
Profondeur 450 mm



Mélaminé blanc lisse
CTBH 19 mm



Charnières et tiroirs
«soft close»



Roulettes mobiles
dont 2 à freins