

INFO PRODUIT



Grosseron
being a part of you

Grosseron
Collection



PIPETEUR SUR BATTERIE GROSSERON COLLECTION

- Haute vitesse d'aspiration
- Valves sensibles pour un travail de précision
- Protégé par des filtres en PTFE



Pour pipette plastique ou verre de **0.5 à 100 ml**.

Réglage de la vitesse possible en fonction **du volume de la pipette** et de la **viscosité du liquide**.

Batterie longue durée résistant à **8 heures de travail** en continue.

Les **ailettes de pose** s'avèrent pratiques lors de pauses courtes en cours d'utilisation.



Poignée **ergonomique**.



Usage **sans fil**.



Corps résistant aux **UV**.



Embout de maintien de la pipette autoclavable.



Livré avec un **filtre 0.2µm** et un **embout**.



Poids : **210 g**



Indicateur de **charge de batterie** par LED.



Référence : **GR99999**
sur le site www.grosseron.com