

PROMO



Grosseron

being a part of you

eppendorf



MICROPIPETTE MONOCANAL & MULTICANAUX

MICROPIPETTE RESEARCH PLUS MONOCANAL À VOLUME VARIABLE EPPENDORF



- > Pipette ultra légère allée à la précision et à la répétabilité
- > Entièrement autoclavable

La Research plus est conçue suivant les critères strictes du Concept Eppendorf PhysioCare.

Piston ultra léger fabriqué en Forton® (sauf pipettes 2,5µl, 10µl, 5ml et 10ml).

Les positions, les formes des boutons de contrôle ainsi que de l'affichage ont été optimisées pour favoriser un travail confortable et une utilisation intuitive.

L'embout porte-cônes à amortisseur de force permet la mise en place optimale des pointes avec un minimum d'effort (non disponible pour les pipettes de 5 mL et 10 mL).

L'option d'ajustage vous permet de parfaitement adapter la pipette à des liquides spécifiques ou à des conditions externes diverses.

Nouveau système de réglage du volume permettant de passer du volume maximum au minimum en très peu de tours.

L'affichage de volume à quatre chiffres avec loupe rend les réglages plus précis et rapides que jamais.

Le verrouillage rapide (par clip) permet de démonter et de nettoyer très facilement la partie inférieure (non disponible pour les pipettes de 5 mL et 10 mL).

Référence	Volume	Code couleur volume	Erreur systématique absolue +/-µl (Vol. min/max)	Erreur aléatoire absolue +/-µl (Vol. min/max)	Pointes	Prix € HT
0302183	0.1-2.5µL	■	0.048/0.035	0.012/0.018	0.1-10µL	281,70
0302185	0.5-10µL	■	0.04/0.10	0.0025/0.04	0.1-20µL	281,70
6.291704	2-20µL	■	0.10/0.20	0.03/0.06	0.5-20µL	313,00
0302198	2-20µL	■	0.10/0.20	0.03/0.06	2-200µL	281,70
0302188	10-100µL	■	0.30/0.80	0.10/0.20	2-200µL	281,70
0302199	20 - 200 µL	■	0.50/1.20	0.14/0.40	2-200 µL	281,70
0302203	30 - 300 µL	■	0.75/1.80	0.21/0.60	20-300 µL	281,70
0302189	100-1000µL	■	3.00/6.00	0.60/2.00	100-1000µL	313,00
0302186	0.5-5mL	■	12.0/30.0	3.00/7.50	100-5000µL	281,70
7.649105	1-10 mL	■	30.0/60.0	6.00/15.0	1000-10000 µL	313,00

Offres promotionnelles valables jusqu'au **31/07/2025**

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON

PROMO



Grosseron
being a part of you

eppendorf

MICROPIPETTE RESEARCH® PLUS MULTICANAUX EPPENDORF



- > Pipette ultra légère alliée à la précision et à la répétabilité
- > Entièrement autoclavable

La Research plus est conçue suivant les critères strictes du Concept Eppendorf PhysioCare.

Piston ultra léger fabriqué en Forton® (sauf pipettes 2,5µl, 10µl, 5ml et 10ml).

Les positions, les formes des boutons de contrôle ainsi que de l'affichage ont été optimisées pour favoriser un travail confortable et une utilisation intuitive.

L'embout porte-cônes à amortisseur de force permet la mise en place optimale des pointes avec un minimum d'effort (non disponible pour les pipettes de 5 mL et 10 mL)

L'option d'ajustage vous permet de parfaitement adapter la pipette à des liquides spécifiques ou à des conditions externes diverses.

Nouveau système de réglage du volume permettant de passer du volume maximum au minimum en très peu de tours.

L'affichage de volume à quatre chiffres avec loupe rend les réglages plus précis et rapides que jamais.

Le verrouillage rapide (par clip) permet de démonter et de nettoyer très facilement la partie inférieure (non disponible pour les pipettes de 5 mL et 10 mL).

Volume µl	0,5 - 10	10 - 100	30 - 300	120 - 1200
Code couleur volume				
Erreur systématique absolue +/-µl	0.06/0.20	0.30/0.80	0.90/1.80	7.2/14.4
Erreur aléatoire absolue +/-µl	0.04/0.10	0.20/0.30	0.30/0.90	1.08/3.6
Pointes	0.1-20 µL	2-200 µL	20-300 µL	50 – 1 250 µL
8 canaux	0302204	0302205	0302206	0302193
Prix € HT	813,60	813,60	813,60	813,60
12 canaux	0302190	0302191	0302192	0302231
Prix € HT	890,10	890,10	890,10	890,10



Offres promotionnelles valables jusqu'au 31/07/2025

➔ [grosseron.com](https://www.grosseron.com)

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON